



Catalogue 6

Distributeurs

SIEGE SOCIAL EUROPE

Bureau commercial Allemand
et logistique
Harkortstraße 2
D-58339 Breckerfeld
Tél.: +49 2338 801-888
Fax: +49 2338 801-877
E-mail: info.gco.germany@gc.dental
www.gcorthodontics.eu

FRANCE

Bureau commercial
8, rue Benjamin Franklin
F-94370 Sucy en Brie
Phone: 01 77 45 65 61
Fax: 01 45 76 31 53
E-mail: info.gco.france@gc.dental
www.gcorthodontics.eu

ÉTATS UNIS

GC Orthodontics America inc.
Siège social et bureau commercial
11535 S, Central Avenue
Alsip, IL 60803
Customer Care Line
Tél. : 888-332-4883 FREE
Fax : 708-897-8857

ARABIE SAOUDITE

World Smile Trading Est.
Khalid Bin Alwaleed St.
P. O. Box: 42113,
Jeddah 21541,
Saudi Arabia
Tél. : 96126622221
E-mail : m.jamal@worldsmile.co

ARMÉNIE

Dentax LLC
Paronyan 9-43,
Yerevan 0015,
Armenia
Tél. : +374 12 555 300, +374 44 150 300
E-mail : info@dentax.am
Web : www.dentax.am

AUTRICHE

Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH
Hans-Zach-Straße 2
A-4210 Gallneukirchen
Tél. : +43 (0) 7235 63993
Fax : +43 (0) 7235 63993-13
E-mail : office@dental-leibetseder.at
Web : www.dental-leibetseder.at

BELGIQUE

B-Dental
Paalsesteenweg 257
B-3583 Paal
Phone: +32 (0)11 76 86 43
Fax: +32 (0)11 76 86 40
E-mail: info@b-dental.be
Web site: www.b-dental.be

BULGARIE

PATRICIA Ltd.
kv. Sveta Troitsa, bl. 303b, vh. G, ap. 87
1202 SOFIA
Tél. : +35929319931
E-mail : patricia@patricia.bg
Website: <http://www.patricia.bg>

CROATIE

Manodent d.o.o
Bistrec 11
10 432 Lug Samoborski
Tél.: 00 385 1 3327 649
Fax.: 00 385 1 3327 649
E-mail: info@manodent.hr
Web: www.manodent.hr

DANEMARK

Ortodonti Service A/S
Ellekaer 9 2.th
DK-2730 Herlev
Tél. : +4556141753
E-mail : info@ortodontiservice.dk
Web : www.ortodontiservice.dk

ÉMIRATS ARABES UNIS

Abcon International Drug Store LLC,
C50, Plot 242-397, Al Ghusais 1,
P.O.Box: 80513
Dubai, UAE
Tel:+97 14 2588101
Fax:+97 14 2578901
E-mail : info@abcondubai.com
Web : www.abcondubai.com

ESPAGNE

Ortospecialized Spain SL
Deu i Mata, 156-158 Entlo 7ª
08014 Barcelona, Spain
Tél. : 08029-Barcelona
E-mail : info@ortospecialized.es
Web : www.ortospecialized.es



ESTONIE

Medeq OÜ

Katusepapi 16a-18,
11412 Tallinn,

Estonia

Tél. : +372 622 8111

E-mail : info@medeq.ee

Web : www.medeq.ee

FINLANDE

Ortomat Herpola Oy

Artukaistentie 15, 20240 Turku

Tél. : +358-2-276 4700

E-mail : info@ortomat-herpola.fi

Web : <https://www.ortomat-herpola.fi/fi>

GRÈCE

ORTHOSHOP EE

Import Sales Dental Products

Mr Kostas Panagiotis

Sp.Davari 67

19441KOROI

Tél. : +30 2109958506

E-Mail : info@orthoshop.gr

GRÈCE

MILTADIS VITSAROPOULOS S.A.

Import Sales Dental Products

M.Thanasis Vitsaropoulos

Mesogion 348 Avenue

15341 ATHENS

GREECE

Tél. : +30 2106541340

Web : www.vitsaropoulos.gr

HOLLANDE

ORTHOTEC

Dijnselburgerlaan 3

3705 LP ZEIST

Tél. : +31 0306962262

HONGRIE

SAVARIA-DENT Ltd.

Dr. Szabolcs Zoltán Str 5/A.

H-9700 Szombathely

Hungary

Tél. : +36 30 4722 688

E-mail : info@savariadent.hu

HONGRIE

D-Controll Ltd,

Március 15. sqr. 5

H-9742 Salköveskút

Hungary

Tél. : +36 70 670 9595

E-mail : info@dcontroll.hu

IRAK

Vital Alliance Co Ltd

Iraq , Sulaymaniyah

Malik Mahmood Road/ opposite to

German village

Ahmed Medical Building/ ground floor/

app 1

Tél. : +96 47706833383

Web : www.Vitalalliance.net

IRAN

Nik Pouyan

6 Vanak St., Aseman Building,

Unit 1106, Tehran, Iran

Tél. : +98 21 8888 6040

Fax : +98 21 8888 7425

E-mail : info@nikpouyan.com

Web : www.nikpouyan.com

ISRAEL

GC Israel

4 Koifman St

Phone Aviv

Tél. : + Fax : +972-3-7979610

E-mail : info.gcisrael@gc.dental

Web : <https://europe.gc.dental/>

ITALIE

Orto Specialized

Street Via Francesco Baracca 132

50127 FIRENZE, Italy

Tél. : +39 055 430351

Fax : +39 0554476101

E-mail : info@ortospecialized.it

Web : www.ortospecialized.it

JORDANIE

FIRST INTERNATIONAL FOR
MEDICAL SERVICE

4th floor - Office 401

11953 KAHLDA

JORDANIA

E-mail : info@first-ims.com

KOWEIT
MEDICAID MEDICAL SERVICES
AL-REHAB COMPLEX
TUNIS St,
9 Floor, Office 915 PO-BOX 4065
22041 HAWALLY
KOWEIT
Tél. : +965 22626627
E-mail: info@medicaid.com.kw

LITUANIE
DECAVITA
M. Indriliuno g. 31,
LT-08336 Vilnius,
Lithuania
Tél. : +37069964256
Email : info@decavita.eu

LUXEMBOURG
B-Dental
Kerkstraat 164
B - 3290 Schaffen
Tél. : +32 (0)13 290 781
Fax : +32 (0)13 290 780
info@b-dental.be
Web : www.b-dental.be

MAROC
Ortho Zenith
59 Av. Ibn Sina
Appt 4 Agdal
Rabat 10000, Morocco
Tel: +212 03 7674512/674513
Fax : +212 037674507
E-mail : orthozenit@iam.net.ma

MONTÉNÉGRÓ
Dental express
Bulevar Zorana Djindjica 88
Belgrade, Serbia
Tél. : +381113111048
Fax. : +381112143142
E-mail : office@dentalexpress.rs
Web. : dentalexpress.rs

NORVÈGE
Dentalvarehuset AS
Nesbruveien 75
N-1394 NESBRU
Tél. : +47 22 33 39 00
Mail: post@dentalvarehuset.no
Web : www.dentalvarehuset.no

POLOGNE
Marrodent Sp. z o.o.
Poland, 43-300 Bielsko-Biala,
ul. Krasinskiego 31
Department of Orthodontics
Tél. : + Fax 22 843 06 60
E-mail : ortodoncja@marrodent.pl
Web : www.marrodent.pl

PORTUGAL
Ortospecialized Spain SL
Carrer Tarragona 157
Torre Nunez y Navarro 5 floor
08014 Barcelona, Spain
Tél. : +34 935476561/2
E-mail : info@ortospecialized.es
Web : www.ortospecialized.es

ROYAUME UNIS
Wrights Dental Supply Co
Dunsinane Avenue
Kingsway West
Dundee
Scotland
DD2 3QD
Tél. : +44 7967 578 308
E-mail : g.protherough@wright-cottrell.co.uk
Web : www.wright-cottrell.co.uk

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ORTHOEXPRESS CZ, s.r.o.
Krenova 40.
CZ-60200 Brno
Czech Republic
Tél. : +420 603 887 379
E-mail : info@orthoexpress.cz

ROUMANIE
D-Controll SRL.
Andrei Saguna 224.
310077 Arad
Romania
Tél. : +40 257 251 715
E-mail : office@ortoforum.eu

RUSSIE
Moscou
KASSIS Ltd
21, Yablochkova, Bld 3.
127322
Tél. : 8 800 201 27 42
E-mail: info@kassis.ru
Web: www.kassis.ru



RUSSIE

ST. Petersburg

ORTOS SPB LTD

19, Chudnovskogo, Litera A,
193231

Tél.: 8 800 201 27 42

Email: spb@kassis.ru

Web: www.kassis.ru

SLOVAQUIE

ORTHOEXPRESS SK s.r.o

Cierny Chodnik 13

SK-83107 Bratislava

Slovakia

Tél. : +421 903 411 887

E-mail: skorthoexpress@gmail.com

SLOVÉNIE

Manodent d.o.o

Bistrec 11

10 432 Lug Samoborski

Tél.: 00 385 1 3327 649

Fax.: 00 385 1 3327 649

E-mail: info@manodent.hr

Web: www.manodent.hr

SUÈDE

Ortopro AB

P.O. Box 24067,

SE-400 22 Gothenburg

Tél. : +46 31 810035

E-mail : info@ortopro.com

Web : www.ortopro.com

SUISSE

ALPIN ORTHODONTICS AG

Zürichstrasse 68

CH-6004 Luzern

Tél. : +41 41 429 80 80

Fax : +41 41 429 80 81

E-mail : info@alpinorthodontics.ch

Web : www.alpinorthodontics.ch

TUNISIE

MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGY

Z.I Sidi Abdelhamid

9, Rue de l'oxygène

4061 Sousse

Tél. : +216 73 321 860

E-mail : medicaladvancedtechnology@yahoo.fr

TURQUIE

MEDIKODENTAL

Seba Office Boulevard Ayazaga Mah.

Mimar Sinan Sk. No:21 A Blok D:34

34485 Sariyer/ISTANBUL

TURQUIE

Tél. : +90 212 219 97 55

Fax : +90 212 219 97 60

E-mail : info@medikodental.com

Web : www.medikodental.com

UKRAINE

ART-ORTHO, Ltd

Vodohinna street,

2 office 308

79017 LVIV

UKRAINE

Tél. : +38 097 476 5275

E-mail : artortho.info@gmail.com

UZBEKISTAN

BIOTECH STOM

G-24, Proektnaya str, Sergeli dst,

Tashkent, Uzbekistan, 100085

Tél. : +99890 924 90 54, +99891 135 01 06

E-mail : stoma05@mail.ru

Web : www.biotechstom.uz

YEMEN

NoorDent for Dental Supplies

Al Taisi Building , 3rd floor office 11.

Hadda Street – Sana'a

Republic of Yemen

Tél. : +967 1 208827

E-mail : noordent@gmail.com

L'équipe GC Orthodontics France



Directeur Commercial France

Jean-Luc Clay

07 72 72 17 65

JeanLuc.Clay@gc.dental



Georges Gounel

06 42 13 49 76

georges.gounel@gc.dental



Bruno Louvrier

06 28 47 25 31

bruno.louvrier@gc.dental



Philippe Level

06 34 17 36 47

philippe.level@gc.dental



Sandrine Valdevit

06 34 17 35 99

sandrine.valdevit@gc.dental



Marc Coubé

06 28 47 24 67

marc.coube@gc.dental



Angéline Antoine

06 34 17 36 80

angelina.antoine@gc.dental



Responsable Administration des ventes

Michael Joire

06 34 17 35 53

michael.joire@gc.dental



Chargée de Recouvrement

Lona Rollier

01 77 45 65 61

lona.rollier@gc.dental



Coordinatrice Service Commercial

Nadia Godard

01 77 45 65 61

nadia.godard@gc.dental



Assistante Service Commercial

Laura Bougerol

01 77 45 65 61

Laura.Bougerol@gc.dental



Stéphane Largier

06 03 98 82 40


Stephane.largier@gc.dental



Johann Cottreau


07 62 60 50 88

johann.cottreau@gc.dental



Ortholine

01 43 56 33 50





GC Orthodontics Europe GmbH

Conditions Générales de Vente de la GC Orthodontics Europe GmbH.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

Dispositions générales

Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables. Nous ne reconnaissons aucune condition contraire ou divergente de l'acheteur à moins que nous ne les ayons acceptées expressément par écrit. Des écarts à ces conditions de vente ne sont applicables que si nous les avons confirmés par écrit. Nos Conditions Générales de Vente sont également applicables pour toutes les futures relations commerciales avec l'acheteur, même si elles ne sont pas explicitement convenues encore une fois.

Offre et conclusion de contrat

Nos offres sont sans engagement et non contractuelles ; sous réserve de possibilités de livraison et vente intermédiaire dans tous les cas.

Prix et conditions de paiement

Les prix sont calculés sur la base de notre liste de prix en vigueur. Tous les prix s'entendent hors T.V.A. légale qui est indiquée à part sur la facture au montant légal le jour de la facturation et hors frais d'envoi, assurance de transport comprise.

Les frais d'envoi ne sont plus facturés à partir d'une valeur de commande de 250,- € ; pour des commandes de moins de 25,- €, nous facturons une majoration de quantité minimum de 5,- €. Nos factures sont dues à l'échéance indiquée sur la facture.

Nous accordons un escompte de 2 % pour tout règlement sous 5 jours à date de facture (carte bancaire, chèque,...). Les paiements ne sont considérés comme effectués que dans la mesure où nous pouvons en disposer. Si l'acheteur est en demeure, nous avons le droit de réclamer des intérêts moratoires de 8 % de points au-dessus du taux d'intérêt de base de la Banque Centrale Européenne. Si nous sommes en mesure de prouver un préjudice plus important dû au retard, nous avons le droit de le faire valoir. L'acheteur ne possède un droit de compensation que si ses contre-prétentions ont été constatées ou reconnues par nous. L'acheteur ne peut exercer un droit de rétention que si sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel.

Délai de livraison

Les délais de livraison sont sans engagement. Nous ne répondons pas de retards de livraison pour cas de force majeure ou à cause d'événements qui nous rendent la livraison très difficile voire impossible – même s'ils se produisent chez nos fournisseurs ou sous-traitants. Des retards dont nous n'avons pas à répondre nous donnent le droit de repousser la livraison de la durée de l'empêchement plus un délai de redémarrage adapté ou de nous retirer du contrat entièrement ou en partie à cause de la partie non encore exécutée. Le respect de notre engagement de livraison présuppose le respect

ponctuel et correct des engagements de l'acheteur. Nous avons à tout moment le droit de procéder à des livraisons partielles.

Transfert du risque

Le risque est transféré à l'acheteur dès que l'envoi est transmis au transporteur ou quitte notre entrepôt en vue de l'expédition. Si l'envoi est retardé à la demande de l'acheteur, le risque lui est transféré à l'avis de la disposition à l'envoi.

Garantie

Nous garantissons des vices de prestations – y compris écart à la qualité convenue – comme suit : l'acheteur s'engage à contrôler nos prestations dans les 8 jours ouvrables à réception et à signaler aussitôt par écrit les vices cachés. Il n'est pas dérogé au droit de réclamation pour vices cachés. La réclamation doit être accompagnée des documents et informations nécessaires à la reconstruction du vice. En cas d'infraction au droit de contrôle et de réclamation, les prestations valent comme agréées. Si les prestations comportent un vice au moment du transfert du risque, l'acheteur a un droit de réparation. À notre gré, le droit de réparation est satisfait par élimination du vice ou par livraison ultérieure. Si nous optons pour l'élimination du vice, l'acheteur nous aide dans une mesure adéquate et acceptable et nous accordera notamment le temps et l'occasion de procéder à l'élimination du vice. Si la réclamation est injustifiée, nous avons le droit de réclamer à l'acheteur le remboursement des frais dus aux tentatives manquées, documentation comprise.

En cas d'échec de l'élimination du vice ou de la livraison ultérieure, l'acheteur a le droit, après expiration infructueuse d'un délai supplémentaire adapté fixé par lui, à son gré de réduire en conséquence la rémunération (réduction) ou de résilier le contrat (retrait). Le délai de prescription pour des prétentions à cause de vices est d'1 an. Des vices dus à une utilisation incorrecte, à un entretien insuffisant, à des modifications non convenues avec nous, à des interventions incorrectes de l'acheteur ou de tiers, ne sont pas couverts par la garantie. Par ailleurs, il n'est pas dérogé au droit de l'acheteur, en cas d'écart de la qualité convenue, d'exiger au lieu du retrait ou de la réduction des dommages et intérêts en guise de prestation ou le remboursement de dépenses vaines. Il n'est pas dérogé aux dispositions du paragraphe ci-dessous. Sauf en cas de mauvaise foi et en cas de remise d'une garantie pour la qualité, toute garantie pour vices matériels est exclue par ailleurs et donc selon ce que stipulent les dispositions du paragraphe ci-dessous.

Les retours doivent être envoyés sans frais de port. Des retours en port dû ne sont pas traités. Un renvoi de marchandise est possible dans un délai de quatre semaines à réception de la livraison en emballage original non ouvert et non endommagé, copie de la facture ci-jointe.

Restrictions générales de responsabilité

La responsabilité pour dommages et intérêts, quelle qu'en soit la raison juridique, notamment pour retard, impossibilité, acte non permis, garantie pour vices matériels et dommages et intérêts pour infraction au droit, est exclue. Cette exclusion de responsabilité ne vaut pas en cas d'intention ou de négligence grossière de notre part, de nos cadres ou agents d'exécution ainsi qu'en cas de violation coupable d'un devoir contractuel essentiel dont le respect est primordial pour atteindre l'objectif du contrat, en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé ainsi que pour des prétentions en vertu de ProdHaftG [Loi sur la responsabilité produits]. Par ailleurs, en cas de négligence légère, la responsabilité se limite à l'indemnisation des dommages qui sont prévisibles et sur la survenance desquels on doit typiquement compter dans le cadre d'un tel contrat. Un changement de la charge de la preuve au détriment de l'acheteur n'est pas lié aux dispositions ci-dessus.

Réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété sur l'objet de livraison jusqu'à réception de tous les paiements issus du contrat. En cas de saisies ou d'autres interventions de tiers, l'acheteur doit nous informer immédiatement par écrit afin que nous puissions porter plainte en vertu du § 771 ZPO [code de procédure civile]. L'acheteur a le droit de revendre l'objet de livraison dans la marche ordinaire des affaires ; il nous cède cependant dès maintenant toutes les créances s'élevant au total des factures, T.V.A. comprise, qui découlent pour lui de la revente à ses clients ou à des tiers, et ce indépendamment du fait si l'objet de livraison a été revendu sans ou après transformation. L'acheteur a le droit d'encaisser cette créance après sa cession. Notre pouvoir d'encaisser nous-mêmes la créance reste en vigueur ; mais nous nous engageons à ne pas encaisser la créance tant que l'acheteur remplit ses obligations de paiement en toute conformité et n'est pas en demeure. Si c'est cependant le cas, nous pouvons exiger que l'acheteur nous déclare les créances cédées et leurs débiteurs, donne toutes les informations nécessaires pour l'encaissement, remette les documents afférents et informe les débiteurs de la cession. Nous nous engageons à libérer les sûretés qui nous reviennent à la demande de l'acheteur dans la mesure où la valeur de nos sûretés dépasse de plus de 10 % la créance à garantir. Dans la relation avec les entrepreneurs, nous nous réservons la propriété sur l'objet de livraison jusqu'à réception de tous les paiements issus de la relation commerciale avec l'acheteur. La réserve de propriété s'étend alors aussi au solde reconnu dans la mesure où nous comptabilisons en compte courant des créances face à l'acheteur (réserve de compte courant). Dans la relation avec les entrepreneurs, la marchandise en notre possession pendant la durée de la réserve de propriété doit être assurée par l'acheteur contre l'incendie, les dégâts des eaux, le vol et le vol avec effraction. Les droits qui résultent de ces assurances nous sont cédés. Nous acceptons ces cessions.

Séminaires de formation continue

Les séminaires de formation continue de la GC Orthodontics Europe GmbH se font exclusivement sur la base de ces Conditions Générales de Vente.

L'inscription aux séminaires de formation continue doit se faire par écrit, soit par formulaire d'inscription rempli et signé faxé à +49 2338 801 877 ou bien pour les clients parlant français au +33 149 5616 38 voire par formulaire d'inscription via courriel à info-de@gcorthodontics.eu ou pour les clients parlant français à info-fr@gcorthodontics.eu ou sur la page d'accueil de la GC Orthodontics sous www.gcorthodontics.eu. Avec votre inscription, vous acceptez les Conditions Générales de Vente pour les séminaires de formation continue de la GC Orthodontics Europe GmbH. Des écarts ainsi que des agréments et accords annexes verbaux doivent être confirmés par écrit par la GC Orthodontics Europe GmbH. Le nombre de participants à nos séminaires de formation est limité, si bien que les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre d'arrivée. À réception de l'inscription, vous recevez, si un accord est possible de notre part, une confirmation d'inscription écrite par la GC Orthodontics Europe GmbH. L'inscription est obligatoire à réception de votre confirmation d'inscription écrite à la GC Orthodontics Europe GmbH.

La GC Orthodontics Europe GmbH vous enverra au plus tard 15 jours avant le début du cours la facture s'élevant aux droits de participation correspondants et les informations détaillées sur le séminaire de formation continue, le déroulement, l'itinéraire, le laboratoire de formation et les informations éventuelles sur l'hôtel. La facture s'entend T.V.A. légale comprise.

Le montant de la facture est débité de votre compte par prélèvement bancaire 15 jours avant le début du cours voire au début du cours. Un virement des droits d'inscription doit avoir lieu jusqu'à 15 jours avant le début du cours.

Information sur le droit de révocation pour le consommateur Droit de révocation

Vous pouvez révoquer votre déclaration de contrat dans les 15 jours sans indiquer de raisons sous forme textuelle (p. ex. lettre, fax, courriel). Le délai commence à obtention de cette information sous forme textuelle mais pas avant conclusion du contrat et pas non plus avant exécution de notre devoir d'information conformément à l'Article 246 § 2 en relation avec le § 1 Pt. 1 et 2 EGBGB [Loi introductive au code civil allemand]. L'envoi à temps de la révocation suffit pour respecter le délai de révocation. La révocation doit être adressée à :

GC Orthodontics Europe GmbH

Harkortstr. 2, 58339 Breckerfeld

Télécopie : +49 2338 801 877 ou par

Courriel à : info.gco.germany@gc.dental



Conséquences de la révocation

En cas d'une révocation valable, les prestations reçues de part et d'autre doivent être remboursées et des bénéfices éventuellement perçus restitués (p. ex. intérêts). Si vous ne pouvez pas nous rembourser la prestation reçue totalement ou en partie ou seulement en mauvais état, vous devez dans cette mesure nous rembourser la valeur le cas échéant. Cela peut avoir pour conséquence que vous deviez néanmoins remplir les obligations de paiement contractuelles pour la période jusqu'à la révocation. Des obligations pour le remboursement de paiements doivent être remplies dans les 30 jours. Le délai commence pour vous à l'envoi de votre déclaration de révocation, pour nous à sa réception. Mentions spéciales : votre droit de révocation expire prématurément si le contrat est entièrement rempli de part et d'autre sur votre souhait exprès avant que vous ayez exercé votre droit de révocation. (Fin de l'information sur le droit de révocation)

Ce qui suit est en vigueur indépendamment du droit de révocation ci-dessus :

en cas d'annulation par le participant – indépendamment de la raison de l'annulation – des droits de participation sont dus s'élevant à :

- a. 10 % de changement de réservation sur un autre cours en cas d'annulation moins de 4 semaines avant le début du séminaire,
- b. 50 % en cas d'annulation moins de 2 semaines avant le début du séminaire,
- c. 100 % en cas d'annulation moins d'1 semaine avant le début du séminaire ou en cas de non-présentation. L'inscription est bien sûr transférable à un participant remplaçant sans frais de traitement. Des annulations doivent être faites par écrit.

GC Orthodontics Europe GmbH se réserve le droit de remplacer des référents annoncés par d'autres ou de procéder à des modifications nécessaires du programme et/ou du lieu du cours. Si la réalisation du séminaire n'est pas possible pour cas de force majeure, à cause d'un empêchement d'un référent, à cause de troubles sur le lieu du séminaire ou de manque de personnel ou raisons similaires dont la GC Orthodontics Europe GmbH n'a pas à répondre, la GC Orthodontics Europe GmbH tentera d'informer les participants dès que possible. Prière d'indiquer dans ce but votre numéro de téléphone privé ou votre numéro de portable. Une annulation à cause d'un nombre trop restreint de participants n'a pas lieu moins de 15 jours avant le jour du séminaire. Des annulations pour les autres raisons mentionnées peuvent aussi se faire à court terme. En raison d'une annulation du séminaire de la part de la GC Orthodontics Europe GmbH, les droits de participation déjà versés sont remboursés intégralement. D'autres prétentions des participants, notamment prétentions à remboursement de frais de voyage et d'hébergement ainsi que perte de travail et de chiffre d'affaires sont exclues. À moins que la GC Orthodontics Europe GmbH ne doive répondre de l'annulation du séminaire ou de l'apparition des prétentions mentionnées par négligence grossière ou par intention criminelle. Une prétention juridique à une répétition du séminaire n'existe pas. Mais des offres alternatives de formation continue vous seront soumises.

GC Orthodontics Europe GmbH n'endosse pas non plus de responsabilité pour l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des contenus du séminaire et des documents de la session.

Protection des données

Nous ne mémorisons et utilisons vos données personnelles qu'à des fins de planification, d'exécution et de décompte du séminaire. Nous ne transmettons pas ces données à des tiers à des fins d'utilisation, à moins qu'il ne s'agisse d'offices publics (p. ex. service des contributions, institutions d'assurance sociale) dans le cadre de prescriptions juridiques impératives. Vos données personnelles ne sont mémorisées qu'aussi longtemps que ceci est nécessaire à l'exécution correcte des tâches. Vous avez le droit de nous réclamer des informations sur les données mémorisées sur votre personne.

Paieement

Nous avons le droit, en dépit d'autres dispositions de l'acheteur, d'imputer des paiements tout d'abord à des dettes anciennes et informerons l'acheteur sur le mode du décompte fait. Si des frais et intérêts ont déjà été générés, nous avons le droit de compter les paiements tout d'abord sur les frais puis sur les intérêts et enfin sur la créance principale. Un paiement n'est considéré comme effectué que lorsque nous pouvons disposer du montant. Nous nous réservons explicitement le droit de refuser chèques et lettres de change. L'acceptation ne se fait toujours que pour raison de paiement. Les frais de banque sur escompte sont à la charge de l'acheteur et sont dus aussitôt. L'acheteur n'a le droit de compensation que si la contre-créance est indiscutable ou a été constatée exécutoire.

Juridiction compétente/Lieu de réalisation

La juridiction compétente pour tous les litiges, aussi pour les procès en recouvrement de créance sur traite ou sur chèque est Hagen. Nous avons le droit de porter plainte contre l'acheteur auprès du tribunal de sa juridiction générale. Le lieu de réalisation pour des prestations de notre part pour l'obligation de paiement de l'acheteur est Breckerfeld.

Droit applicable

Pur toutes les relations juridiques entre nous et l'acheteur, seul le droit de la République fédérale d'Allemagne est en vigueur et ce, sans recours au droit d'achat des Nations unies. Les créances importantes de la Norme 13485 doivent être respectées.

Invalidité partielle

Si une ou plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Vente devaient être ou devenir invalides totalement ou en partie, la validité des autres dispositions ou accords n'en est pas affectée. Le droit dispositif remplace la disposition invalide. Cela vaut aussi dans le cas d'une lacune.

GC ORTHODONTICS EUROPE GMBH, BRECKERFELD
Version : 17/11/2014



Ce sigle vous indique que la photo est dynamique et qu'une vidéo y est attachée. Ne s'applique qu'à la version digitale du catalogue.



Les QR codes sont interactifs dans la version digitale du catalogue. Vous pouvez les photographier avec l'appareil photo de votre smartphone dans la version papier.

Les attaches Experience ceramic sont des produits de classe IIa, les attaches Experience mini metal sont des produits de classe IIa, les attaches Experience mini metal rhodium coated sont des produits de classe IIa, les attaches Experience metal sont des produits de classe IIa, les attaches Experience I et LSB sont des produits de classe IIa, les attaches Chic sont des produits de classe IIa, les attaches Standard Edgewise sont des produits de classe IIa, les attaches Legend mini et medium sont des produits de classe IIa, les attaches Xcess sont des produits de classe IIa, les attaches Legacy sont des produits de classe IIa, les tubes molaires auto-ligaturant Experience sont des produits de classe IIa, les tubes molaires Legend LE sont des produits de classe IIa, les tubes Xcess sont des produits de classe IIa, les simples tubes maxillaires sont des produits de classe IIa, les doubles tubes maxillaires sont des produits de classe IIa, les triples tubes maxillaires sont des produits de classe IIa, les simples tubes mandibulaires sont des produits de classe IIa, les doubles tubes mandibulaires sont des produits de classe IIa, les attachements linguaux à coller sont des produits de classe IIa, les attachements linguaux à souder sont des produits de classe IIa, les arcs initialloy sont des produits de classe IIa, les arcs BioEdge sont des produits de classe IIa, les arcs BioActive sont des produits de classe IIa, Les arcs esthétiques initialloy sont des produits de classe IIa, les arcs esthétiques BioActive sont des produits de classe IIa, Les arcs linguaux initialloy sont des produits de classe IIa, les arcs Linguaux BioEdge sont des produits de classe IIa, les arcs NiTi superélastiques sont des produits de classe IIa, les fils Reverse sont des produits de classe IIa, les arcs Deep Bite Opener CTA sont des produits de classe IIa, les arcs titane Molybdène sont des produits de classe IIa, les arcs aciers inoxydables monobrin sont des produits de classe IIa, les fils Wilcock Original sont des produits de classe IIa, les fils Bioalloy sont des produits de classe IIa, les auxiliaires intra-oraux sont des produits de classe IIa, les LipBumper sont des produits de classe IIa, les barres palatines sont des produits de classe IIa, les contentions linguales préformées sont des produits de classe IIa, les crochets et stops pour arcs sont des produits de classe IIa, les ligatures métalliques Kobayashi sont des produits de classe IIa, les accessoires pour brackets avec V-slot sont des produits de classe IIa, les quadhelix acier sont des produits de classe IIa, les Quadhelix Bioalloy sont des produits de classe IIa, les bagues molaires Sure-Snap sont des produits de classe IIa, les bagues molaires A-Fit sont des produits de classe IIa, les bagues prémolaires Sure-Snap sont des produits de classe IIa, les pinces coupantes distales sont des produits de classe I, les instruments H-Friedy sont des produits de classe I, les pinces coupantes sont des produits de classe I, les pinces utilitaires sont des produits de classe I, les pinces linguales sont des produits de classe I, les pinces à plier sont des produits de classe I, les instruments pour pinces sont des produits de classe I, les précelles sont des produits de classe I, les pinces mosquito sont des produits de classe I, les instruments GC Orthodontics sont des produits de classe I, les instruments pour auto-ligaturants sont des produits de classe I, les pinces de laboratoire sont des produits de classe I, les chainettes élastomériques de couleur sont des produits de classe IIa, les élastiques intraoraux Orchestra elastics sont des produits de classe IIa, les élastiques extra-oraux Orchestra elastics sont des produits de classe IIa, les chainettes OrthoChain sont des produits de classe IIa, les ligatures élastomériques GC Ties sont des produits de classe IIa, les séparateurs sont des produits de classe IIa, les fils élastomériques creux et pleins sont des produits de classe IIa, les tubes de protection pour arcs sont des produits de classe IIa, les arcs faciaux sont des produits de classe I, les accessoires de tractions extra-orale sont des produits de classe I, les produits de la gamme Optimax sont des produits de classe IIa, les plaques de thermoformage Smile Rite sont des produits de classe IIa, les enfonce bagues sont des produits de classe I, les écartes joues sont des produits de classe I, les cires de protection sont des produits de classe I, les silicones de protection sont des produits de classe I, les miroirs sont des produits de classe I, les protection labiales sont des produits de classe IIa, les instruments de placement des élastiques sont des produits de classe I, les elasti-bites sont des produits de classe I, les Chewing Aligner sont des produits de classe I,

Les graphiques des pages Initialloy, BioEdge et des ressorts initialloy sont issus de test effectués pas la société Tomy au Japon.

*MBT est une marque déposée de 3M Unitek

La version du système MBT (McLaughlin, Bennett, Trevisi) de GC Orthodontics ne prétend pas être une copie d'un système existant, il n'a en aucun cas été approuvé par les Drs. McLaughlin, Bennett, ou Trevisi.

- La version du système Roth de GC Orthodontics ne prétend pas être une copie d'un système existant, il n'a en aucun cas été approuvé par le Dr. Roth.
- La version du système Andrews de GC Orthodontics ne prétend pas être une copie d'un système existant, il n'a en aucun cas été approuvé par le Dr. Andrews.
- La version du système Planché de GC Orthodontics ne prétend pas être une copie d'un système existant, il n'a en aucun cas été approuvé par le Dr. Planché.
- La version du système Bi-Dimensionnel de GC Orthodontics ne prétend pas être une copie d'un système existant, il n'a en aucun cas été approuvé par le Pr. Gianelly
- La version du système Bio Progressive de GC Orthodontics ne prétend pas être une copie d'un système existant, il n'a en aucun cas été approuvé par le Dr. Gugino

Tous les produits vendus sous la marque GC Orthodontics font l'objet d'une certification CE.
Pour plus d'informations, allez sur : www.gcorthodontics.eu/GC/fr/content/norme-ce





Sommaire Général

Brackets.....13	Doubles Tubes Maxillaires 133
Brackets «Made in Japan» par TOMY Inc. 15	1 ^{ère} Molaire (convertible) 133
Brackets disponibles par prescription 16	Sans F.E.O. 133
Informations de torque, angulation et rotation par prescription 17	Avec F.E.O. 134
Codes Couleurs par prescription 18	Triples Tubes Maxillaires 1 ^{ère} molaire 139
Gamme EXPERIENCE™ : Brackets auto-ligaturants interactifs 21	Simple Tubes Mandibulaires 1 ^{ère} molaire 142
Prescription TGO™/GET 23	convertibles 142
La gamme brackets métal esthétiques Rhodium 31	Non convertibles 2 ^{ème} molaire 144
EXPERIENCE™ mini metal Rhodium 33	Doubles Tubes Mandibulaires 1 ^{ère} molaire 147
EXPERIENCE™ metal Rhodium..... 37	Convertible avec tube bumper 147
LEGEND mini / LEGEND medium Esthétiques 40	Convertible..... 148
EXPERIENCE™ mini metal..... 45	Non convertible 150
EXPERIENCE™ mini ceramic 51	Attechements Linguaux à Coller 151
EXPERIENCE™ ceramic 55	Attechements Linguaux à Souder 152
EXPERIENCE™ metal 63	Bagues155
EXPERIENCE L™ 73	Codification des bagues 157
EXPERIENCE LSB (Small Base) 75	Bagues molaires Sure-Snap Band 160
Chic. mini et Chic. 81	Bagues molaires A-Fit Band 161
Chic. mini..... 82	Bagues prémolaires Sure-Snap Band 162
Chic..... 84	Arcs et Auxilliaires163
LEGEND mini / LEGEND medium 89	Les différentes formes d'arcades 166
LEGEND mini 90	INITIALLOY 168
LEGEND mini, à souder 98	BIO-EDGE 170
LEGEND medium 99	BIO-ACTIVE et BIO-ACTIVE light 172
LEGEND medium à Souder..... 105	Arcs INITIALLOY et BIO-ACTIVE Esthétiques 174
AXCESS 107	Arcs esthétiques Rhodium en acier inoxydable 176
Legacy & Legacy Mini 111	Les arcs INITIALLOY et BIO-EDGE linguaux 177
Standard Edgewise..... 114	Arcs Albaflex 179
BioBiteCorrector 116	Arcs NiTi Superélastiques..... 180
Tubes Molaires.....117	NiTi en bobine 181
Tubes Legend LP (Low Profile)..... 119	Reverse 181
Tubes molaires auto-ligaturants EXPERIENCE 121	Deep Bite Opener CTA 181
Tubes Legend LE (Large Entrance) 123	Arcs Titane Molybdène (Bêta Titanium) 182
Tubes AXCESS 124	Arcs en acier inoxydable monobrin 184
Simple Tubes Maxillaires 127	Arcs en acier inoxydable multibrins..... 186
Convertibles..... 127	Fils Bioalloy 187
Non convertibles 128	Auxiliaires intra-oraux..... 188

Ressorts INITIALLOY	188	Gamme Reliance	214
Ressorts ouverts Stop Wound™ INITIALLOY	188	Flow Tain™	214
Ressorts ouverts INITIALLOY	188	L.C.R.™	214
Ressort ouvert NiTi en bobine	189	Ultra Band-Lok®	214
Ressorts fermés INITIALLOY	189	Maximum Cure® Sealant	215
Ressorts en Acier Inoxydable	189	Metal Primer	215
Auxiliaires intra-oraux	190	Assure PLUS All Surface Bonding Resin	215
Lip Bumper	190	Porcelain Conditioner	216
Barres Palatines	191	Porcelain Etching avec gel barrière	216
Auxiliaires extra-oraux	192	Arcs faciaux, laboratoire, divers	217
Arcs Faciaux	192	DentaSonic	219
Crochets et Stops pour Arc	193	Réduction inter-proximale	219
Ligatures metal et Kobayashi	194	U Concept	222
Accessoires pour Brackets avec V-Slot	195	Éducateurs fonctionnels	222
Quadhelix	196	Laboratoire	223
Élastomères	197	Thermoformage Smile Rite	223
Chaînettes élastomériques de couleur	199	Tractions extra orales	223
Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics	200	Divers	224
Ligatures élastomériques GC Ties	201	Enfonce-bagues (Band pushers)	224
Fils élastomériques creux et pleins	202	Écarte-joues	224
Tubes de protection pour arcs	203	Écarteurs avec système d'aspiration NOLA	225
Collage et scellement	205	Cires de protections (WAX)	225
Produits de Collage et de scellement	207	Silicone de protection	225
Adhésifs photo polymérisables orthodontique	208	Miroirs	226
GC Ortho Connect™	208	Protection labiale	226
GC Ortho Connect™ Flow	208	Placement des élastiques	226
GC Ortho Etching Gel	208	Elasti-bites	226
GC Fuji ORTHO™	209	Instruments	227
GC Fuji ORTHO LC	209	Pincers coupantes distales	229
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	209	Pincers coupantes	229
GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix	209	Pincers Utilitaires	230
Adhésifs Chémopolymérisable orthodontique	210	Pincers Linguales	231
GC Fuji ORTHO	210	Pincers à Plier	232
GC Fuji ORTHO Band Paste Pak	210	Pincers à Plier (suite)	233
Produits complémentaires	210	Instruments	233
Extension des bases en orthodontie linguale	211	Précclles	234
GC Kommonbase™	211	Pince mosquito et pince Mathieu	234
Divers	211	Laboratoire	234
GC Tooth Mousse & GC MI Paste Plus™	211	Instruments auto-ligaturants	235
GC MI Varnish™	213	Instruments pour aligneurs	235
GC Tri Plaque ID Gel™	213	Stérilisation	236



Catalogue N°6

Brackets



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Brackets

Brackets «Made in Japan» par TOMY Inc.	15
Brackets disponibles par prescription	16
Informations de torque, angulation et rotation par prescription	17
Codes Couleurs par prescription	18
Gamme EXPERIENCE™ : Brackets auto-ligaturants interactifs	21
Prescription TGO™/GET	23
La gamme brackets métal esthétiques Rhodium	31
EXPERIENCE™ mini metal Rhodium	33
EXPERIENCE™ metal Rhodium.....	37
LEGEND mini / LEGEND medium Esthétiques	40
EXPERIENCE™ mini metal.....	45
EXPERIENCE™ mini ceramic	51
EXPERIENCE™ ceramic	55
EXPERIENCE™ metal	63
EXPERIENCE L™	73
EXPERIENCE LSB (Small Base)	75
Chic. mini et Chic.	81
Chic. mini.....	82
Chic.....	84
LEGEND mini / LEGEND medium	89
LEGEND mini.....	90
LEGEND mini, à souder	98
LEGEND medium	99
LEGEND medium à Souder.....	105
AXCESS	107
Legacy & Legacy Mini	111
Standard Edgewise.....	114
BioBiteCorrector	116



Brackets «Made in Japan» par TOMY Inc.

GC Orthodontics est née de l'alliance de 2 pôles de compétence dans l'industrie dentaire : GC Corporation et TOMY inc. Basée au Japon, TOMY fournit tous nos brackets, bagues et arcs à mémoire de forme. Cette association vous garantit une régularité dans la qualité parmi la plus haute du secteur orthodontique. Les dernières innovations technologiques sont utilisées pour la fabrication de nos appareils tels que la CIM (ceramic Injection Molded), CNC (Computer Numerical Controlled) afin d'apporter le plus de précision et de robustesse possible.




Assemblage des brackets automatisé Usine TOMY (Japon)



Assemblage de Kits personnalisés Breckerfeld (Allemagne)



Comment se compose la Référence ?



Brackets disponibles par prescription

Brackets \ Prescription	GET	Ext. Torque	Roth Type	MBT Type	ACO	And. Type	Bio. Prog.	Bi Dim.
Experience mini metal	✓		✓	✓	✓			
Experience mini metal Rh	✓		✓	✓	✓			
Experience metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Experience metal Rh			✓	✓				
EXPERIENCE mini ceramic	✓		✓	✓				
Experience ceramic	✓	✓	✓	✓	✓			
Chic.			✓	✓				
Chic. mini			✓	✓				
LEGEND mini*			✓	✓			✓	✓
LEGEND mini Rh			✓	✓				
LEGEND medium **		✓	✓	✓			✓	✓
LEGEND medium Rh								✓
Axcess			✓	✓				
Legacy			✓					
Legacy mini			✓					

* LEGEND mini existe aussi en prescriptions Planché Type, V-Slot Roth Type, Alexander Type

** LEGEND medium existe aussi en prescriptions Bio-Progressive V-Slot, Bi6Dimensional V-Slo, Polar



Informations de torque, angulation et rotation par prescription


Maxillaire	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
Prescription	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET	12°	5°	—	8°	9°	—	0°	11°	—	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	10°d	-25°	0°	6°d
Extra Torque	18°	5°	—	10°	8°	—	0°	8°	2°m	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	20°d	-20°	0°	20°d
Roth Type	12°	5°	—	8°	9°	—	-2°	13°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-14°	0°	14°d	-14°	0°	14°d
MBT Type	17°	5°	—	10°	9°	—	-7° 0	8°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-14°	0°	10°d	-19°	0°	8°d
ACO	12°	5°	—	10°	9°	—	-7°	10°	2°m	-9°	0°	—	-9°	0°	—	-14°/ -20°	0°	10°d/ 14°d	-14°/ -20°	—	10°d/ 14°d/ 10°d
Andrews Type	7°	5°	—	3°	9°	—	-7	11°	—	-7°	2°	—	-7°	2°	—	-9°	5°	10°d	-9°	5°	10°d
Bioprogressive Type	22°	5°	—	14°	8°	—	7	10°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-10°	0°	15°d	-10°	0°	12°d

Mandibulaire	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
Prescription	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-3°	3°	—	-17°	1°	4°d	-22°	1°	4°d	-30°	0°	4°d	-30°	0°	4°d
Extra Torque	°1	0°	—	1°	0°	—	-3°	7°	2°m	-7°	-1°	2°d	-7°	-1°	2°d	-10°/ -14°	0°	4°d	-10°	0°	—
Roth Type	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-11°	7°	—	-17°	0°	—	-22°	-1°	—	-30°	-1°	4°d	-30°	-1°	4°d
MBT Type	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-6° 0	3°	—	-12°	2°	—	-17°	2°	—	-20°	0°	—	-10°	0°	—
ACO	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-8°	3°	—	-12°	2°	—	-17°	-1°	4°d	-25°/ -20°	-1°	—	-20°/ -25°	-1°	—
Andrews Type	-6°	2°	—	-6°	2°	—	-11°	5°	—	-17°	2°	—	-22°	2°	—	-30°	2°	—	-31°	2°	—
Bioprogressive Type	-1°	0°	—	-1°	0°	—	7°	5°	—	-11°	0°	—	-17°	0°	—	-27°	0°	5°d	-27°	0°	6°d


Codes Couleurs par prescription

EXPERIENCE mini metal


Roth Type interactif




Roth Type passif



MBT Type interactif




MBT Type passif




EXPERIENCE mini metal Rh


Roth Type interactif




Roth Type passif



MBT Type interactif




MBT Type passif






EXPERIENCE metal et Rh


Roth Type




Roth Type .020" x .028"



Extra Torque




MBT Type




EXPERIENCE ceramic et mini ceramic


Experience ceramic Roth Type



Experience ceramic MBT Type




EXPERIENCE mini ceramic MBT Type




Brackets standards


Chic. Roth Type




Chic. MBT Type




Chic. mini



LEGEND et AXCESS



Legacy et Legacy mini



Gamme EXPERIENCE™ : Brackets auto-ligaturants interactifs



Brackets auto-ligaturants

L'association « Frottement réduit/contrôle » du système interactif EXPERIENCE apporte confort, rapidité et précision dans la réalisation de vos traitements, sans compromis et le plus souvent sans auxiliaire de rotation ou d'angulation. De nombreuses prescriptions sont disponibles. Que vous travailliez avec des arcs sous-dimensionnés, ou au contraire pleine gorge en fin de traitement, vous trouverez dans les pages suivantes la prescription qui vous conviendra.



Passif



Interactif



Actif



EXPERIENCE ceramic

Sa discrétion en bouche, son excellente tenue et ses propriétés mécaniques en feront bientôt très certainement la référence des appareils esthétiques. Son clip est traité au rhodium et se fond dans le corps en céramique du bracket. Les informations du premier ordre sont compatibles avec les brackets EXPERIENCE metal. En cas de mélange de ces deux types de brackets sur une même arcade, votre appareil reste homogène.



EXPERIENCE metal et Rhodium



Les brackets interactifs sont devenus les systèmes auto-ligaturants les plus vendus au monde. Frottement réduit et contrôle sont les deux paramètres les plus recherchés dans un appareil orthodontique. EXPERIENCE metal apporte en plus : la précision des informations choisies par le praticien la forme anatomique des bases (microsablées) parfaitement adaptée, limitant ainsi le nombre de décollements. Sa finition Rhodium le rend plus esthétique. Il se combine parfaitement avec les brackets EXPERIENCE ceramic en traitement mixte.



EXPERIENCE mini ceramic

Conçu avec les mêmes contraintes que l'EXPERIENCE ceramic, ce brackets offre un profil plus plat tout en préservant sa résistance structurelle. Il offre donc un meilleur confort et plus de discrétion.



EXPERIENCE mini metal et Rhodium



Sortie en 2013, ce bracket connaît un véritable succès. Sa qualité de fabrication est identique à l'EXPERIENCE metal. Son profil plat le rend plus confortable. sa version Rhodium est le complément idéal des traitements mixtes.



EXPERIENCE L

EXPERIENCE L compte parmi les brackets orthodontiques linguaux interactifs les plus sophistiqués du marché. Son clip doré, facile d'accès, rend les changements d'arcs plus accessibles aux praticiens et réduit le temps de traitement à la grande satisfaction des patients. Son faible encombrement limite les problèmes d'élocution et de décollement.



EXPERIENCE LSB

Bracket lingual identique à EXPERIENCE L, mais avec une base plus petite. C'est l'outil idéal pour les corrections esthétiques du secteur antérieur. Invisible, il répond aux exigences d'une patientèle adulte pour les indications cosmétiques. Il peut se coller directement sur la face linguale des dents ou par l'intermédiaire d'une gouttière de transfert.



Prescription GET/TGO



Prescription TGO™/GET EXPERIENCE™



Avec la collaboration des Drs Pierre-Jean Soulié et Jany Volpi, le Professeur Michel Le Gall est l'inventeur de la Technique TGO. L'originalité de cette prescription réside dans un sous-dimensionnement des gorges des attaches des incisives maxillaires et mandibulaires (.020" x .028") augmentant ainsi le contrôle du torque dans certaines phases stratégiques de traitement allant du nivellement, en passant par les phases de rétractions prémolaires, canines et incisives jusqu'à la correction interarcade et l'intercuspitation.

La combinaison Technique TGO et attaches autoligaturantes renforce et optimise ainsi la maîtrise de la mécanique propre à ces différentes étapes.

Dans cet esprit de renouveau et d'innovation, le TGO et les idées du GET ont décidé de fusionner pour rendre ce concept clinique encore plus efficace et performant.



Qui est Michel Le Gall ?

Le Pr. Michel Le Gall est spécialiste en Orthopédie dento-faciale (CECSMO) diplômé de l'Université d'Aix-Marseille en 1986. Il a exercé une pratique privée de 1983 à 2020 à Aubagne.

Il est titulaire d'un Doctorat en Mécanique Energétique sur le comportement frictionnel du déplacement dentaire en ODF et détenteur d'une Habilitation à Diriger la Recherche

Il est Chercheur associé au Laboratoire de Biomécanique appliquée UMRT24 IFSTTAR

Il est actuellement Professeur des Universités-Praticien hospitalier chef de service en Orthopédie dento-faciale à l'Hôpital de la Timone et chef de département à l'école de médecine dentaire de Marseille.




Qui est Stefano Troiani ?

Le Dr. Stefano Troiani est l'inventeur du concept GET. Il est diplômé en orthopédie dento faciale à l'Université d'Aarhus au Danemark en 2003. Pratique privée au Danemark et en Allemagne entre 2003 et 2018.

- Professeur adjoint de clinique au Département d'Orthodontie de l'Université d'Aarhus, 2005-2007 Directeur scientifique du programme de «master Alpe Adria Face» à l'Université de Graz, Ljubljana et Zagreb, 2012-2013.
- Orthodontiste consultant au Département de Chirurgie maxillo-faciale à l'hôpital de Sønderborg, 2008-2009
- Service de chirurgie maxillo-faciale à Odense Hôpital universitaire du Danemark, 2008-2018
- Actuellement, le Dr. Troiani exerce en pratique privée en Suisse et a donné 130 conférences à l'échelle internationale.

Maxillaire

U1, U2 : gorge de .020" x .028" - U1 : 12°T, 5°A / U2 : 8°T, 9°A



Le problème avec les incisives supérieures est en général un manque de torque en fin de traitement. Cela est dû au jeu entre l'arc et la gorge. Dans certaines techniques des séries de brackets sur-torqués sont disponibles. Nous préférons diminuer la taille de la gorge et maintenir les valeurs normales de torque. Deux avantages :

- Expression plus prédictible des valeurs de torque
- Moins de stock pour l'orthodontiste



Jeu en torque dans les brackets GET à partir des tailles de fils et de gorges de brackets (.020" x .028" vs. .022" x .028").

Mesures réalisées au laboratoire R&D de Tomy (Japon).

Commentaires de Tomy :

Nous voulons quantifier les jeux théoriques minimum et maximum calculés à partir des dimensions indiquées par les données réelles de fabrication (données de l'inspection produits) des brackets et des fils, comme suit. En ce qui concerne le rayon de courbure du fil, il est normalement d'environ 0.05mm pour nos fils, mais les fils concurrents peuvent avoir des rayons supérieurs, nous avons donc calculé le jeu avec 0.1mm comme référence.

Bracket	Arcs	Matériau du fil	Gorge de .020" x .028"		Gorge de .022" x .028"	
			MIN	MAX	MIN	MAX
EXPERIENCE metal & mini metal	0.019"×0.025"	SS Rh	2.94°	5.90°	8.26°	11.73°
	0.019"×0.025"	NiTi	2.55°	5.22°	7.93°	11.00°
	0.020"×0.020"	NiTi	0.28°	3.72°	7.40°	11.80°
EXPERIENCE C	0.019"×0.025"	SS Rh	3.70°	6.71°	9.35°	12.89°
	0.019"×0.025"	NiTi	3.30°	6.03°	8.99°	12.15°
	0.020"×0.020"	NiTi	1.26°	4.81°	8.86°	13.52°

U3 : gorge de .022" x .028" - U3 : 0°T, 11°A

Nous avons choisi l'angulation mésiale du straight wire original de 11 degrés, pour permettre une augmentation de longueur de l'arcade supérieure et 0 degré de torque pour éviter un guidage canin trop abrupt, qui peut conduire à une augmentation du mouvement de Bennett immédiat.

U4, U5 : gorge de .022" x .028" - U4/5 : -10°T, 4°A

Nous avons choisi d'ajouter très peu de torque coronaire lingual (-10 degrés). Nous ne voulons pas de prémolaires supérieures avec un torque lingual marqué (une position «ouverte» est préférable du point de vue gnathologique) mais 3 degrés de torque négatif sont nécessaires pour compenser les effets secondaires du nivellement qui tend à verser les prémolaires en vestibulaire.

U6, U7 : gorge de .022" x .028" - U6 : -20°T, 10°OF / U7 : -25°T, 6°OF

Nous avons réduit la valeur de la rotation distale à la valeur du straight wire original (U6) et même moins (U7). Ceci pour éviter une projection linguale de la cuspide disto-vestibulaire de la deuxième molaire supérieure, qui est une source majeure de prématurités. Nous avons aussi choisi d'augmenter le torque coronaire lingual pour réduire la tendance aux prématurités due à des cuspides palatines balançantes des molaires supérieures (surtout les deuxièmes molaires).

Visiter le site internet



Mandibulaire

L1, L2 : gorge de .020" x .028" - L1 / L2 : -1°T, 2°A

Nous avons conservé les valeurs classiques de torque, mais la gorge de .020»x.028» permet une maîtrise optimum. De plus, le profil surbaissé des mini-brackets EXPERIENCE aide à résoudre un problème très répandu avec les brackets auto-ligaturants, qui tendent à provoquer une prématurité avec les faces palatines des incisives supérieures, compromettant dans certains cas la réduction du surplomb.

L3 : gorge de .022" x .028" - L3 : -3°T, 3°A

Réduction de l'angulation mésiale, pour réduire la longueur de l'arcade inférieure. En même temps, nous avons choisi une valeur réduite du torque corono-lingual, pour éviter un surplomb transversal excessif et pour s'harmoniser avec le torque lingual réduit des canines supérieures.

L4, 5, 6, 7 : gorge de .022" x .028" - L4 : -17°T, 1°A / L5 : -22°T, 1°A / L6: / L7 : -30°T, -1°A



EXPERIENCE mini metal



Rhodium



Dent	Torque	Angulation	Rotation	Ref.	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	24-5110-0500	24-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	24-5120-0500	24-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	24-213D-0500	24-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-2140-0500	24-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-214M-0500	24-224M-0500
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	24-5410-0500	24-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	24-243D-0500	24-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-2440-0500	24-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-244D-0500	24-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-2450-0500	24-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-245D-0500	24-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini metal



Rhodium

Prescription	Arcade inférieure	Crochet sur	Crochet	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	24-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	24-5CC5-0500



EXPERIENCE mini metal

Dent	Torque	Angulation	Rotation	Ref.	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	21-5110-0500	21-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	21-5120-0500	21-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	21-213D-0500	21-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-2140-0500	21-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-214M-0500	21-224M-0500
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	21-5410-0500	21-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	21-243D-0500	21-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-2440-0500	21-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-244D-0500	21-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-2450-0500	21-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-245D-0500	21-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini metal

Prescription	Arcade inférieure	Crochet sur	Crochet	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	21-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	21-5CC5-0500



EXPERIENCE mini ceramic



Dent	Torque	Angulation	Rotation	Ref.	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	12-5110-0500	12-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	12-5120-0500	12-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	12-213D-0500	12-223D-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	12-214D-0500	12-224D-0500
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	12-5410-0500	12-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	12-243D-0500	12-233D-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	12-244D-0500	12-234D-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	12-245D-0500	12-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini ceramic

Prescription	Arcade supérieure	Arcade inférieure	Crochet	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	12-5CC5-0500



EXPERIENCE metal

Dent	Torque	Angulation	Rotation	D	Ref.	G
Maxillaire						
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	20-5110-0500	20-5210-0500	
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	20-5120-0500	20-5220-0500	
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	20-213D-0500	20-223D-0500	
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-2140-0500	20-2240-0500	
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-214M-0500	20-224M-0500	
Mandibulaire						
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	20-5410-0500	20-5310-0500	
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	20-243D-0500	20-233D-0500	
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-2440-0500	20-2340-0500	
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-244D-0500	20-234D-0500	
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-2450-0500	20-2350-0500	
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-245D-0500	20-235D-0500	



Kits EXPERIENCE metal

Prescription	Arcade supérieure	Arcade inférieure	Crochet	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	20-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0500



EXPERIENCE ceramic



Dent	Torque	Angulation	Rotation	D	Ref.	G
Maxillaire						
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010	
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010	
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	11-213D-0010	11-223D-0010	
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-2140-0030	11-2240-0030	
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-214M-0030	11-224M-0030	
Mandibulaire						
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010	
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	11-243D-0021	11-233D-0021	
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-2440-Z010	11-2340-Z010	
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-244D-Z010	11-234D-Z010	
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-2450-Z010	11-2350-Z010	
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-245D-Z010	11-235D-Z010	



Kits EXPERIENCE ceramic

Prescription	Arcade inférieure	Crochet sur	Crochet	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	11-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	11-5CC5-0500



La gamme brackets métal esthétiques Rhodium



Rhodium

La gamme **Rh** Rhodium

Quand le métal rencontre l'esthétique

Largement utilisé dans l'industrie joaillière, le Rhodium a la particularité de limiter la réflexion (brillance). Son aspect argenté lui donne un rendu clair qui augmente l'effet esthétique.



Les brackets

Que ce soit auto-ligaturant ou conventionnel, vous trouverez forcément le système qui vous convient.



EXPERIENCE mini metal Rhodium

Avec un profil moins épais, il est lui aussi fabriqué par TOMY avec le plus grand soin. Gorge du bracket fraisée CNC .018" ou .022" pour plus de précision, torque dans la base, clip-interactif pour une expression du torque idéale, profil plat pour plus de confort, grille de la base micro-sablée pour limiter les décollements, ...



EXPERIENCE metal Rhodium

Ce bracket auto-ligaturant est largement utilisé depuis des années. Il reprend les principales caractéristiques de la qualité TOMY qui les fabrique. Gorge du bracket fraisée CNC .018" ou .022" pour plus de précision, torque dans la base, clip-interactif pour une expression du torque idéale, grille de la base micro-sablée pour limiter les décollements, ...



LEGEND mini et medium Rhodium

Ces brackets conventionnels ont fait la preuve de leur efficacité. Ils sont fabriqués au Japon par TOMY Inc. et ont reçu le plus grand soin de fabrication. Gorge du bracket fraisée CNC .018" ou .022" pour plus de précision, torque dans la base, larges ailettes pour faciliter la ligature, grille de la base micro-sablée pour limiter les décollements, ...

La gamme d'arcs

Notre gamme d'arcs traités au Rhodium assure un effet esthétique complet. Quelque soit le stade du traitement, nous avons l'arc qui convient. Des arcs à mémoire de forme INITIAL-LOY Rhodium mais aussi les arcs à force progressive BioActive Light pour le début du traitement ou encore BioActive et stainless steel, vous pourrez proposer à vos patients un traitement global sans compromis avec la biomécanique.





EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE™ mini metal Rhodium

Ce bracket EXPERIENCE mini, traité au rhodium reçoit une finition mate, ce qui réduit les phénomènes de réflexion. Sa finition et sa taille réduite le rendent plus discret qu'un bracket métal ordinaire. Les orthodontistes peuvent donc proposer une solution esthétique sans sacrifier la performance.

EXPERIENCE mini metal Rhodium, Roth Type Rhodium


				Référence			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	24-1110-0010	24-1210-0010	24-2110-0010	24-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	24-2120-0010	24-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	24-113D-0010	24-123D-0010	24-213D-0010	24-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	24-1140-0010	24-1240-0010	24-2140-0010	24-2240-0010
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	2°d	24-114D-0010	24-124D-0010	24-214D-0010	24-224D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	24-2410-0010	24-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	24-143D-0010	24-133D-0010	24-243D-0010	24-233D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	24-1440-0010	24-1340-0010	24-2440-0010	24-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	24-144D-0010	24-134D-0010	24-244D-0010	24-234D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	24-1450-0010	24-1350-0010	24-2450-0010	24-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	24-145D-0010	24-135D-0010	24-245D-0010	24-235D-0010



EXPERIENCE mini metal Rhodium MBT Type



					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	0.74	17°	4°	0°	24-1110-0020	24-1210-0020	24-2110-0020	24-2210-0020
U 2	1.06	10°	8°	0°	24-1120-0020	24-1220-0020	24-2120-0020	24-2220-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	0°	24-113D-0020	24-123D-0020	24-213D-0020	24-223D-0020
U 3/Hk/Opt	0.55	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	0°	24-114D-0020	24-124D-0020	24-214D-0020	24-224D-0020
U 4-5	0.70	-7°	0°	0°	24-1540-0020	24-1540-0020	24-2540-0020	24-2540-0020
U 5/Hk/(Opt)	0.90	-7°	0°	0°	24-115D-0020	24-125D-0020	24-215D-0020	24-225D-0020
U 5/(Opt)	0.90	-7°	0°	0°	24-1550-0020	24-1550-0020	24-2550-0020	24-2550-0020
Mandibulaire								
L 1-2	1.05	-6°	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	24-2610-0020	24-2610-0020
L 3/Hk	0.55	-6°	3°	0°	24-143D-0020	24-133D-0020	24-243D-0020	24-233D-0020
L 3/Hk/Opt	0.55	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L 4	0.55	-12°	2°	0°	24-1440-0020	24-1340-0020	24-2440-0020	24-2340-0020
L 4/Hk	0.55	-12°	2°	0°	24-144D-0020	24-134D-0020	24-244D-0020	24-234D-0020
L 5	0.55	-17°	2°	0°	24-1450-0020	24-1350-0020	24-2450-0020	24-2350-0020
L 5/Hk	0.55	-17°	2°	0°	24-145D-0020	24-135D-0020	24-245D-0020	24-235D-0020





EXPERIENCE mini metal Rhodium, Light Force **Passive**

			Référence	
Dent	Torque	Angulation	.022"	
			D	G
Maxillaire				
U 1	17	4	24-4110-0100	24-4210-0100
U 2	10	8	24-4120-0100	24-4220-0100
U 3/Hk	0	8	24-413D-0100	24-423D-0100
U 4-5	-7	0	24-4540-0100	24-4540-0100
U 4-5/Hk distal	-7	0	24-414D-0100	24-424D-0100
Mandibulaire				
L 1-2	-6	0	24-4610-0100	24-4610-0100
L 3/Hk	0	3	24-443D-0100	24-433D-0100
L 4	-12	2	24-4440-0100	24-4340-0100
L 4/Hk	-12	2	24-444D-0100	24-434D-0100
L 5	-17	2	24-4450-0100	24-4350-0100
L 5/Hk	-17	2	24-445D-0100	24-435D-0100

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation
des brackets EXPERIENCE mini metal Rhodium 



50-2130-H000

Instrument universel EXPERIENCE qui facilite l'ouverture du clip du bracket et l'insertion de l'arc avec sa double fourchette (manche seul)

50-2131-0000 lames de rechanges



Marketing EXPERIENCE mini metal et Rhodium



Typodonts

EXPERIENCE mini metal	Référence	EXPERIENCE mini metal RC	Référence
EXP. MM BRACKET MODEL	55-2100-0000		
TYPODONT EXP. MM 7-7	55-2101-0000	TYPODONT EXP. RC 7-7	55-2401-0000
TYPODONT EXP. MM 5-5	55-2102-0000	TYPODONT EXP. RC 5-5	55-2402-0000

Contenu multimedia


Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**

Brochure Patients (X25)
99-21F0-1200
Présentoir à brochures
99-2100-5500



Posters 40 x 60 cm
papier
99-24F1-16F0
Cadre bois
99-24W1-16F0



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-24F1-16F0
Cadre bois
99-20W1-16F0



Posters 60 x 150 cm
99-11F0-16F0



EXPERIENCE metal



EXPERIENCE™ metal Rhodium

EXPERIENCE metal Rhodium reçoit le même traitement de surface que les EXPERIENCE mini metal pour leur apporter un rendu plus esthétique. Combiné avec les arcs thermo-actifs rhodium de notre gamme, c'est la combinaison idéale pour une bonne esthétique et une bonne efficacité du traitement. Sachet de 10.

EXPERIENCE metal Rhodium, Roth Type



					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	12°	5°	0°	19-1110-0010	19-1210-0010	19-2110-0010	19-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	19-1120-0010	19-1220-0010	19-2120-0010	19-2220-0010
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	19-113D-0010	19-123D-0010	19-213D-0010	19-223D-0010
U 4-5	.46	-7°	0°	2°d	19-1140-0010	19-1240-0010	19-2140-0010	19-2240-0010
U 4-5/Hk d.	.46	-7°	0°	2°d	19-114D-0010	19-124D-0010	19-214D-0010	19-224D-0010
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	19-1410-0010	19-1310-0010	19-2410-0010	19-2310-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	19-143D-0010	19-133D-0010	19-243D-0010	19-233D-0010
L 4	.38	-17°	-1°	4°d	19-1440-0010	19-1340-0010	19-2440-0010	19-2340-0010
L 4/Hk	.38	-17°	-1°	4°d	19-144D-0010	19-134D-0010	19-244D-0010	19-234D-0010
L 5	.28	-22°	-1°	4°d	19-1450-0010	19-1350-0010	19-2450-0010	19-2350-0010
L 5/Hk	.28	-22°	-1°	4°d	19-145D-0010	19-135D-0010	19-245D-0010	19-235D-0010

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE metal Rhodium



50-0030-0000

Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la sphère évidée.



50-2030-0000

M-Tool pour ouvrir le bracket EXPERIENCE metal en toute sécurité par son bord gingival.

EXPERIENCE metal Rhodium, MBT Type



					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	17°	4°	0°	19-1110-0020	19-1210-0020	19-2110-0020	19-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	19-1120-0020	19-1220-0020	19-2120-0020	19-2220-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	19-113D-0020	19-123D-0020	19-213D-0020	19-223D-0020
U 4-5	.46	-7°	0°	0°	19-1540-0020	19-1540-0020	19-2540-0020	19-2540-0020
U 4-5/Hk d.	.46	-7°	0°	0°	19-114D-0020	19-124D-0020	19-214D-0020	19-224D-0020
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	19-1610-0020	19-1610-0020	19-2610-0020	19-2610-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	19-143D-0020	19-133D-0020	19-243D-0020	19-233D-0020
L 4	.33	-12°	2°	0°	19-1440-0020	19-1340-0020	19-2440-0020	19-2340-0020
L 4/Hk	.33	-12°	2°	0°	19-144D-0020	19-134D-0020	19-244D-0020	19-234D-0020
L 5	.33	-17°	2°	0°	19-1450-0020	19-1350-0020	19-2450-0020	19-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	19-145D-0020	19-135D-0020	19-245D-0020	19-235D-0020



Kits EXPERIENCE metal Rhodium



Prescription	Haut	Bas	Crochet	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0010	19-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0010	19-2CC5-0010
MBT Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0020	19-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0020	19-2CC5-0020



Marketing EXPERIENCE metal Rhodium



Typodonts

EXPERIENCE metal Rhodium	Référence
5-5	55-1902-0000
7-7	55-1901-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-10F0-1200
Présentoir à brochures
99-1000-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-19F1-16M0
Cadre bois
99-19W1-16M0

Posters 60 x 150 cm



99-19F0-1600

LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium Esthétiques



De la même manière que les EXPERIENCE mini metal Rhodium, les brackets LEGEND mini et medium reçoivent un traitement de surface au rhodium pour les rendre plus esthétiques. Associés aux arcs esthétiques INITIALLOY et Bio-Active, ils sont une illustration très réussie de cette nouvelle technologie: la fiabilité du métal associée à un traitement de surface blanchissant. C'est un compromis idéal entre discrétion, efficacité et confort pour les patients.

LEGEND mini Rhodium, Roth Type

LEGEND mini Rhodium, Roth Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.25	12°	5°	0°	38-1110-0010	38-1210-0010	38-2110-0010	38-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	38-1120-0010	38-1220-0010	38-2120-0010	38-2220-0010
U 3/Hk	.25	2°	10°	4°m	38-113D-0010	38-123D-0010	38-213D-0010	38-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	2°d	38-1140-0010	38-1240-0010	38-2140-0010	38-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	38-114M-0010	38-124M-0010	38-214M-0010	38-224M-0010
U 5	.48	-7°	0°	2°d	38-1150-0010	38-1250-0010	38-2150-0010	38-2250-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	2°d	38-115M-0010	38-125M-0010	38-215M-0010	38-225M-0010
Mandibulaire								
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	38-1610-0010	38-1610-0010	38-2610-0010	38-2610-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	38-143D-0010	38-133D-0010	38-243D-0010	38-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	4°d	38-1440-0010	38-1340-0010	38-2440-0010	38-2340-0010
L 4/Hk	.28	-17°	0°	4°d	38-144D-0010	38-134D-0010	38-244D-0010	38-234D-0010
L 5	.33	-22°	0°	4°d	38-1450-0010	38-1350-0010	38-2450-0010	38-2350-0010
L 5/Hk	.33	-22°	0°	4°d	38-145D-0010	38-135D-0010	38-245D-0010	38-235D-0010



LEGEND mini Rhodium, MBT Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.25	17°	4°	38-1110-0020	38-1210-0020	38-2110-0020	38-2210-0020
U 2	.78	10°	8°	38-1120-0020	38-1220-0020	38-2120-0020	38-2220-0020
U 3	.25	-7°	8°	38-1130-0020	38-1230-0020	38-2130-0020	38-2230-0020
U 3/Hk	.25	-7°	8°	38-113D-0020	38-123D-0020	38-213D-0020	38-223D-0020
U 4	.37	-7°	0°	38-1540-0020	38-1540-0020	38-2540-0020	38-2540-0020
U 4/Hk	.37	-7°	0°	38-114D-0020	38-124D-0020	38-214D-0020	38-224D-0020
U 5	.48	-7°	0°	38-1550-0020	38-1550-0020	38-2550-0020	38-2550-0020
U 5/Hk	.48	-7°	0°	38-115D-0020	38-125D-0020	38-215D-0020	38-225D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	.97	-6°	0°	38-1610-0020	38-1610-0020	38-2610-0020	38-2610-0020
L 3	.25	-6°	3°	38-1430-0020	38-1330-0020	38-2430-0020	38-2330-0020
L 3/Hk	.25	-6°	3°	38-143D-0020	38-133D-0020	38-243D-0020	38-233D-0020
L 4	.28	-12°	2°	38-1440-0020	38-1340-0020	38-2440-0020	38-2340-0020
L 4/Hk	.28	-12°	2°	38-144D-0020	38-134D-0020	38-244D-0020	38-234D-0020
L 5	.33	-17°	2°	38-1450-0020	38-1350-0020	38-2450-0020	38-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	38-145D-0020	38-135D-0020	38-245D-0020	38-235D-0020



LEGEND medium Rhodium, BiDimensionnel Type



				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Mallaire							
U 1	.25	12°	5°	39-1110-0034	39-1210-0034	—	—
U 2	.78	8°	9°	39-1120-0034	39-1220-0034	—	—
U 3/Hk	.25	0°	7°	—	—	39-213D-0040	39-223D-0040
U 4-5	.37	0°	0°	—	—	39-2540-0040	39-2540-0040
Mandibulaire							
L 1-2	.97	0°	0°	39-1610-0034	39-1610-0034	—	—
L 3/Hk	.30	0°	5°	—	—	39-243D-0040	39-233D-0040
L 4-5	.50	0°	0°	—	—	39-2640-0040	39-2640-0040

LEGEND medium Rhodium, Optional Brackets (V-Slot)

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	22°	5°	—	—	39-2110-0028	39-2210-0028
U 1	17°	5°	—	—	39-2110-0029	39-2210-0029
U 1	-12°	5°	—	—	39-2110-0034	39-2210-0034
U 2	-14°	9°	—	—	39-2120-0028	39-2220-0028
U 2	-8°	9°	—	—	39-2120-0034	39-2220-0034
U 3/Hk	7°	5°	—	—	39-213D-0028	39-223D-0028
U 4-5	-7°	0°	—	—	39-2540-0034	39-2540-0034
U 4-5/Hk	-7°	0°	—	—	39-214M-0034	39-224M-0034
Mandibulaire						
L 1-2 (non V-Slot)	-5°	0°	39-1610-0011	39-1610-0011	—	—
L 1-2	0°	0°	—	—	39-2610-0034	39-2610-0034
L 1-2	-5°	0°	—	—	39-2610-0036	39-2610-0036
L 4-5	0°	0°	39-1640-0040	39-1640-0040	—	—
L 4	-11°	0°	39-1640-0034	39-1640-0034	39-2640-0034	39-2640-0034
L 4/Hk	-11°	0°	—	—	39-244D-0034	39-234D-0034
L 5	-17°	0°	39-1650-0034	39-1650-0034	39-2650-0034	39-2650-0034
L 5/Hk	-17°	0°	—	—	39-245D-0034	39-235D-0034



Kits LEGEND Rhodium

Prescription	Crochet sur	Référence	
		.018" x .025"	.022" x .028"
mini			
mini Roth Type	3	38-1CC3-0010	38-2CC3-0010
mini Roth Type	3,4,5	38-1CC5-0010	38-2CC5-0010
mini MBT Type	3	38-1CC3-0020	38-2CC3-0020
mini MBT Type	3,4,5	38-1CC5-0020	38-2CC5-0020
madium			
medium BiDimensionnel	3	39-2CC3-0034	—



Marketing LEGEND mini/medium Rhodium



Typodonts


LEGEND mini	Référence
LEGEND mini, 5-5	55-3802-0000
LEGEND mini, 7-7	55-3801-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-38F0-1200
Présentoir à brochures
99-3800-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-38F1-16F0
Cadre bois
99-38W1-16F0

Posters 60 x 150 cm



99-38F0-16F0



EXPERIENCE mini metal

EXPERIENCE™ mini metal

SL Product

La gamme EXPERIENCE mini est plus petite que la version EXPERIENCE originel. Cette diminution de taille a été obtenue par l'élimination du canal au travers duquel le clip de EXPERIENCE s'ouvre. On obtient donc un bracket avec un profil réduit et de nouveaux bénéfices tels que : sa taille réduite qui améliore le confort patient ainsi qu'un bracket plus esthétique. EXPERIENCE mini réduit les phénomènes de friction durant les phases d'alignement et de nivellement et améliore le contrôle du torque et de la rotation durant la phase de finition.

Suite à l'injection de métal (MIM) ou de céramique (CIM) dans le moule, les EXPERIENCE reçoivent une opération additionnelle. Elle consiste à usiner la gorge de chaque bracket afin d'en assurer sa précision. Cette étape nommée CNC (Computer numerical controlled) est la seule à garantir la taille de la gorge, soit en .018" ou en .022". La fraise est changée tous les 1 000 brackets pour assurer une constance de l'usinage. Les brackets expriment donc parfaitement le torque et l'angulation programmé dans chacun d'eux pour des résultats prévisibles.




Crochet soudé au laser
(optionnel), malléable et se courbe

Nouvelle méthode d'ouverture
simplifie l'ouverture sans déformation


Bracket en Metal Injection Molded
uniformité, résistance, précision

Ligne de grand axe
placement précis



Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcs boutements

Gorge usinée en CNC



Torque dans la Base

Base ID
marquage laser qui identifie la dent



Ailettes arrondies
conçues pour limiter les interférences occlusales

Base anatomique
suit la courbe de chaque dent

Base micro-sablée taille 80, Meilleure résistance du collage

Caractéristiques du mini métal Rhodium

- Profil plat
- Taille réduite
- Améliore le confort patient
- Plus esthétique

Avantage du Rhodium

Le traitement au Rhodium limite la réflexion et la brillance. Plus clair, il a un rendu plus esthétique qu'un bracket métallique standard.

La gamme est fabriquée par TOMY Inc., un fabricant d'autoligaturants reconnu depuis l'an 2000. Les brackets sont disponibles en taille standard et en taille mini ; métal, rhodium, et céramique ; en différentes prescriptions.



EXPERIENCE mini metal Roth®* Type

				Référence			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	21-1110-0010	21-1210-0010	21-2110-0010	21-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	21-1120-0010	21-1220-0010	21-2120-0010	21-2220-0010
U 2/Hk	8°	9°	0°	21-112D-0010	21-122D-0010	21-212D-0010	21-222D-0010
U 3	-2°	13°	4°m	21-1130-0010	21-1230-0010	21-2130-0010	21-2230-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	21-113D-0010	21-123D-0010	21-213D-0010	21-223D-0010
U 3/(Optionnel)	-2°	10°	4°m	21-113D-0012	21-123D-0012	21-213D-0012	21-223D-0012
U 3/Passive	-2°	10°	4°m	—	—	21-4130-0010	21-4230-0010
U 3/Hk Passive	-2°	10°	4°m	—	—	21-413D-0010	21-423D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	21-1140-0010	21-1240-0010	21-2140-0010	21-2240-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	21-114D-0010	21-124D-0010	21-214D-0010	21-224D-0010
U 4-5 Passive	-7°	0°	2°d	—	—	21-4140-0010	21-4240-0010
U 4-5/Hk Passive	-7°	0°	2°d	—	—	21-414D-0010	21-424D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	21-1410-0010	21-1310-0010	21-2410-0010	21-2310-0010
L 1-2/Hk	-1°	2°	0°	—	—	21-232D-0010	21-242D-0010
L 3	-11°	7°	2°m	21-1430-0010	21-1330-0010	21-2430-0010	21-2330-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	21-143D-0010	21-133D-0010	21-243D-0010	21-233D-0010
L 3/Passive	-11°	7°	2°m	—	—	21-4430-0010	21-4330-0010
L 3/Hk Passive	-11°	7°	2°m	—	—	21-443D-0010	21-433D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	21-1440-0010	21-1340-0010	21-2440-0010	21-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	21-144D-0010	21-134D-0010	21-244D-0010	21-234D-0010
L 4/Passive	-17°	-1°	4°d	—	—	21-4440-0010	21-4340-0010
L 4/Hk Passive	-17°	-1°	4°d	—	—	21-444D-0010	21-434D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	21-1450-0010	21-1350-0010	21-2450-0010	21-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	21-145D-0010	21-135D-0010	21-245D-0010	21-235D-0010
L 5 Passive	-22°	-1°	4°d	—	—	21-4450-0010	21-4350-0010
L 5/Hk Passive	-22°	-1°	4°d	—	—	21-445D-0010	21-435D-0010



EXPERIENCE mini metal MBT* Type

				Référence .018"	
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	Interactif	
				D	G
Maxillaire					
U 1	0.74	17°	4°	21-1110-0020	21-1210-0020
U 2	1.06	10°	8°	21-1120-0020	21-1220-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	21-113D-0020	21-123D-0020
U 3/(Optionnel)	0.55	0°	8°	21-113D-0021	21-123D-0021
U 4-5	0.70	-7°	0°	21-1540-0020	21-1540-0020
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	21-114D-0020	21-124D-0020
U 5/(Optionnel)	0.90	-7°	0°	21-1550-0020	21-1550-0020
U 5/Hk/(Optionnel)	0.90	-7°	0°	21-115D-0020	21-125D-0020
Mandibulaire					
L 1-2	1.05	-6	0	21-1610-0020	21-1610-0020
L 3/Hk	0.55	-6	3	21-143D-0020	21-133D-0020
L 3/(Optionnel)	0.55	0	3	21-143D-0021	21-133D-0021
L 4	0.55	-12	2	21-1440-0020	21-1340-0020
L 4/Hk	0.55	-12	2	21-144D-0020	21-134D-0020
L 5	0.55	-17	2	21-1450-0020	21-1350-0020
L 5/Hk	0.55	-17	2	21-145D-0020	21-135D-0020

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE mini metal 



50-2130-H000

Instrument universel EXPERIENCE qui facilite l'ouverture du clip du bracket et l'insertion de l'arc avec sa double fourchette (manche seul)

50-2131-0000

lames de rechanges

Service Commercial, Tel. : **01 77 45 65 61**

EXPERIENCE mini metal MBT Type

				Référence .022"			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	Interactif		Passif	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	0.74	17°	4°	21-2110-0020	21-2210-0020	21-4110-0020	21-4210-0020
U 2	1.06	10°	8°	21-2120-0020	21-2220-0020	21-4120-0020	21-4220-0020
U 3	0.55	-7°	8°	21-2130-0020	21-2230-0020	21-4130-0020	21-4230-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	21-213D-0020	21-223D-0020	21-413D-0020	21-423D-0020
U 3/(Optionnel)	0.55	0°	8°	21-213D-0021	21-223D-0021	—	—
U 4-5	0.70	-7°	0°	21-2540-0020	21-2540-0020	21-4540-0020	21-4540-0020
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	21-214D-0020	21-224D-0020	21-414D-0020	21-424D-0020
U 5/(Optionnel)	0.90	-7°	0°	21-2550-0020	21-2550-0020	21-4550-0020	21-4550-0020
U 5/Hk/(Optionnel)	0.90	-7°	0°	21-215D-0020	21-225D-0020	21-415D-0020	21-425D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	1.05	-6	0	21-2610-0020	21-2610-0020	21-4610-0020	21-4610-0020
L 3	0.55	-6	3	21-2430-0020	21-2330-0020	21-4430-0020	21-4330-0020
L 3/(Optionnel)	0.55	0	3	21-243D-0021	21-233D-0021	—	—
L 3/Hk	0.55	-6	3	21-243D-0020	21-233D-0020	21-443D-0020	21-433D-0020
L 4	0.55	-12	2	21-2440-0020	21-2340-0020	21-4440-0020	21-4340-0020
L 4/Hk	0.55	-12	2	21-244D-0020	21-234D-0020	21-444D-0020	21-434D-0020
L 5	0.55	-17	2	21-2450-0020	21-2350-0020	21-4450-0020	21-4350-0020
L 5/Hk	0.55	-17	2	21-245D-0020	21-235D-0020	21-445D-0020	21-435D-0020



EXPERIENCE mini metal Extra Torque

				Référence			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	18°	5°	0°	21-1110-0030	21-1210-0030	21-2110-0030	21-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	21-1120-0030	21-1220-0030	21-2120-0030	21-2220-0030
U 2/Hk	10°	8°	0°	21-112D-0030	21-122D-0030	21-212D-0030	21-222D-0030
U 3	0°	8°	2°m	21-1130-0030	21-1230-0030	21-2130-0030	21-2230-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	21-113D-0030	21-123D-0030	21-213D-0030	21-223D-0030
U 4-5	-10°	4°	2°d	21-1140-0030	21-1240-0030	21-2140-0030	21-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	21-114M-0030	21-124M-0030	21-214M-0030	21-224M-0030
Mandubulaire							
L 1-2	1°	0°	0°	21-1610-0030	21-1610-0030	21-2610-0030	21-2610-0030
L 3	-3°	7°	2°m	21-1430-0030	21-1330-0030	21-2430-0030	21-2330-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	21-143D-0030	21-133D-0030	21-243D-0030	21-233D-0030
L4/(Optionnel)	0°	0°	0°	21-1540-0025	21-1540-0025	21-2540-0025	21-2540-0025
L 4/5	-7°	-1°	2°d	21-1440-0030	21-1340-0030	21-2440-0030	21-2340-0030
L 4/5/Hk	-7°	-1°	2°d	21-144D-0030	21-134D-0030	21-244D-0030	21-234D-0030



Kits EXPERIENCE mini metal

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type/Interactif	5-5	5-5	—	21-1CC0-0010	21-2CC0-0010
Roth Type/Interactif	5-5	5-5	3	21-1CC3-0010	21-2CC3-0010
Roth Type/Interactif	5-5	5-5	3,4,5	21-1CC5-0010	21-2CC5-0010
MBT Type/Interactif	5-5	5-5	3	21-1CC3-0020	21-2CC3-0020
MBT Type/Interactif	5-5	5-5	3,4,5	21-1CC5-0020	21-2CC5-0020
MBT Type/Passif	5-5	5-5	3	—	21-4CC3-0020
MBT Type/Passif	5-5	5-5	3,4,5	—	21-4CC5-0020





EXPERIENCE ceramic

EXPERIENCE™ mini ceramic



Product



Aesthetic


Ce bracket bi-plot céramique auto-ligaturant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base est 100 % mécanique, lui procure une résistance de collage et une dépose simplifiée. Sachet de 5.

La technologie « Rhodium », s'applique aussi aux arcs INITIALLOY® et BIO-ACTIVE®. Associés à EXPERIENCE ceramic, le rendu esthétique de l'appareil est exceptionnel. (Voir chapitre Arcs & Fils).

Ailettes arrondies
conçues pour limiter les
interférences occlusales

Plusieurs méthodes d'ouverture
permettent d'ouvrir le clip
sans déformation

**Bracket Ceramic
Injection Molding**
uniformité, résistance, précision



Gorge usinée CNC

Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de
l'arc dans la gorge et évite
les arcs-boutements

Torque dans la base



Base anatomique
suit la courbe de chaque dent

Base mécanique
résistance du collage maximum,
possibilité de repositionner si
nécessaire. Identification de la
dent



EXPERIENCE mini ceramic Roth Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	12°	5°	0°	12-1110-0010	12-1210-0010	12-2110-0010	12-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	12-1120-0010	12-1220-0010	12-2120-0010	12-2220-0010
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	12-113D-0010	12-123D-0010	12-213D-0010	12-223D-0010
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	2°d	12-114D-0010	12-124D-0010	12-214D-0010	12-224D-0010
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	12-1410-0010	12-1310-0010	12-2410-0010	12-2310-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	12-143D-0010	12-133D-0010	12-243D-0010	12-233D-0010
L 4/Hk	.38	-17°	0°	4°d	12-144D-0010	12-134D-0010	12-244D-0010	12-234D-0010
L 5/Hk	.28	-22°	0°	4°d	12-145D-0010	12-135D-0010	12-245D-0010	12-235D-0010





EXPERIENCE mini ceramic MBT Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	17°	4°	0°	12-1110-0020	12-1210-0020	12-2110-0020	12-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	12-1120-0020	12-1220-0020	12-2120-0020	12-2220-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	12-113D-0020	12-123D-0020	12-213D-0020	12-223D-0020
U 3/Hk	.46	0°	8°	0°	12-113D-0021	12-123D-0021	12-213D-0021	12-223D-0021
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	0°	12-114D-0020	12-124D-0020	12-214D-0020	12-224D-0020
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	12-1610-0020	12-1610-0020	12-2610-0020	12-2610-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	12-143D-0020	12-133D-0020	12-243D-0020	12-233D-0020
L 3/Hk	.56	0°	3°	0°	12-143D-0021	12-133D-0021	12-243D-0021	12-233D-0021
L 4/Hk	.33	-12°	2°	0°	12-144D-0020	12-134D-0020	12-244D-0020	12-234D-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	12-145D-0020	12-135D-0020	12-245D-0020	12-235D-0020

Kits EXPERIENCE mini ceramic

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0010	12-2CC5-0010
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0020	12-2CC5-0020

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE mini ceramic



50-0032-0000

Bord large pour ouvrir les EXPERIENCE mini metal par le bord vestibulaire et embout fin pour l'ouverture des EXPERIENCE metal et cermic par le bord gingival

Marketing EXPERIENCE mini ceramic



Typodonts

EXPERIENCE ceramic	Référence	EXPERIENCE ceramic	Référence
EXP. C BRACKET MODEL	55-1200-0000	TYPODONT EXP. C/M 5-5	55-1202-00S1
TYPODONT EXP. C 7-7	55-1201-0000	TYPODONT EXP. C 5-5	55-1202-0000
TYPODONT EXP. C/M 7-7	55-1201-00S1	TYPODONT EXP. C/M 7-7	55-1211-00S1
TYPODONT EXP. C/LME 7-7	55-1201-00S2		

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**

Brochure Patients (X25)
99-12F0-1200
Présentoir à brochures
99-1200-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-12F1-16F0
Cadre bois
99-12W1-16F0



Posters 60 x 150 cm
99-12F0-16F0



EXPERIENCE ceramic

EXPERIENCE™ ceramic




Product



Aesthetic

Ce bracket bi-plot céramique auto-ligaturant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base est 100 % mécanique, lui procure une résistance de collage et une dépose simplifiée. Sachet de 5.

La technologie « Rhodium », s'applique aussi aux arcs INITIALLOY® et BIO-ACTIVE®. Associés à EXPERIENCE ceramic, le rendu esthétique de l'appareil est exceptionnel. (Voir chapitre Arcs & Fils).



Avantages du bracket

EXPERIENCE ceramic - Ce bracket bi-plot céramique auto-ligaturant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base 100% mécanique, lui procure une résistance de collage et une dépose simplifiée.

Dépose de l'EXPERIENCE C



EXPERIENCE ceramic Roth Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	12°	5°	0°	11-1110-0010	11-1210-0010	11-2110-0010	11-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	11-1120-0010	11-1220-0010	11-2120-0010	11-2220-0010
U 3	.46	-2°	13°	4°m	11-1130-0010	11-1230-0010	11-2130-0010	11-2230-0010
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	11-113D-0010	11-123D-0010	11-213D-0010	11-223D-0010
U 4-5	.46	-7°	0°	2°d	11-1140-0010	11-1240-0010	11-2140-0010	11-2240-0010
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	2°d	11-114D-0010	11-124D-0010	11-214D-0010	11-224D-0010
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	11-1410-0010	11-1310-0010	11-2410-0010	11-2310-0010
L 3	.56	-11°	7°	2°m	11-1430-0010	11-1330-0010	11-2430-0010	11-2330-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	11-143D-0010	11-133D-0010	11-243D-0010	11-233D-0010
L 4/(zirconium)	.38	-17°	0°	4°d	11-1440-Z010	11-1340-Z010	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L 4/Hk/(zirconium)	.38	-17°	0°	4°d	11-144D-Z010	11-134D-Z010	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5/(zirconium)	.28	-22°	0°	4°d	11-1450-Z010	11-1350-Z010	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L 5/Hk/(zirconium)	.28	-22°	0°	4°d	11-145D-Z010	11-135D-Z010	11-245D-Z010	11-235D-Z010

Distributeur de single kit : 55-7025-0000





EXPERIENCE ceramic Roth Type .020" x .028"

Cette technique développée par les Docteurs Le Gall et Soulié, comprend une section de gorge originale sur les incisives Maxillaires et Mandibulaires: .020" x .028". Le système associé à des arcs aciers .020" X .025" contrôle le torque antérieur et apporte plus de rigidité aux secteurs latéraux lors des fermetures d'espaces.

Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	Référence	
					D	G
Maxillaire						
U 1	.81	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010
U 3 .022" x .028"/Hk	.46	0°	8°	2°m	11-213D-0030	11-223D-0030
U 4/5 .022" x .028"	.46	-7°	0°	2°d	11-2140-0010	11-2240-0010
U 4/5 .022" x .028"/Hk	.46	-7°	0°	2°d	11-214D-0010	11-224D-0010
Mandibulaire						
L 1/2	1.17	0°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010
L 3 .022" x .028"/Hk	.56	-3°	7°	2°m	11-243D-0030	11-233D-0030
L 4 .022" x .028"/Hk/(zirconium)	.38	-17°	0°	4°d	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5 .022" x .028"/Hk/(zirconium)	.28	-22°	0°	4°d	11-245D-Z010	11-235D-Z010

EXPERIENCE ceramic ACO

Dent	I/O mm	Torque	Ang.	.022"x.028"	
				D	G
Maxillaire					
U 1	.81	12°	5°	11-2110-0007	11-2210-0007
U 2	1.07	10°	9°	11-2120-0007	11-2220-0007
U 3/Hk	.46	-7°	10°	11-213D-0007	11-223D-0007
U 4/5	.46	-9°	0°	11-2540-0007	11-2540-0007
U 4/5/Hk	.46	-9°	0°	11-214D-0007	11-224D-0007
Mandibulaire					
L 1/2	1.17	-6°	0°	11-2610-0007	11-2610-0007
L 3/Hk	.56	-8°	3°	11-243D-0007	11-233D-0007
L 4	.38	-12°	0°	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk	.38	-12°	0°	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5	.38	-17°	0°	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk	.38	-17°	0°	11-245D-0020	11-235D-0020

EXPERIENCE ceramic Extra Torque

Cette technique est fondée sur l'utilisation d'arcs sous-dimensionnés grâce à un torque plus important sur les incisives Maxillaires. Un torque radiculo-vestibulaire plus important sur les prémolaires supérieures élimine les interférences avec les cuspidés linguales.

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	18°	5°	0°	11-1110-0030	11-1210-0030	11-2110-0030	11-2210-0030
U 2	1.07	10°	8°	0°	11-1120-0030	11-1220-0030	11-2120-0030	11-2220-0030
U 3	.46	0°	8°	2°m	11-1130-0030	11-1230-0030	11-2130-0030	11-2230-0030
U 3/Hk	.46	0°	8°	2°m	11-113D-0030	11-123D-0030	11-213D-0030	11-223D-0030
U 4-5	.46	-10°	4°	2°d	11-1140-0030	11-1240-0030	11-2140-0030	11-2240-0030
U 4-5/Hk	.46	-10°	4°	2°d	11-114D-0030	11-124D-0030	11-214D-0030	11-224D-0030
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	1°	0°	0°	11-1610-0030	11-1610-0030	11-2610-0030	11-2610-0030
L 3	.56	-3°	7°	2°m	11-1430-0030	11-1330-0030	11-2430-0030	11-2330-0030
L 3/Hk	.56	-3°	7°	2°m	11-143D-0030	11-133D-0030	11-243D-0030	11-233D-0030
L 4*/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4/Hk/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030
L 5*/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-1450-0030	20-1350-0030	20-2450-0030	20-2350-0030
L 5/Hk/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-145D-0030	20-135D-0030	20-245D-0030	20-235D-0030

*La céramique étant plus dure que l'émail, nous recommandons l'utilisation de l'EXPERIENCE metal sur les 4 et 5 inférieures



EXPERIENCE ceramic MBT Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	17°	4°	0°	11-1110-0020	11-1210-0020	11-2110-0020	11-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	11-1120-0020	11-1220-0020	11-2120-0020	11-2220-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	11-113D-0020	11-123D-0020	11-213D-0020	11-223D-0020
U 3/Hk	.46	0°	8°	0°	11-113D-0021	11-123D-0021	11-213D-0021	11-223D-0021
U 4-5	.46	-7°	0°	0°	11-1540-0020	11-1540-0020	11-2540-0020	11-2540-0020
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	0°	11-114D-0020	11-124D-0020	11-214D-0020	11-224D-0020
U 5/(Optionnel)	.96	-7°	0°	0°	11-1550-0020	11-2550-0020	11-2550-0020	11-2550-0020
U 5/Hk/(Opt)	.96	-7°	0°	0°	11-115D-0020	11-125D-0020	11-215D-0020	11-225D-0020
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	11-1610-0020	11-1610-0020	11-2610-0020	11-2610-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	11-143D-0020	11-133D-0020	11-243D-0020	11-233D-0020
L 3/Hk	.56	0°	3°	0°	11-143D-0021	11-133D-0021	11-243D-0021	11-233D-0021
L 4/	.33	-12°	0°	0°	11-1440-0020	11-1340-0020	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk/	.33	-12°	0°	0°	11-144D-0020	11-134D-0020	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5/	.33	-17°	0°	0°	11-1450-0020	11-1350-0020	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk/	.33	-17°	0°	0°	11-145D-0020	11-135D-0020	11-245D-0020	11-235D-0020





Kits EXPERIENCE ceramic

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence
				.020" x .028"
Roth Type .020" x .028"	5-5	3-3	3	11-5CE3-0010
Roth Type .020" x .028"	5-5	—	3	11-5C03-0010

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	3-3	—	3	11-1E03-0020	11-2E03-0020
MBT Type	3-3	3-3	3	11-1EE3-0020	11-2EE3-0020
MBT Type	5-5	—	3	11-1C03-0020	11-2C03-0020
MBT Type	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0020	11-2C05-0020
MBT Type	5-5	3-3	3	11-1CE3-0020	11-2CE3-0020
MBT Type	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0020	11-2CE5-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	11-1CC3-0020	11-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-0020	11-2CC5-0020

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	3-3	—	3	11-1E03-0010	11-2E03-0010
Roth Type	3-3	3-3	3	11-1EE3-0010	11-2EE3-0010
Roth Type	5-5	—	3	11-1C03-0010	11-2C03-0010
Roth Type	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0010	11-2C05-0010
Roth Type	5-5	3-3	3	11-1CE3-0010	11-2CE3-0010
Roth Type	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0010	11-2CE5-0010
Roth Type (L 4-5 zirconium)	5-5	5-5	3	11-1CC3-M010	11-2CC3-M010
Roth Type (L 4-5 zirconium)	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-M010	11-2CC5-M010

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence
				.020" x .028"
ACO	5-5	5-5	3	11-2CC3-M007
ACO	5-5	5-5	3,4,5	11-2CC5-M007



Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Extra Torque	3-3	—	3	11-1E03-0030	11-2E03-0030
Extra Torque	3-3	3-3	3	11-1EE3-0030	11-2EE3-0030
Extra Torque	5-5	—	3	11-1C03-0030	11-2C03-0030
Extra Torque	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0030	11-2C05-0030
Extra Torque	5-5	3-3	3	11-1CE3-0030	11-2CE3-0030
Extra Torque	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0030	11-2CE5-0030

Brackets optionnels

Dent	Torque	Angulation	Rotation	Référence			
				.018"		.022"	
				D	G	D	G
U 1	7°	5°	0°	—	—	11-2110-0044	11-2210-0044
U 2	3°	9°	0°	—	—	11-2120-0044	11-2220-0044
U 3/Hk	7°	5°	0°	11-113D-0027	11-123D-0027	11-213D-0027	11-223D-0027
U 4 Univ	0°	0°	0°	11-1540-0025	11-1540-0025	11-2540-0025	11-2540-0025

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE ceramic



50-1030-0000

C-Tool, pour ouvrir le bracket EXPERIENCE C en toute sécurité par son bord gingival.



50-0030-0000

Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la sphère évidée.

Marketing EXPERIENCE ceramic



Typodonts

EXPERIENCE ceramic	Référence	EXPERIENCE ceramic	Référence
EXP. C BRACKET MODEL	55-1100-0000	TYPODONT EXP. C/M 5-5	55-1102-00S1
TYPODONT EXP. C 7-7	55-1101-0000	TYPODONT EXP. C 5-5	55-1102-0000
TYPODONT EXP. C/M 7-7	55-1101-00S1	TYPODONT EXP. C/M 7-7	55-1111-00S1
TYPODONT EXP. C/LME 7-7	55-1101-00S2		

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**

Brochure Patients (X25)
99-10F0-1200
Présentoir à brochures
99-1000-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-11F1-16F0
Cadre bois
99-11W1-16F0



Posters 60 x 150 cm
99-11F0-16F0





EXPERIENCE metal

EXPERIENCE™ metal

SL Product

La gamme de brackets auto-ligaturants EXPERIENCE offre plusieurs possibilités de traitement pour les orthodontistes et leurs patients en fonction de leurs besoins. Les brackets EXPERIENCE minimise les phénomènes de friction pendant les phases initiales de nivellement et d'alignement. Ils améliorent aussi le contrôle du torque et de la rotation durant la phase de finition. Sachet de 10.



Avantages du Rhodium

Le traitement au Rhodium limite la réflexion et la brillance. Plus clair, il a un rendu plus esthétique qu'un bracket métallique standard. Compatible avec les brackets métalliques.



EXPERIENCE metal, Roth Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angula- tion	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	12°	5°	0°	20-1110-0010	20-1210-0010	20-2110-0010	20-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	20-1120-0010	20-1220-0010	20-2120-0010	20-2220-0010
U 2/Hk	1.07	8°	9°	0°	20-112D-0010	20-122D-0010	20-212D-0010	20-222D-0010
U 3	.46	-2°	13°	4°m	20-1130-0010	20-1230-0010	20-2130-0010	20-2230-0010
U 3/(Optionnel)	.46	-2°	10°	4°m	—	—	20-2130-0012	20-2230-0012
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	20-113D-0010	20-123D-0010	20-213D-0010	20-223D-0010
U 3/Hk	.46	-2°	10°	4°m	20-113D-0012	20-123D-0012	20-213D-0012	20-223D-0012
U 4-5	.46	-7°	0°	2°d	20-1140-0010	20-1240-0010	20-2140-0010	20-2240-0010
U 4-5/Hk d.	.46	-7°	0°	2°d	20-114D-0010	20-124D-0010	20-214D-0010	20-224D-0010
U 4-5/Hk m.	.46	-7°	0°	2°d	20-114M-0010	20-124M-0010	20-214M-0010	20-224M-0010
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	20-1410-0010	20-1310-0010	20-2410-0010	20-2310-0010
L 2/Hk	1.17	-1°	2°	0°	—	—	20-242D-0010	20-232D-0010
L 3	.56	-11°	7°	2°m	20-1430-0010	20-1330-0010	20-2430-0010	20-2330-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	20-143D-0010	20-133D-0010	20-243D-0010	20-233D-0010
L 4	.38	-17°	-1°	4°d	20-1440-0010	20-1340-0010	20-2440-0010	20-2340-0010
L 4/(b. Off.)	.38	-17°	-1°	4°d	20-1440-0013	20-1340-0013	20-2440-0013	20-2340-0013
L 4/Hk	.38	-17°	-1°	4°d	20-144D-0010	20-134D-0010	20-244D-0010	20-234D-0010
L 4/Hk/(b. Off.)	.38	-17°	-1°	4°d	—	—	20-244D-0013	20-234D-0013
L 5	.28	-22°	-1°	4°d	20-1450-0010	20-1350-0010	20-2450-0010	20-2350-0010
L 5/(b. Off.)	.28	-22°	-1°	4°d	20-1450-0013	20-1350-0013	20-2450-0013	20-2350-0013
L 5/Hk	.28	-22°	-1°	4°d	20-145D-0010	20-135D-0010	20-245D-0010	20-235D-0010
L 5/Hk/(b. Off.)	.28	-22°	-1°	4°d	—	—	20-245D-0013	20-235D-0013



EXPERIENCE metal, Roth Type .020" x .028"

Cette technique développée par les Docteurs Le Gall et Soulié, comprend une section de gorge originale sur les incisives Maxillaires et Mandibulaires: .020» x .028». Le système, associé à des arcs aciers .020» X .025», contrôle le torque antérieur et apporte plus de rigidité aux secteurs latéraux lors des fermetures d'espaces.

Dent	I/O mm	Torque	Angulation	Rotation	Référence	
					D	G
Maxillaire						
U 1 .020" x.028"	.81	12°	5°	0°	20-5110-0010	20-5210-0010
U 2 .020" x.028"	1.07	8°	9°	0°	20-5120-0010	20-5220-0010
U 3 Hk .022" x.028"	.46	0°	8°	2°m	20-213D-0030	20-223D-0030
U 4/5 .022" x.028"	.46	-7°	0°	2°d	20-2140-0010	20-2240-0010
U 4/5 Hk .022" x.028"	.46	-7°	0°	2°d	20-214D-0010	20-224D-0010
Mandibulaire						
L 1/2 .020" x.028"	1.17	-1°	2°	0°	20-5410-0010	20-5310-0010
L 3 Hk .022" x.028"	.56	-3°	7°	2°m	20-243D-0030	20-233D-0030
L 4 Hk .022" x.028"	.38	-17°	-1°	4°d	20-244D-0010	20-234D-0010
L 5 Hk .022" x.028"	.28	-22°	-1°	4°d	20-245D-0010	20-235D-0010



EXPERIENCE metal, Extra Torque

Cette technique est fondée sur l'utilisation d'arcs sous-dimensionnés grâce à un torque plus important sur les incisives Maxillaires. Un torque radiculo-vestibulaire plus important sur les prémolaires supérieures élimine les interférences avec les cuspides linguales.

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	18°	5°	0°	20-1110-0030	20-1210-0030	20-2110-0030	20-2210-0030
U 2	1.07	10°	8°	0°	20-1120-0030	20-1220-0030	20-2120-0030	20-2220-0030
U 2/Hk	1.07	10°	8°	0°	20-112D-0030	20-122D-0030	20-212D-0030	20-222D-0030
U 3	.46	0°	8°	2°m	20-1130-0030	20-1230-0030	20-2130-0030	20-2230-0030
U 3/Hk	.46	0°	8°	2°m	20-113D-0030	20-123D-0030	20-213D-0030	20-223D-0030
U 4-5	.46	-10°	4°	2°d	20-1140-0030	20-1240-0030	20-2140-0030	20-2240-0030
U 4-5/Hk	.46	-10°	4°	2°d	20-114M-0030	20-124M-0030	20-214M-0030	20-224M-0030
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	1°	0°	0°	20-1610-0030	20-1610-0030	20-2610-0030	20-2610-0030
L 3	.56	-3°	7°	2°m	20-1430-0030	20-1330-0030	20-2430-0030	20-2330-0030
L 3/Hk	.56	-3°	7°	2°m	20-143D-0030	20-133D-0030	20-243D-0030	20-233D-0030
L 4/5	.33	-7°	-1°	2°d	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4/5/Hk	.33	-7°	-1°	2°d	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030



EXPERIENCE metal MBT Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	17°	4°	0°	20-1110-0020	20-1210-0020	20-2110-0020	20-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	20-1120-0020	20-1220-0020	20-2120-0020	20-2220-0020
U 3	.46	-7°	8°	0°	20-1130-0020	20-1230-0020	20-2130-0020	20-2230-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	20-113D-0020	20-123D-0020	20-213D-0020	20-223D-0020
U 3/Hk	.46	0°	8°	0°	20-113D-0021	20-123D-0021	20-213D-0021	20-223D-0021
U 4-5	.46	-7°	0°	0°	20-1540-0020	20-1540-0020	20-2540-0020	20-2540-0020
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	0°	20-114D-0020	20-124D-0020	20-214D-0020	20-224D-0020
U 5/(Optionnel)	.96	-7°	0°	0°	20-1550-0020	20-1550-0020	20-2550-0020	20-2550-0020
U 5/Hk/(Opt)	.96	-7°	0°	0°	20-115D-0020	20-125D-0020	20-215D-0020	20-225D-0020
Mandibulaire								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	20-1610-0020	20-1610-0020	20-2610-0020	20-2610-0020
L 3	.56	-6°	3°	0°	20-1430-0020	20-1330-0020	20-2430-0020	20-2330-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	20-143D-0020	20-133D-0020	20-243D-0020	20-233D-0020
L 3/Hk	.56	0°	3°	0°	20-143D-0021	20-133D-0021	20-243D-0021	20-233D-0021
L 4	.33	-12°	2°	0°	20-1440-0020	20-1340-0020	20-2440-0020	20-2340-0020
L 4/Hk	.33	-12°	2°	0°	20-144D-0020	20-134D-0020	20-244D-0020	20-234D-0020
L 5	.33	-17°	2°	0°	20-1450-0020	20-1350-0020	20-2450-0020	20-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	20-145D-0020	20-135D-0020	20-245D-0020	20-235D-0020

EXPERIENCE metal ACO

Dent	Torque	Ang.	Rotation	.022"x.028"	
				D	G
Maxillaire					
U 1	12°	5°	0°	20-2110-0007	20-2210-0007
U 2	10°	9°	0°	20-2120-0007	20-2220-0007
U 3/Hk	-7°	10°	2m	20-213D-0007	20-223D-0007
U 4/5	-9°	0°	0°	20-2540-0007	20-2540-0007
U 4/5/Hk	-9°	0°	0°	20-214D-0007	20-224D-0007
Mandibulaire					
L 1/2	-6°	0°	0°	20-2610-0007	20-2610-0007
L 3/Hk	-8°	3°	0°	20-243D-0007	20-233D-0007
L 4	-12°	2°	0°	20-2440-0007	20-2340-0007
L 4/Hk	-12°	2°	0°	20-244D-0007	20-234D-0007
L 5	-17°	-1°	0°	20-2450-0007	20-2350-0007
L 5/Hk	-17°	-1°	0°	20-245D-0007	20-235D-0007

EXPERIENCE metal Andrews Type

Dent	I/O mm	Torque	Angulation	Rotation	Référence .022"	
					D	G
Maxillaire						
U 1	.81	7°	5°	0°	20-2110-0044	20-2210-0044
U 2	1.07	3°	9°	0°	20-2120-0044	20-2220-0044
U 3/Hk	.46	-7°	11°	0°	20-213D-0044	20-223D-0044
U 4/5	.46	-7°	0°	0°	20-2540-0044	20-2540-0044
Mandibulaire						
L 1/2	1.17	-6°	2°	0°	20-2410-0044	20-2310-0044
L 1/2	1.17	-1°	0°	0°	20-2610-0044	20-2610-0044
L 3/Hk	.56	-11°	5°	0°	20-243D-0044	20-233D-0044
L 4	.38	-17°	0°	0°	20-2640-0044	20-2640-0044
L 5	.28	-22°	0°	0°	20-2650-0044	20-2650-0044



EXPERIENCE metal (Optionnel)

Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.81	24°	5°	0°	—	—	20-2110-0017	20-2210-0017
U 2	1.07	16°	8°	0°	—	—	20-2120-0017	20-2220-0017
U 3/Hk	.46	7°	5°	0°	20-113D-0027	20-123D-0027	20-213D-0027	20-223D-0027
U 4	.46	0°	0°	0°	20-1540-0025	20-1540-0025	20-2540-0025	20-2540-0025

EXPERIENCE metal (à souder)

Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 4-5/Hk	-7°	0°	2d	22-114D-0027	22-124D-0027	22-214D-0027	22-224D-0027
Mandibulaire							
L 4/Hk	-17°	-1°	4d	22-144D-0027	22-134D-0027	22-244D-0027	22-234D-0027
L 5/Hk	-22°	-1°	4d	22-145D-0027	22-135D-0027	22-245D-0027	22-235D-0027



Kits EXPERIENCE metal

Kit EXPERIENCE metal .020" x .028"	Haut	Bas	Crochet sur	Référence .020" x .028"
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0010

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	—	20-1CC0-0010	20-2CC0-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0010	20-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0010	20-2CC5-0010
Extra Torque	5-5	5-5	—	20-1CC0-0030	20-2CC0-0030
Extra Torque	5-5	5-5	3	20-1CC3-0030	20-2CC3-0030
Extra Torque	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0030	20-2CC5-0030
MBT Type	5-5	5-5	—	20-1CC0-0020	20-2CC0-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0020	20-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0020	20-2CC5-0020
ACO	5-5	5-5	3	—	20-2CC3-0007
ACO	5-5	5-5	3,4,5	—	20-2CC5-0007
Andrews Type	5-5	5-5	3	—	20-2CC3-0044

Instruments:

Instruments nécessaires à la manipulation des Brackets EXPERIENCE metal 



50-2030-0000

M-Tool pour ouvrir le bracket EXPERIENCE metal en toute sécurité par son bord gingival.



50-0030-0000

Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la sphère évidée.



Marketing EXPERIENCE metal



Typodonts

EXPERIENCE metal	Référence	EXPERIENCE metal	Référence
EXM BRACKET MODEL 022	55-2000-0000	TYPODONT EXP. M 5-5	55-2002-0000
TYPODONT EXP.M 7-7	55-2001-0000	TYPODONT EXP.M/MM 5-5	55-2002-00S2
TYPODONT EXP. M/MM 7-7	55-2001-00S2		

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**

Posters 60 x 150 cm



Brochure Patients (X25)
99-10F0-1200
Présentoir à brochures
99-1000-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-20F1-16M0
Cadre bois
99-20W1-16M0



99-20F0-16M0






EXPERIENCE L

EXPERIENCE L™

SL Product **HI** Aesthetic

EXPERIENCE L compte parmi les brackets orthodontiques linguaux interactifs les plus sophistiqués du marché. Son clip doré, facile d'accès, rend les changements d'arcs plus accessibles aux praticiens et réduit le temps de traitement à la grande satisfaction des patients. Son faible encombrement limite les problèmes d'élocution et de décollement. Sachet de 5.




Ailettes de ligature adoucies et polies pour réduire les interférences occlusales


Clip ressort doré pour une meilleure visibilité, à deux points de contact, couvrant complètement la gorge



Comfortube universel
40-1770-0000



La grille microsablée de la base assure une meilleure rétention.



Clip interactif

Profil surbaissé pour plus de confort

Base anatomique



EXPERIENCE L

				Référence	
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				D	G
Maxillaire					
U 1-2	60°	0°	0°	16-1510-0010	16-1510-0010
U 3	60°	0°	0°	16-1530-0010	16-1530-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	16-153U-0010	16-153U-0010
U 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
U 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
U 6-7/Hk	10°	0°	0°	16-116M-0010	16-126M-0010
U 7/Comfortube	0°	0°	0°	40-1770-0000	40-1770-0000
Mandibulaire					
L 1-2	50°	0°	0°	16-1610-0010	16-1610-0010
L 3	50°	0°	0°	16-1630-0010	16-1630-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	16-163U-0010	16-163U-0010
L 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
L 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
L 6-7/Hk	0°	0°	0°	16-146M-0010	16-136M-0010
L 7/Comfortube	0°	0°	0°	40-1770-0000	40-1770-0000

EXPERIENCE L Kits

Brackets Seuls	Référence
	.018"
U 7-7	16-1A00-0010
U/L 7-7	16-1AA0-0010




EXPERIENCE LSB

EXPERIENCE LSB (Small Base)

SL Product **HI** Aesthetic

Bracket lingual identique à EXPERIENCE L, mais avec une base plus petite. C'est l'outil idéal pour les corrections esthétiques du secteur antérieur. Invisible, il répond aux exigences d'une patientèle adulte pour les indications cosmétiques. Il peut se coller directement sur la face linguale des dents ou par l'intermédiaire d'une gouttière de transfert. Sachet de 5.




Ailettes de ligature adoucies et polies pour réduire les interférences occlusales

Clip ressort, doré pour une meilleure visibilité, à deux points de contact, couvrant complètement la gorge



Bracket incisive inférieur base étroite
U: 17-153U-0010
L: 17-163U-0010



La grille microsablée de la base assure une meilleure rétention.

Clip interactif

Profil surbaissé pour plus de confort

Base anatomique



EXPERIENCE LSB


				Référence	
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				D	G
Maxillaire					
U 1-2-3	60°	0°	0°	17-1510-0010	17-1510-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	17-153U-0010	17-153U-0010
Mandibulaire					
L 1-2-3	50°	0°	0°	17-1610-0010	17-1610-0010
L 1-2-3/Base étroite	50°	0°	0°	17-1610-0050	17-1610-0050
L 1-2-3/Base étroite/Hk	50°	0°	0°	17-161U-0010	17-161U-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	17-163U-0010	17-163U-0010

EXPERIENCE LSB Kits

Brackets Seuls	Référence .018"
Kit EXPERIENCE LSB U 3-3	17-1E00-0010
Kit EXPERIENCE LSB L 3-3	17-10E0-0010
Kit EXPERIENCE LSB U/L 3-3	17-1EE0-0010



Les arcs INITIALLOY et BIO-EDGE linguaux



Téléchargez la charte taille réelle sur www.gcorthodontics.eu

INITIALLOY Lingual



Force/Section	N1		N2	
	Références		Références	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
Light				
.012"	71-N1U1-0012	71-N1L1-0012	71-N1U2-0012	71-N1L2-0012
.014"	71-N1U1-0014	71-N1L1-0014	71-N1U2-0014	71-N1L2-0014
.016"	71-N1U1-0016	71-N1L1-0016	71-N1U2-0016	71-N1L2-0016

Force/Section	N3		N4	
	Références		Références	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
Light				
.012"	71-N1U3-0012	71-N1L3-0012	71-N1U4-0012	71-N1L4-0012
.014"	71-N1U3-0014	71-N1L3-0014	71-N1U4-0014	71-N1L4-0014
.016"	71-N1U3-0016	71-N1L3-0016	71-N1U4-0016	71-N1L4-0016

BIO-EDGE lingual

Force/Section	N1		N2	
	Références		Références	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
80 g				
.016"x.016"	72-N1U1-1616	72-N1L1-1616	72-N1U2-1616	72-N1L2-1616
.016"x.022"	72-N1U1-1622	72-N1L1-1622	72-N1U2-1622	72-N1L2-1622
100 g				
.018"x.018"	72-N1U1-1818	72-N1L1-1818	72-N1U2-1818	72-N1L2-1818
.018"x.025"	72-N1U1-1825	72-N1L1-1825	72-N1U2-1825	72-N1L2-1825

Force/Section	N3		N4	
	Références		Références	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
80 g				
.016"x.016"	72-N1U3-1616	72-N1L3-1616	72-N1U4-1616	72-N1L4-1616
.016"x.022"	72-N1U3-1622	72-N1L3-1622	72-N1U4-1622	72-N1L4-1622
100 g				
.018"x.018"	72-N1U3-1818	72-N1L3-1818	72-N1U4-1818	72-N1L4-1818
.018"x.025"	72-N1U3-1825	72-N1L3-1825	72-N1U4-1825	72-N1L4-1825



Marketing EXPERIENCE L/LSB



Typodonts

EXPERIENCE L	Référence	EXPERIENCE LSB	Référence
EXL BRACKET MODEL	55-1600-0000		
TYPODONT EXP. L 7-7	55-1601-0000	TYPODONT EXP. L SB 4-4	55-1703-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-16F0-1200
Présentoir à brochures
99-1600-5500





Chic.

Chic. mini et Chic.

HI Aesthetic

Chic. est la solution destinée aux orthodontistes cherchant un bracket céramique pour leurs patients sans compromis entre performance et résistance. Chic. est fabriqué par Ceramic Injection Molding (MIM) qui lui assure uniformité et résistance à l'arrachement grâce à sa base mécanique. Sa transparence se confond à la teinte de la dent du patient. il ne se tache pas ni ne se décolore.




Bracket rhomboïde
pour un placement simplifié du bracket

Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcsboutements

Ceramic Injection Molding
uniformité, résistance et précision



Gorge usinée CNC
Torque dans la base
Larges espaces sous ailettes pour faciliter la ligature



Ligne de grand axe
facilite le positionnement du bracket ; s'efface au premier brossage

Céramique transparente
pour l'esthétique

Base mécanique moulée
limite les décollements et assure une meilleure rétention



Encoche mésio-occlusale
pour faciliter la dépose en un seul bloc

Combinaison brackets

Vous pouvez utiliser les brackets céramiques Chic avec les brackets Legend Rhodium pour un résultat esthétique complet.



Comment déposer Chic



Chic. mini

Chic. mini Roth Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	0.80	12°	5°	13-1110-0010	13-1210-0010	13-2110-0010	13-2210-0010
U 2	32	8°	9°	13-1120-0010	13-1220-0010	13-2120-0010	13-2220-0010
U 3/Hk	0.73	-2°	13°	13-113D-0010	13-123D-0010	13-213D-0010	13-223D-0010
U 3/Hk	0.73	-2°	13°	13-113D-0011	13-123D-0011	13-213D-0011	13-223D-0011
U 4-5	0.77	-7°	0°	13-1540-0010	13-1540-0010	13-2540-0010	13-2540-0010
U 4-5/Hk	0.77	-7°	0°	13-114D-0010	13-124D-0010	13-214D-0010	13-224D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	1.26	0°	0°	13-1610-0010	13-1610-0010	13-2610-0010	13-2610-0010
L 3/Hk	0.83	-11°	7°	13-133D-0010	13-143D-0010	13-233D-0010	13-243D-0010
L 3/Hk	0.83	-11°	7°	13-133D-0011	13-143D-0011	13-233D-0011	13-243D-0011
L 4	0.95	-17°	0°	13-1640-0010	13-1640-0010	13-2640-0010	13-2640-0010
L 4/Hk	0.95	-17°	0°	13-134D-0010	13-144D-0010	13-234D-0010	13-244D-0010
L 5	0.95	-22°	0°	13-1650-0010	13-1650-0010	13-2650-0010	13-2650-0010
L 5/Hk	0.95	-22°	0°	13-135D-0010	13-145D-0010	13-235D-0010	13-245D-0010

Disponible en 2022



Chic. mini MBT Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	0.80	17°	4°	13-1110-0020	13-1210-0020	13-2110-0020	13-2210-0020
U 2	1.10	10°	8°	13-1120-0020	13-1220-0020	13-2120-0020	13-2220-0020
U 3/Hk	0.80	-7°	8°	13-113D-0020	13-123D-0020	13-213D-0020	13-223D-0020
U 3/Hk	0.80	0°	8°	13-113D-0021	13-123D-0021	13-213D-0021	13-223D-0021
U 4-5	0.80	-7°	0°	13-1540-0020	13-1540-0020	13-2540-0020	13-2540-0020
U 4-5/Hk	0.80	-7°	0°	13-114D-0020	13-124D-0020	13-214D-0020	13-224D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	1.26	-6°	0°	13-1610-0020	13-1610-0020	13-2610-0020	13-2610-0020
L 3/Hk	1.26	-6°	3°	13-133D-0020	13-143D-0020	13-233D-0020	13-243D-0020
L 3/Hk	1.26	0°	3°	13-133D-0021	13-143D-0021	13-233D-0021	13-243D-0021
L 4	0.80	-12°	0°	13-1640-0020	13-1640-0020	13-2640-0020	13-2640-0020
L 4/Hk	0.80	-12°	0°	13-134D-0020	13-144D-0020	13-234D-0020	13-244D-0020
L 5	0.95	-17°	0°	13-1650-0020	13-1650-0020	13-2650-0020	13-2650-0020
L 5/Hk	0.95	-17°	0°	13-135D-0020	13-145D-0020	13-235D-0020	13-245D-0020

Chic. mini Kits

Kits	Crochets sur	Référence	
		.018"	.022"
Chic. mini U 3-3	3	13-1E03-0020	13-2E03-0020
Chic. mini U/L 3-3	3	13-1EE3-0020	13-2EE3-0020
Chic. mini U 5-5	3	13-1C03-0020	13-2C03-0020
Chic. mini U 5-5	3, 4, 5	13-1C05-0020	13-2C05-0020
Chic. mini U/L 5-5	3	13-1CC3-0020	13-2CC3-0020
Chic. mini U/L 5-5	3, 4, 5	13-1CC5-0020	13-2CC5-0020

Chic.

Chic. Roth Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	12°	5°	14-1110-0010	14-1210-0010	14-2110-0010	14-2210-0010
U 2	8°	9°	14-1120-0010	14-1220-0010	14-2120-0010	14-2220-0010
U 3	-2°	13°	14-1130-0010	14-1230-0010	14-2130-0010	14-2230-0010
U 3/Hk	-2°	13°	14-113D-0010	14-123D-0010	14-213D-0010	14-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	14-1540-0010	14-1540-0010	14-2540-0010	14-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	14-114D-0010	14-124D-0010	14-214D-0010	14-224U-0010
Mandibulaire						
L 1-2	0°	0°	14-1610-0010	14-1610-0010	14-2610-0010	14-2610-0010
L 3	-11°	7°	14-1430-0010	14-1330-0010	14-2430-0010	14-2330-0010
L 3/Hk	-11°	7°	14-143D-0010	14-133D-0010	14-243D-0010	14-233D-0010
L 4	-17°	0°	14-1640-0010	14-1640-0010	14-2640-0010	14-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	14-144D-0010	14-134D-0010	14-244D-0010	14-234D-0010
L 5	-22°	0°	14-1650-0010	14-1650-0010	14-2650-0010	14-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	14-145D-0010	14-135D-0010	14-245D-0010	14-235D-0010



Chic. MBT Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	0.80	17°	4°	14-1110-0020	14-1210-0020	14-2110-0020	14-2210-0020
U 2	1.32	10°	8°	14-1120-0020	14-1220-0020	14-2120-0020	14-2220-0020
U 3/Hk	0.73	-7°	8°	14-113D-0020	14-123D-0020	14-213D-0020	14-223D-0020
U 3/Hk	0.73	0°	8°	14-113D-0021	14-123D-0021	14-213D-0021	14-223D-0021
U 4-5	0.77	-7°	0°	14-1540-0020	14-1540-0020	14-2540-0020	14-2540-0020
U 4-5/Hk	0.77	-7°	0°	14-114D-0020	14-124D-0020	14-214D-0020	14-224D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	1.26	-6°	0°	14-1610-0020	14-1610-0020	14-2610-0020	14-2610-0020
L 3/Hk	0.83	-6°	3°	14-143D-0020	14-133D-0020	14-243D-0020	14-233D-0020
L 3/Hk	0.83	0°	3°	14-143D-0021	14-133D-0021	14-243D-0021	14-233D-0021
L 4	0.95	-12°	0°	14-1640-0020	14-1640-0020	14-2640-0020	14-2640-0020
L 4/Hk	0.95	-12°	0°	14-144D-0020	14-134D-0020	14-244D-0020	14-234D-0020
L 5	0.95	-17°	0°	14-1650-0020	14-1650-0020	14-2650-0020	14-2650-0020
L 5/Hk	0.95	-17°	0°	14-145D-0020	14-135D-0020	14-245D-0020	14-235D-0020

Kits Chic.



Possibilité de mixer vos kits, céramique en haut et métallique en bas. Contactez-nous.

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence .018"	Référence .022"
Roth Type	3-3	—	3	14-1E03-0010	14-2E03-0010
Roth Type	3-3	3-3	3	14-1EE3-0010	14-2EE3-0010
Roth Type	5-5	—	3	14-1C03-0010	14-2C03-0010
Roth Type	5-5	3-3	3	14-1CE3-0010	14-2CE3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	14-1CC3-0010	14-2CC3-0010
Roth Type	5-5	3-3	3,4,5	14-1CE5-0010	14-2CE5-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0010	14-2CC5-0010
MBT Type	3-3	—	3	—	14-2E03-0020
MBT Type	5-5	—	3	14-1C03-0020	14-2C03-0020
MBT Type	5-5	3-3	3	—	14-2CE3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	14-1CC3-0020	14-2CC3-0020
MBT Type	5-5	3-3	3,4,5	—	14-2CE5-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0020	14-2CC5-0020



Marketing Chic.



Typodonts

Chic.	Référence
TYPODONT CHIC 7-7	55-1401-0000
TYPODONT CHIC 5-5	55-1402-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-14F0-1200
Présentoir à brochures
99-1400-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-14F1-16F0
Cadre bois
99-14W1-16F0

Posters 60 x 150 cm



99-14F0-16F0




Carla Traitée avec Chic.



LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium

LEGEND™ est une gamme de brackets standard bi-plot métallique disponible en taille médium et mini. LEGEND medium est fabriqué par Injection de métal (MIM) et sa gorge reçoit un traitement CNC (Computer Numerical Controlled) qui garantit une gorge exacte en .018» ou en .022» afin que les informations du bracket soient parfaitement exprimées. Sa base anatomique en treillis assure une excellente rétention du bracket sur la dent.



Combinaison

Vous pouvez utiliser les brackets Legend mini/medium avec les brackets céramiques Chic pour un résultat esthétique complet.

La gamme LEGEND™ est fabriquée par TOMY Inc. à Yumoto, Japon. Les orthodontistes du monde entier utilisent et apprécient les brackets TOMY depuis le lancement de leur premier bracket en 1961. Aujourd'hui, TOMY est devenu un fabricant de matériel orthodontique des plus respecté au monde.



LEGEND mini

LEGEND mini, Roth Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.25	12°	5°	0°	31-1110-0010	31-1210-0010	31-2110-0010	31-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	31-1120-0010	31-1220-0010	31-2120-0010	31-2220-0010
U 2/Hk	.78	8°	9°	0°	31-112D-0010	31-122D-0010	31-212D-0010	31-222D-0010
U 3	.25	2°	10°	4 °m	31-1130-0010	31-1230-0010	31-2130-0010	31-2230-0010
U 3/Hk	.25	2°	10°	4 °m	31-113D-0010	31-123D-0010	31-213D-0010	31-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010	31-2140-0010	31-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010	31-214M-0010	31-224M-0010
U 4/Hk, B. Off.	.37	-7°	0°	0°	—	—	31-214M-0013	31-224M-0013
U 4-5/B. Off.	.37	-7°	0°	0°	31-1540-0013	31-1540-0013	31-2540-0013	31-2540-0013
U 5	.48	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010	31-2150-0010	31-2250-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010	31-215M-0010	31-225M-0010
Mandibulaire								
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010	31-2610-0010	31-2610-0010
L 3	.25	-11°	7°	2°m	31-1430-0010	31-1330-0010	31-2430-0010	31-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	31-143D-0010	31-133D-0010	31-243D-0010	31-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	4°d	31-1440-0010	31-1340-0010	31-2440-0010	31-2340-0010
L 4/B. Off.	.28	-17°	0°	0°	31-1640-0013	31-1640-0013	31-2640-0013	31-2640-0013
L 4/Hk	.28	-17°	0°	4°d	31-144D-0010	31-134D-0010	31-244D-0010	31-234D-0010
L 4/Hk, B. Off.	.28	-17°	0°	0°	31-144D-0013	31-134D-0013	31-244D-0013	31-234D-0013
L 5	.33	-22°	0°	4°d	31-1450-0010	31-1350-0010	31-2450-0010	31-2350-0010
L 5/B. Off.	.33	-22°	0°	0°	31-1650-0013	31-1650-0013	31-2650-0013	31-2650-0013
L 5/Hk	.33	-22°	0°	4°d	31-145D-0010	31-135D-0010	31-245D-0010	31-235D-0010
L 5/Hk, B. Off.	.33	-22°	0°	0°	—	—	31-245D-0013	31-235D-0013



LEGEND mini, MBT Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.25	17°	4°	31-1110-0020	31-1110-0020	31-2110-0020	31-2210-0020
U 2	.78	10°	8°	31-1120-0020	31-1220-0020	31-2120-0020	31-2220-0020
U 3	.25	-7°	8°	31-1130-0020	31-1230-0020	31-2130-0020	31-2230-0020
U 3/Hk	.25	0°	8°	31-113D-0021	31-123D-0021	31-213D-0021	31-223D-0021
U 3/Hk	.25	-7°	8°	31-113D-0020	31-123D-0020	31-213D-0020	31-223D-0020
U 4	.37	-7°	0°	31-1540-0020	31-1540-0020	31-2540-0020	31-2540-0020
U 4/Hk	.37	-7°	0°	31-114D-0020	31-124D-0020	31-214D-0020	31-224D-0020
U 5	.48	-7°	0°	31-1550-0020	31-1550-0020	31-2550-0020	31-2550-0020
U 5/Hk	.48	-7°	0°	31-115D-0020	31-125D-0020	31-215D-0020	31-225D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	.97	-6°	0°	31-1610-0020	31-1610-0020	31-2610-0020	31-2610-0020
L 1-2/(Optionnel)	.97	-1°	2°	31-1410-0045	31-1310-0045	—	—
L 3	.25	-6°	3°	31-1430-0020	31-1330-0020	31-2430-0020	31-2330-0020
L 3/Hk	.25	0°	3°	31-143D-0021	31-133D-0021	31-243D-0021	31-233D-0021
L 3/Hk	.25	-6°	3°	31-143D-0020	31-133D-0020	31-243D-0020	31-233D-0020
L 4	.28	-12°	2°	31-1440-0020	31-1340-0020	31-2440-0020	31-2340-0020
L 4/Hk	.28	-12°	2°	31-144D-0020	31-134D-0020	31-244D-0020	31-234D-0020
L 4, B. Off.	.28	-12°	2°	31-1440-0073	31-1340-0073	31-2440-0073	31-2340-0073
L 4,/Hk, B. Off.	.28	-12°	2°	31-144D-0073	31-134D-0073	31-244D-0073	31-234D-0073
L 5	.33	-17°	2°	31-1450-0020	31-1350-0020	31-2450-0020	31-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	31-145D-0020	31-135D-0020	31-245D-0020	31-235D-0020
L 5 ,B. Off.	.33	-17°	2°	31-1450-0073	31-1350-0073	31-2450-0073	31-2350-0073
L 5/Hk, B. Off.	.33	-17°	2°	31-145D-0073	31-135D-0073	31-245D-0073	31-235D-0073

LEGEND mini, Planché Type

Dent	Torque	Angulation	Rotation	D	G
.022"					
Maxillaire					
U 1	21°	3°	0°	31-2110-0023	31-2210-0023
U 1 /(Optionnel)	14°	5°	0°	31-2110-0042	31-2210-0042
U 2	13°	7°	0°	31-2120-0023	31-2220-0023
U 2/Hk	13°	7°	0°	31-212D-0023	31-222D-0023
U 3	3°	13°	0°	31-2130-0023	31-2230-0023
U 3/Hk	3°	13°	0°	31-213D-0023	31-223D-0023
U 3/Hk/(Optionnel)	0°	10°	0°	31-213D-0042	31-223D-0042
Mandibulaire					
L 1-2	-10°	4°	0°	31-2410-0023	31-2310-0023
L 1-2/(Optionnel)	-1°	2°	0°	31-2410-0042	31-2310-0042
L 3	-14°	3°	0°	32-2430-0023	32-2330-0023
L 3/Hk	-14°	3°	0°	32-243D-0023	32-233D-0023
L 3/Hk/(Optionnel)	-1°	2°	0°	32-243D-0042	32-233D-0042





LEGEND mini, Roth Type V-Slot

Maxillaire

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.70	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	31-2110-0034	31-2210-0034
U 2	.97	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	31-2120-0034	31-2220-0034
U 3	.56	-2°	7°	0°	31-1130-0034	31-1230-0034	31-2130-0034	31-2230-0034
U 3/Hk	.56	-2°	7°	0°	31-113D-0034	31-123D-0034	31-213D-0034	31-223D-0034
U 4-5	.56	-7°	0°	0°	31-1540-0034	31-1540-0034	31-2540-0034	31-2540-0034
U 4-5/B. Off.	.56	-7°	0°	0°	31-1540-0035	31-1540-0035	31-2540-0035	31-2540-0035
U 4-5/Hk	.56	-7°	0°	0°	31-114M-0034	31-124M-0034	31-214M-0034	31-224M-0034
Mandibulaire								
L 1-2	.97	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	31-2610-0034	31-2610-0034
L 3	.56	-5°	7°	0°	31-1430-0034	31-1330-0034	31-2430-0034	31-2330-0034
L 3/Hk	.56	-5°	7°	0°	31-143D-0034	31-133D-0034	31-243D-0034	31-233D-0034
L 4	.56	-11°	0°	0°	31-1640-0034	31-1640-0034	31-2640-0034	31-2640-0034
L 4/Hk	.56	-11°	0°	0°	31-144D-0034	31-134D-0034	31-244D-0034	31-234D-0034
L 4/B. Off.	.56	-11°	0°	0°	31-1640-0035	31-1640-0035	31-2640-0035	31-2640-0035
L 4/Hk, B. Off.	.56	-11°	0°	0°	31-144D-0035	31-134D-0035	31-244D-0035	31-234D-0035
L 5	.56	-17°	0°	0°	31-1650-0034	31-1650-0034	31-2650-0034	31-2650-0034
L 5/Hk	.56	-17°	0°	0°	31-145D-0034	31-135D-0034	31-245D-0034	31-235D-0034
L 5/B. Off.	.56	-17°	0°	0°	31-1650-0035	31-1650-0035	31-2650-0035	31-2650-0035
L 5/Hk, B. Off.	.56	-17°	0°	0°	31-145D-0035	31-135D-0035	31-245D-0035	31-235D-0035

LEGEND mini, V-Slot BiDimensionnel Type

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.70	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	—	—
U 2	.97	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	—	—
U 3	.56	0°	7°	0°	—	—	31-2130-0040	31-2230-0040
U 3/Hk	.56	0°	7°	0°	—	—	31-213D-0040	31-223D-0040
U 4-5	.56	0°	0°	0°	—	—	31-2540-0040	31-2540-0040
U 4-5/Hk	.56	0°	0°	0°	—	—	31-215M-0040	31-225M-0040
Mandibulaire								
L 1-2	.97	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	—	—
L 3	.56	0°	5°	0°	—	—	31-2430-0040	31-2330-0040
L 3/Hk	.56	0°	5°	0°	—	—	31-243D-0040	31-233D-0040
L 4-5	.56	0°	0°	0°	—	—	31-2640-0040	31-2640-0040
L 4-5/Hk	.56	0°	0°	0°	—	—	31-244D-0040	31-234D-0040



LEGEND mini, Bio-Progressive

					Référence	
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
					D	G
Maxillaire						
U 1	.25	22°	5°	0°	31-1110-0027	31-1210-0027
U 2	.25	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011
U 3/Hk	.25	7°	5°	0°	31-113D-0027	31-123D-0027
U 4-5	.40	0°	0°	0°	31-1540-0025	31-1540-0025
Mandibulaire						
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010
L 3/Hk	.25	7°	5°	0°	31-143D-0027	31-133D-0027
L 4-5	.40	0°	0°	0°	31-1640-0025	31-1640-0025

Brackets Optionnels BIO

					Référence	
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
					D	G
Maxillaire Roth Type						
U 4	.37	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010
U 5	.48	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010
Mandibulaire MBT Type						
L 4	.28	-12°	2°	0°	31-1440-0020	31-1340-0020
L 4/Hk	.28	-12°	2°	0°	31-144D-0020	31-134D-0020
L 5	.33	-17°	2°	0°	31-1450-0020	31-1350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	31-145D-0020	31-135D-0020

LEGEND mini, Alexander

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1/twin	.25	14°	5°	31-1110-0031	31-1210-0031	31-2110-0031	31-2210-0031
U 2/twin	.78	7°	9°	31-1120-0031	31-1220-0031	31-2120-0031	31-2220-0031
U 2/Hk	.78	8°	9°	31-112D-0010	31-122D-0010	31-212D-0010	31-222D-0010
U 3/Lewis (sw)	.35	-3°	10°	31-1130-0031	31-1230-0031	31-2130-0031	31-2230-0031
U 3/Hk (sw)	.35	-3°	10°	31-113U-0031	31-123U-0031	31-213U-0031	31-223U-0031
U 4/Lewis (sw)	.37	-7°	0°	31-1540-0031	31-1540-0031	31-2540-0031	31-2540-0031
U 4/Hk (sw)	.37	-7°	0°	31-154U-0031	31-154U-0031	31-254U-0031	31-254U-0031
U 5/Lewis (sw)	.48	-7°	0°	31-1550-0031	31-1550-0031	31-2550-0031	31-2550-0031
U 5/Hk (sw)	.48	-7°	0°	31-155U-0031	31-155U-0031	31-255U-0031	31-255U-0031
U 4-5/B. Off.	.43	-7°	0°	31-1540-0032	31-1540-0032	31-2540-0032	31-2540-0032
U 4-5/Hk, B. Off.	.43	-7°	0°	31-154U-0032	31-154U-0032	31-254U-0032	31-254U-0032
Mandibulaire							
L 1-2/Lewis (sw)	.97	-5°	0°	31-1610-0031	31-1610-0031	31-2610-0031	31-2610-0031
L 1-2/Hk (sw)	.97	-5°	0°	31-161U-0031	31-161U-0031	31-261U-0031	31-261U-0031
L 1-2/Hk (sw)	.97	-1°	0°	31-161U-0033	31-161U-0033	—	—
L 1-2 (sw)	.97	-5°	0°	31-1610-0024	31-1610-0024	—	—
L 1-2 (sw)	.97	-1°	0°	31-1610-0033	31-1610-0033	31-2610-0033	31-2610-0033
L 2/Hk	.97	-5°	6°	31-132U-0046	31-142U-0046	—	—
L 2/Hk (sw)	.97	-1°	6°	31-142U-0031	31-132U-0031	—	—
L 3/Lewis (sw)	.25	-7°	6°	31-1430-0031	31-1330-0031	31-2430-0031	31-2330-0031
L 3/Hk (sw)	.25	-7°	6°	31-143U-0031	31-133U-0031	31-243U-0031	31-233U-0031
L 3 (sw)	.25	0°	6°	31-1430-0033	31-1330-0033	—	—
L 4/Lewis (sw)	.28	-11°	0°	31-1640-0031	31-1640-0031	31-2640-0031	31-2640-0031
L 4/B. Off.	.28	-11°	0°	31-1640-0032	31-1640-0032	31-2640-0032	31-2640-0032
L 4/Hk (sw)	.28	-11°	0°	31-164U-0031	31-164U-0031	31-264U-0031	31-264U-0031
L 4/Hk/B. Off.	.28	-11°	0°	31-164U-0032	31-164U-0032	31-264U-0032	31-264U-0032
L 5/Lewis (sw)	.33	-17°	0°	31-1650-0031	31-1650-0031	31-2650-0031	31-2650-0031
L 5/B. Off.	.33	-17°	0°	31-1650-0032	31-1650-0032	31-2650-0032	31-2650-0032
L 5/Hk (sw)	.33	-17°	0°	31-165U-0031	31-165U-0031	31-265U-0031	31-265U-0031
L 5/Hk, B. Off.	.33	-17°	0°	31-165U-0032	31-165U-0032	31-265U-0032	31-265U-0032



LEGEND mini Options

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.25	17°	5°	0°	31-1110-0011	31-1210-0011	31-2110-0011	31-2210-0011
U 2	.25	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011	31-2120-0011	31-2220-0011
U 3/Hk	.25	0°	7°	4°m	31-113D-0011	31-123D-0011	31-213D-0011	31-223D-0011
U 3/Hk	.25	-7°	10°	0	—	—	31-213D-0015	31-223D-0015
U 4/Univ.	.28	-7°	0°	0	31-1540-0015	31-1540-0015	31-2540-0015	31-2540-0015
Mandibulaire								
L 1	.97	-5°	0°	0°	31-1610-0011	31-1610-0011	31-2610-0011	31-2610-0011
L 1-2	.97	-10°	0°	0°	31-1610-0037	31-1610-0037	31-2610-0037	31-2610-0037
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	31-1410-0045	31-1310-0045	—	—
L 4	.28	-11°	0°	0°	31-1640-0039	31-1640-0039	—	—
L 4/Hk	.28	-11°	0°	0°	—	—	31-244D-0039	31-244D-0039
L 4/Univ.	.28	-17°	0°	0°	31-1640-0015	31-1640-0015	31-2640-0015	31-2640-0015
L 5	.33	-22	0°	0°	31-1650-0015	31-1650-0015	31-2650-0015	31-2650-0015



LEGEND mini Kits

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	—	31-1CC0-0010	31-2CC0-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0010	31-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0010	31-2CC5-0010
MBT Type	5-5	5-5	—	31-1CC0-0020	31-2CC0-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0020	31-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0020	31-2CC5-0020

LEGEND mini, à souder Roth Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Maxillaire							
U 4-5	.37	-7°	0°	34-1540-0010	34-1540-0010	34-2540-0010	34-2540-0010
Mandibulaire							
L 5	.33	-22°	0°	—	—	34-2650-0010	34-2650-0010

MBT Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Maxillaire							
U 4-5	.37	-7°	0°	34-1540-0010	34-1540-0010	34-2540-0010	34-2540-0010

Distributeur de single kit : 55-7025-0000





LEDEND medium

LEGEND medium Roth Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.25	12°	5°	32-1110-0010	32-1210-0010	32-2110-0010	32-2210-0010
U 1	.25	17°	5°	—	—	32-2110-0011	32-2210-0011
U 2	.78	8°	9°	32-1120-0010	32-1220-0010	32-2120-0010	32-2220-0010
U 2/Hk	.78	8°	9°	32-112D-0010	32-122D-0010	32-212D-0010	32-222D-0010
U 3	.25	2°	10°	32-1130-0010	32-1230-0010	32-2130-0010	32-2230-0010
U 3/Hk	.25	2°	10°	32-113D-0010	32-123D-0010	32-213D-0010	32-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	32-1540-0010	32-1540-0010	32-2540-0010	32-2540-0010
U4/Univ.	.37	-7°	0°	32-1540-0011	32-1540-0011	—	—
U 4/Hk	.37	-7°	0°	32-114M-0010	32-124M-0010	32-214M-0010	32-224M-0010
U 4/Hk/Base Off.	.37	-7°	0°	—	—	32-214M-0013	32-224M-0013
U 4-5/B. Off.	.37	-7°	0°	32-1540-0013	32-1540-0013	32-2540-0013	32-2540-0013
U 5	.48	-7°	0°	32-1550-0010	32-1550-0010	32-2550-0010	32-2550-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	32-115M-0010	32-125M-0010	32-215M-0010	32-225M-0010
U 5/Hk/Base Off.	.48	-7°	0°	—	—	32-215M-0013	32-225M-0013
Mandibulaire							
L 1	.97	-5°	0°	32-1610-0011	32-1610-0011	32-2610-0011	32-2610-0011
L 1-2	.97	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 1-2/Hk	.97	-1°	0°	—	—	32-241D-0010	32-231D-0010
L 3	.25	-11°	7°	32-1430-0010	32-1330-0010	32-2430-0010	32-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	32-143D-0010	32-133D-0010	32-243D-0010	32-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	32-1640-0010	32-1640-0010	32-2640-0010	32-2640-0010
L 4/Hk	.28	-17°	0°	32-144D-0010	32-134D-0010	32-244D-0010	32-234D-0010
L 4/B. Off.	.28	-17°	0°	32-1640-0013	32-1640-0013	32-2640-0013	32-2640-0013
L 4/Hk, B. Off.	.28	-17°	0°	32-144D-0013	32-134D-0013	32-244D-0013	32-234D-0013
L 5	.33	-22°	0°	32-1650-0010	32-1650-0010	32-2650-0010	32-2650-0010
L 5/Hk	.33	-22°	0°	32-145D-0010	32-135D-0010	32-245D-0010	32-235D-0010
L 5/B. Off.	.33	-22°	0°	32-1650-0013	32-1650-0013	32-2650-0013	32-2650-0013
L 5/Hk, B. Off.	.33	-22°	0°	32-145D-0013	32-135D-0013	32-245D-0013	32-235D-0013

LEGEND medium Extra Torque

					Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					D	G	D	G
Maxillaire								
U 1	.25	18°	5°	0°	32-1110-0030	32-1210-0030	32-2110-0030	32-2210-0030
U 2	.78	10°	8°	0°	32-1120-0030	32-1220-0030	32-2120-0030	32-2220-0030
U 3	.25	0°	8°	2°m	32-1130-0030	32-1230-0030	32-2130-0030	32-2230-0030
U 3/Hk	.25	0°	8°	2°m	32-113D-0030	32-123D-0030	32-213D-0030	32-223D-0030
U 4-5	.42	-10°	4°	2°d	32-1140-0030	32-1240-0030	32-2140-0030	32-2240-0030
U 4-5/Hk	.42	-10°	4°	2°d	32-114M-0030	32-124M-0030	32-214M-0030	32-224M-0030
Mandibulaire								
L 1-2	.97	1°	0°	0°	32-1610-0030	32-1610-0030	32-2610-0030	32-2610-0030
L 3	.25	-3°	7°	2°m	32-1430-0030	32-1330-0030	32-2430-0030	32-2330-0030
L 3/Hk	.25	-3°	7°	2°m	32-143D-0030	32-133D-0030	32-243D-0030	32-233D-0030
L 4-5	.30	-7°	0°	2°d	32-1440-0030	32-1340-0030	32-2440-0030	32-2340-0030
L 4-5/Hk	.30	-7°	0°	2°d	32-144D-0030	32-134D-0030	32-244D-0030	32-234D-0030

Brackets Optionnel

				Référence	
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				R	L
Maxillaire Andrews Type					
U 1	7°	5°	0°	32-1110-0015	32-1210-0015
U 2	9°	9°	0°	32-1120-0015	32-1220-0015



LEGEND medium MBT Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.25	17°	4°	32-1110-0020	32-1210-0020	32-2110-0020	32-2210-0020
U 2	.78	10°	8°	32-1120-0020	32-1220-0020	32-2120-0020	32-2220-0020
U 3	.25	-7°	8°	32-1130-0020	32-1230-0020	32-2130-0020	32-2230-0020
U 3/Hk	.25	-7°	8°	32-113D-0020	32-123D-0020	32-213D-0020	32-223D-0020
U 3/Hk/(Optionnel)	.25	0°	8°	32-113D-0021	32-123D-0021	32-213D-0021	32-223D-0021
U 4	.37	-7°	0°	32-1540-0020	32-1540-0020	32-2540-0020	32-2540-0020
U 4/Hk	.37	-7°	0°	32-114M-0020	32-124M-0020	32-214M-0020	32-224M-0020
U 5	.48	-7°	0°	32-1550-0020	32-1550-0020	32-2550-0020	32-2550-0020
U 5/Hk	.48	-7°	0°	32-115M-0020	32-125M-0020	32-215M-0020	32-225M-0020
Mandibulaire							
L 1-2	.97	-6°	0°	32-1610-0020	32-1610-0020	32-2610-0020	32-2610-0020
L 3	.30	-6°	3°	32-1430-0020	32-1330-0020	32-2430-0020	32-2330-0020
L 3/Hk	.30	-6°	3°	32-143D-0020	32-133D-0020	32-243D-0020	32-233D-0020
L 3/Hk/(Optionnel)	.30	0°	8°	32-143D-0021	32-133D-0021	32-243D-0021	32-133D-0021
L 4	.50	-12°	2°	32-1440-0020	32-1340-0020	32-2440-0020	32-2340-0020
L 4/Hk	.50	-12°	2°	32-144D-0020	32-134D-0020	32-244D-0020	32-234D-0020
L 4/Offset Base	.50	-12°	2°	32-1440-0073	32-1340-0073	32-2440-0073	32-2340-0073
L 4/Hk/Offset Base	.50	-12°	2°	32-144D-0073	32-134D-0073	32-244D-0073	32-234D-0073
L 5	.50	-17°	2°	32-1450-0020	32-1350-0020	32-2450-0020	32-2350-0020
L 5/Hk	.50	-17°	2°	32-145D-0020	32-135D-0020	32-245D-0020	32-235D-0020
L 5/Offset Base	.50	-17°	2°	32-1450-0073	32-1350-0073	32-2450-0073	32-2350-0073
L 5/Hk/Offset Base	.50	-17°	2°	32-145D-0073	32-135D-0073	32-245D-0073	32-235D-0073

LEGEND medium Bio-Progressive

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.25	22°	5°	32-1110-0027	32-1210-0027	32-2110-0027	32-2210-0027
U 2	.78	14°	9°	32-1120-0027	32-1220-0027	32-2120-0027	32-2220-0027
U 3	.25	7°	5°	32-1130-0027	32-1230-0027	32-2130-0027	32-2230-0027
U 3/Hk	.37	7°	5°	32-113D-0027	32-123D-0027	32-213D-0027	32-223D-0027
U 4-5	.48	0°	0°	32-1540-0027	32-1540-0027	—	—
U 4-5/extra Torque	.48	-7°	0°	32-1540-0029	32-1540-0029	—	—
U 4-5/Hk	.48	0°	0°	32-114M-0027	32-124M-0027	—	—
Mandibulaire							
L 1-2	.97	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3	.25	7°	5°	32-1430-0027	32-1330-0027	32-2430-0027	32-2330-0027
L 3/Hk	.25	7°	5°	32-143D-0027	32-133D-0027	32-243D-0027	32-233D-0027
L 4-5	.28	0°	0°	32-1640-0027	32-1640-0027	—	—
L 4-5/Hk	.28	0°	0°	32-144D-0027	32-134D-0027	—	—
L 4/extra Torque	.36	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/extra Torque	.36	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—

LEGEND medium Bio-Progressive V-Slot

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.41	22°	5°	32-1110-0028	32-1210-0028	32-2110-0028	32-2210-0028
U 2	.93	14°	9°	32-1120-0028	32-1220-0028	32-2120-0028	32-2220-0028
U 3/Hk	.36	7°	5°	32-113D-0028	32-123D-0028	32-213D-0028	32-223D-0028
U 4-5/univ.	.43	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
Mandibulaire							
L 1-2	1.09	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3/Hk	.36	7°	5°	32-143D-0028	32-133D-0028	32-243D-0028	32-233D-0028
L 4/univ.	.36	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/univ.	.36	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—



LEGEND medium V-Slot/BiDimensionnel Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.41	12°	5°	32-1110-0034	32-1210-0034	32-2110-0034	32-2210-0034
U 2	.93	8°	9°	32-1120-0034	32-1220-0034	32-2120-0034	32-2220-0034
U 3	.36	0°	7°	32-1130-0040	32-1230-0040	—	—
U 3	.36	-2°	7°	32-1130-0034	32-1230-0034	32-2130-0034	32-2230-0034
U 3/Hk	.36	0°	7°	32-113D-0040	32-123D-0040	32-213D-0040	32-223D-0040
U 3/Hk	.36	-2°	7°	32-113D-0034	32-123D-0034	32-213D-0034	32-223D-0034
U 4/Hk	.43	0°	0°	—	—	32-214M-0040	32-224M-0040
U 4-5	.43	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
U 4-5	.43	-7°	0°	32-1540-0034	32-1540-0034	32-2540-0034	32-2540-0034
U 4-5/Hk	.43	-7°	0°	32-114M-0034	32-124M-0034	32-214M-0034	32-224M-0034
U 4-5/Hk	.43	0°	0°	—	—	32-214M-0040	32-224M-0040
U 4-5/B. Off.	.43	-7°	0°	32-1540-0035	32-1540-0035	32-2540-0035	32-2540-0035
Mandibulaire							
L 1-2	1.09	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3	.36	-5°	7°	32-1430-0034	32-1330-0034	32-2430-0034	32-2330-0034
L 3/Hk	.36	-5°	7°	32-143D-0034	32-133D-0034	32-243D-0034	32-233D-0034
L 3/Hk	.36	0°	5°	—	—	32-243D-0040	32-233D-0040
L 4-5	.36	0°	0°	32-1640-0040	32-1640-0040	32-2640-0040	32-2640-0040
L 4	.36	-11°	0°	32-1640-0034	32-1640-0034	32-2640-0034	32-2640-0034
L 4/B. Off.	.36	-11°	0°	32-1640-0035	32-1640-0035	32-2640-0035	32-2640-0035
L 4/Hk	.36	-11°	0°	32-144D-0034	32-134D-0034	32-244D-0034	32-234D-0034
L 4/Hk	.36	0°	0°	—	—	32-244D-0040	32-234D-0040
L 4-5/B. Off.	.36	0°	0°	32-1640-0041	32-1640-0041	32-2640-0041	32-2640-0041
L 5	.36	-17°	0°	32-1650-0034	32-1650-0034	32-2650-0034	32-2650-0034
L 5/Hk	.36	-17°	0°	32-145D-0034	32-135D-0034	32-245D-0034	32-235D-0034
L 5/B. Off.	.36	-17°	0°	32-1650-0035	32-1650-0035	32-2650-0035	32-2650-0035

LEGEND medium Hasund

				Référence	
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"	
				D	G
Maxillaire					
U 1	1.10	20°	3°	32-1110-0022	32-1210-0022
U 2	1.10	14°	9°	32-1120-0022	32-1220-0022
U 3/Hk	.40	-2°	6°	32-113D-0022	32-123D-0022
U 4-5	.70	-10°	2°	32-1140-0022	32-1240-0022
Mandibulaire					
L 1-2	1.10	0°	0°	32-1610-0022	32-1610-0022
L 3/Hk	.40	0°	5°	32-143D-0022	32-133D-0022
L 4	.40	-10°	2°	32-1440-0022	32-1340-0022
L 5	.40	-15°	2°	32-1450-0022	32-1350-0022



LEGEND medium Kits

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	—	32-1CC0-0010	32-2CC0-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	32-1CC3-0010	32-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0010	32-2CC5-0010
Extra-Torque	5-5	5-5	3	32-1CC3-0030	32-2CC3-0030
Extra-Torque	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0030	32-2CC5-0030
MBT Type	5-5	5-5	—	32-1CC0-0020	32-2CC0-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	32-1CC3-0020	32-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0020	32-2CC5-0020
Bio-Progressive	5-5	5-5	3	32-1CC3-0027	32-2CC3-0027
Bio-Progressive	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0027	32-2CC5-0027



LEGEND medium à Souder Roth Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 4-5	-7°	0°	33-1540-0010	33-1540-0010	33-2540-0010	33-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	33-114M-0010	33-124M-0010	33-214M-0010	33-224M-0010
U 4-5	0°	0°	—	—	37-2510-0071	37-2510-0071
Mandibulaire						
L 4	-17°	0°	33-1640-0010	33-1640-0010	33-2640-0010	33-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	33-144D-0010	33-134D-0010	33-244D-0010	33-234D-0010
L 5	-22°	0°	33-1650-0010	33-1650-0010	33-2650-0010	33-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	33-145D-0010	33-135D-0010	33-245D-0010	33-235D-0010

MBT Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 4-5	-7°	0°	33-1540-0010	33-1540-0010	33-2540-0010	33-2540-0010

LEGEND medium V-Slot

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U4-5/Univ.	.37	-7°	0°	33-1540-0034	33-1540-0034	33-2540-0034	33-2540-0034
Mandibulaire							
L 4/Univ.	.36	-11°	0°	33-1640-0034	33-1640-0034	33-2640-0034	33-2640-0034
L 5/Univ.	.36	-17°	0°	33-1650-0034	33-1650-0034	33-2650-0034	33-2650-0034

Marketing LEGEND mini/medium



Typodonts

LEGEND mini	Référence	LEGEND medium	Référence
LEGEND mini 7-7	55-3101-0000	LEGEND med 7-7	55-3201-0000
LEGEND mini 5-5	55-3102-0000	LEGEND med 5-5	55-3202-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-14F0-1200
Présentoir à brochures
99-1400-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-31F1-16M0
Cadre bois
99-31W1-16M0

Posters 60 x 150 cm




99-32F0-16M0



AXCESS

Aussi fabriqué au Japon par Tomy® Inc., ce bracket d'entrée de gamme est issu de la technique MIM (Metal Injection Molded). Toutes les informations (3 ordres) y sont programmées. Le Torque est dans la base. La base anatomique sculptée au laser, assure une rétention aussi fiable que les grilles traditionnelles.



AXCESS Roth Type

				Référence			
Dent	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	.73	12°	5°	30-1110-0010	30-1210-0010	30-2110-0010	30-2210-0010
U 2	1.19	8°	9°	30-1120-0010	30-1220-0010	30-2120-0010	30-2220-0010
U 3/Hk	.56	-2°	13°	30-113D-0010	30-123D-0010	30-213D-0010	30-223D-0010
U 3/Hk Barbosa Type	.56	0°	13°	—	—	30-213D-0014	30-223D-0014
U 4-5	.56	-7°	0°	30-1540-0010	30-1540-0010	30-2540-0010	30-2540-0010
U 4-5/Hk	.56	-7°	0°	30-114M-0010	30-124M-0010	30-214M-0010	30-224M-0010
Mandibulaire							
L 1-2	1.19	-1°	0°	30-1610-0010	30-1610-0010	30-2610-0010	30-2610-0010
L 3/Hk	.43	-11°	7°	30-143D-0010	30-133D-0010	30-243D-0010	30-233D-0010
L 3/Hk Barbosa Type	.43	-11°	7°	30-143D-0014	30-133D-0014	30-243D-0014	30-233D-0014
L 4 Offset base	.40	-17°	0°	30-1640-0013	30-1640-0013	30-2640-0013	30-2640-0013
L 4/Hk Offset base	.40	-17°	0°	30-144D-0010	30-134D-0010	30-244D-0010	30-234D-0010
L 5 Offset base	.38	-22°	0°	30-1650-0013	30-1650-0013	30-2650-0013	30-2650-0013
L 5/Hk Offset base	.38	-22°	0°	30-145D-0010	30-135D-0010	30-245D-0010	30-235D-0010

Kits AXCESS Roth Type



Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	3	30-1CC3-0010	30-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	30-1CC5-0010	30-2CC5-0010



AXCESS MBT Type

Dent	I/O mm	Torque	Angulation	022"	
				D	G
Maxillaire					
U 1	.73	17°	4°	30-2110-0020	30-2210-0020
U 2	1.19	10°	8°	30-2120-0020	30-2220-0020
U 3	.56	-7°	8°	30-2130-0020	30-2230-0020
U 3/Hk	.56	-7°	8°	30-213D-0020	30-223D-0020
U 4/Hk	.56	-7°	0°	30-214D-0020	30-224D-0020
U 5 (Optionnel)	.67	-7°	0°	30-2550-0020	30-2550-0020
U 5/Hk (Optionnel)	.67	-7°	0°	30-215D-0020	30-225D-0020
U 4-5	.56	-7°	0°	30-2540-0020	30-2540-0020
Mandibulaire					
L 1-2	1.19	-6°	0°	30-2610-0020	30-2610-0020
L 3	.43	-6°	3°	30-2430-0020	30-2330-0020
L 3/Hk	.43	-6°	3°	30-243D-0020	30-233D-0020
L 4	.40	-12°	2°	30-2440-0020	30-2340-0020
L 4/Hk	.40	-12°	2°	30-244D-0020	30-234D-0020
L 5	.38	-17°	2°	30-2450-0020	30-2350-0020
L 5/Hk	.38	-17°	2°	30-245D-0020	30-2345D-0020

Kits AXCESS MBT Type



Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence
				.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	30-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	30-2CC5-0020



06
Gang 02 Reihe 048 Ebene 06
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020

Gang 02 Reihe 049 Ebene 06
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020

Gang 02 Reihe 050 Ebene 06
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020

Gang 02 Reihe 047 Ebene 05
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020

Gang 02 Reihe 048 Ebene 05
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020

Gang 02 Reihe 049 Ebene 05
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020

Gang 02 Reihe 050 Ebene 05
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020


Gang 02 Reihe 049 Ebene 04
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020

Gang 02 Reihe 050 Ebene 04
41-280-3395
BI 08L-DIT 5030033810
SP 1020



Legacy & Legacy Mini

Ce bracket, programmé suivant les instructions du Dr Roth Type, est l'un des brackets d'arc droit le plus abouti en termes d'informations. En plus de l'in/out (1er ordre), du torque et de l'angulation, de l'offset est programmé sur les canines et prémolaires afin de corriger les effets de rotations parasites dues aux mécaniques mises en place.



Legacy Mini Roth Type

					Référence	
Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.022"	
					D	G
Maxilaire						
U 1	.25	12°	5°	0°	27-2110-0010	27-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	27-2120-0010	27-2220-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°m	27-2130-0010	27-2230-0010
U 3/Hk	.25	-2°	13°	4°m	27-213D-0010	27-223D-0010
U 3/Hk Spéciale	.25	-2°	9°	4°m	27-213D-0012	27-223D-0012
U 4	.37	-7°	0°	2°d	27-2140-0010	27-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	27-214M-0010	27-224M-0010
Mandibulaire						
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	27-2410-0010	27-2310-0010
L 1-2/Spécial Torque	.97	-5°	2°	0°	27-2410-0011	27-2310-0011
L 3	.25	-11°	7°	2°m	27-2430-0010	27-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	27-243D-0010	27-233D-0010
L 4/B. Off.	.28	-17°	-1°	4°d	27-2440-0013	27-2340-0013
L 4/Hk	.28	-17°	-1°	4°d	27-244D-0010	27-234D-0010
L 4/Hk, B. Off.	.28	-17°	-1°	4°d	27-244D-0013	27-234D-0013
L 5/B. Off.	.33	-22°	-1°	4°d	27-2450-0013	27-2350-0013
L 5/Hk	.33	-22°	-1°	4°d	27-245D-0010	27-235D-0010
L 5/Hk, B. Off.	.33	-22°	-1°	4°d	27-245D-0013	27-235D-0013



Legacy Roth Type

Dent	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	Référence	
					.022"	
					D	G
Maxilaire						
U 1	.25	12°	5°	0°	28-2110-0010	28-2210-0010
U 1/XT	.25	17°	5°	0°	28-2110-0011	28-2210-0011
U 2	.78	8°	9°	0°	28-2120-0010	28-2220-0010
U 2/XT	.78	10°	9°	0°	28-2120-0011	28-2220-0011
U 2/Hk	.78	8°	9°	0°	28-212D-0010	28-222D-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°m	28-2130-0010	28-2230-0010
U 3/Hk	.25	-2°	13°	4°m	28-213D-0010	28-223D-0010
U 3	.25	3°	13°	4°m	28-2130-0011	28-2230-0011
U 3/Hk	.25	3°	13°	4°m	28-213D-0011	28-223D-0011
U 3	.25	-2°	9°	4°m	28-2130-0012	28-2230-0012
U 3/Hk	.25	-2°	9°	4°m	28-213D-0012	28-223D-0012
U 4-5	.37	-7°	0°	2°d	28-2140-0010	28-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	28-214D-0010	28-224D-0010
U 4/Hk m.	.37	-7°	0°	2°d	28-214M-0010	28-224M-0010
Mandibulaire						
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	28-2410-0010	28-2310-0010
L 3	.25	-11°	7°	2°m	28-2430-0010	28-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	28-243D-0010	28-233D-0010
L 3/Hk/XT	.25	0°	5°	2°m	28-243D-0011	28-233D-0011
L 4	.28	-17°	-1°	4°d	28-2440-0010	28-2340-0010
L 4/Hk	.28	-17°	-1°	4°d	28-244D-0010	28-234D-0010
L 5	.33	-22°	-1°	4°d	28-2450-0010	28-2350-0010
L 5/Hk	.33	-22°	-1°	4°d	28-245D-0010	28-235D-0010

Standard Edgewise

Twin Edgewise

		Largeur		Référence	
		mm	.018"	.022"	
	Centrales Maxillaires				
	Double extra-large	4.0	29-1510-0062	29-2510-0062	
	Double large	3.2	29-1510-0059	29-2510-0059	
	Latérales				
	Double large	3.2	—	29-2520-0059	
	Double medium	2.6	29-1520-0053	29-2520-0053	
	Canines haut et bas				
	Double large	3.2	29-1730-0059	29-2730-0059	
	Double medium	2.6	29-1730-0053	29-2730-0053	
	Medium surbaissé	2.6	29-1630-0054	—	
	Canines haut et bas avec crochet				
	Large, crochet, HD/BG	3.2	29-153D-0059	29-253D-0059	
	Large, crochet, HG/BD	3.2	29-163D-0059	29-263D-0059	
	Prémolaires supérieures				
	Ailette décalée, large	3.2	29-1540-0061	—	
	Ailette décalée, medium	2.6	29-1540-0057	29-2540-0057	
	Ailette décalée, étroit	2.1	—	29-2540-0052	
	Étroit	2.1	—	29-2740-0050	
	Medium	2.6	29-1740-0053	29-2740-0053	
	Molaires supérieures/inférieures				
	Extra-large	4.0	29-1760-0062	29-2760-0062	
	Large	3.2	29-1760-0059	29-2760-0059	
	Antérieures Mandibulaires				
	Double, surbaissé étroit	2.1	29-1610-0051	29-2610-0051	
	Double, surbaissé medium	2.6	29-1610-0055	29-2610-0055	
	Double, standard étroit	2.1	29-1610-0050	29-2610-0050	
	Double, standard medium	2.6	—	29-2610-0053	
	Prémolaires Mandibulaires				
	Surbaissé medium	2.6	29-1640-0055	29-2640-0055	
	Surbaissé medium, base réniforme	2.6	—	29-2640-0058	
	Surbaissé étroit	2.1	—	29-2640-0051	



Twin Edgewise

		Largeur		Référence	
		mm	.018"	.022"	
	Prémolaires				
	U 4-5	Medium	37-1540-0071	—	
	U/L 4-5	Medium	37-1730-0053	37-2730-0053	
	U/L 4-5	Large	—	37-2510-0059	
	U/L 4-5 V-Slot	Medium	—	37-2510-0071	

Single Edgewise (Tweed)

		Largeur		Référence	
		mm		.022"	
	Centrales				
	Extra-large	2.6	26-2510-0062		
	Large	2.0	26-2510-0059		
	Latérales				
	Extra-large	2.6	26-2520-0062		
	Large	2.0	26-2520-0059		
	Canines				
	Extra-large	2.6	26-2730-0062		
	Large	2.0	26-2730-0059		
	Prémolaires				
	Large, surbaissé	2.0	26-2640-0060		
	Large, standard	2.0	26-2740-0059		
	Antérieures Mandibulaires				
	Trapézoïdal	1.3	26-2610-0051		
	Étroit, standard	1.3	26-2610-0050		
	Large, surbaissé	2.0	26-2610-0060		
	Extra-large, standard	2.6	26-2610-0062		

BioBiteCorrector

BioBiteCorrector (« BBC »), appareil destiné à traiter les classes II.


Le « BBC » permet de propulser de façon précise et progressive la mâchoire inférieure dans une occlusion de Classe I.

Il harmonise la position des arcades et favorise la croissance de la mandibule.



			Référence
	BBC MS STANDARD 1 PAIR		92-4000-0000
	BBC MS SMALL 1 PAIR (extraction cases)		92-4100-0000
	BBC MS STANDARD LEFT		92-400L-0000
	BBC MS SMALL LEFT (extraction cases)		92-410L-0000
	BBC MS STANDARD RIGHT		92-400R-0000
	BBC MS SMALL RIGHT (extraction cases)		92-410R-0000
	BBC TITANIUM SPACER 1,5MM PK20		92-4S15-0000
	BBC TITANIUM FIXING SCREW PK10		92-4FS0-0000
	BBC Q SCREW HANDLE		92-4QSH-0000
	BBC Q SCREWDRIVER 20MM		92-4SD2-0000
	BBC Q SCREWDRIVER 30MM		92-4SD3-0000
	BBC BOX		92-4BOX-0000





Catalogue N°6

Tubes Molaires



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Tubes Molaires

Tubes Legend LP (Low Profile).....	119
Tubes molaires auto-ligaturants EXPERIENCE	121
Tubes Legend LE (Large Entrance)	123
Tubes AXCESS	124
Simplex Tubes Maxillaires	127
Convertibles.....	127
Non convertibles	128
Doubles Tubes Maxillaires	133
1 ^{ère} Molaire (convertible)	133
Sans F.E.O.	133
Avec F.E.O.	134
Triples Tubes Maxillaires 1 ^{ère} molaire	139
Simplex Tubes Mandibulaires 1 ^{ère} molaire	142
convertibles.....	142
Non convertibles 2 ^{ème} molaire	144
Doubles Tubes Mandibulaires 1 ^{ère} molaire	147
Convertible avec tube bumper	147
Convertible.....	148
Non convertible	150
Attachements Linguaux à Coller	151
Attachements Linguaux à Souder.....	152



Tubes Legend LP (Low Profile)

Simple Tube, Roth Type

Dents	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Maxillaire					
U6	-14°	14°	D	40-1160-0114	40-2160-0114
			G	40-1260-0114	40-2260-0114
U7	-14°	14°	D	40-1170-0114	40-2170-0114
			G	40-1270-0114	40-2270-0114
Mandibulaire					
L6	-25°	4°	D	40-1460-0114	40-2460-0114
			G	40-1360-0114	40-2360-0114
L7	-24°	6°	D	40-1470-0114	40-2470-0114
			G	40-1370-0114	40-2370-0114

Simple Tube, LP ACO

Dents	Torque	Offset	Angulation	D/G	Référence	
					.018"x.025"	.022"x.028"
Maxillaire						
U6	-14°	10°	0°	R	—	40-2160-0106
				L	—	40-2260-0106
U7	-20°	10°	0°	R	40-1170-0120	40-2170-0120
				L	40-1270-0120	40-2270-0120
U7 (court)	-20°	10°	0°	R	—	40-2170-0007
				L	—	40-2270-0007
Mandibulaire						
L6	-25°	0°	-1°	R	—	40-2460-0007
				L	—	40-2360-0007
L7	-20°	0°	0°	R	40-1470-0120	40-2470-0120
				L	40-1370-0120	40-2370-0120
L7 (court)	-20°	0°	-1°	R	—	40-2470-0007
				L	—	40-2370-0007



Single Tube Type MBT*

Dents	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Maxillaire					
U 6	-14°	10°	D	40-1160-0106	40-2160-0106
			G	40-1260-0106	40-2260-0106
U 6	-14°	0°	D	40-1160-0107	40-2160-0107
			G	40-1260-0107	40-2260-0107
U 7	-14°	10°	D	40-1170-0106	40-2170-0106
			G	40-1270-0106	40-2270-0106
U 7	-14°	0°	D	40-1170-0107	40-2170-0107
			G	40-1270-0107	40-2270-0107
Mandibulaire					
L6	-20°	0°	D	40-1460-0106	40-2460-0106
			G	40-1360-0106	40-2360-0106
L7	-10°	0°	D	40-1470-0106	40-2470-0106
			G	40-1370-0106	40-2370-0106



Single Tube GET/TGO

Dents	Torque	Rotation	D/G	.022"x.028"
Maxillaire				
U 6	-20°	10°d	D	40-2160-0510
			G	40-2260-0510
	-20°	0°	D	40-2160-0511
			G	40-2260-0511
U 7	-25°	6°d	D	40-2170-0510
			G	40-2270-0510
	-25°	0°	D	40-2170-0511
			G	40-2270-0511



Tubes molaires auto-ligaturants EXPERIENCE

C'est le tube qui complète les appareils EXPERIENCE sur les 1ères molaires. Il a tous les avantages des brackets EXPERIENCE :

- Clip actif qui s'ouvre par la face vestibulaire très facilement et se ferme avec le doigt.
- Très grande base microsablée couvrant toute la face vestibulaire de la molaire
- Profil plat : Confort pour le patient et pas de décollement
- Disponibles en technique Roth Type et MBT Type
- MBT Type est disponible avec une base standard ou small base (SB)



Simple tube auto-ligurant Roth Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à coller	à coller SB
Maxillaire					
.018"x.025"	-10°	14°D	D	20-1160-0010	—
			G	20-1260-0010	—
.022"x.028"	-10°	14°D	D	20-2160-0010	20-2160-S010
			G	20-2260-0010	20-2260-S010

Simple tube auto-ligurant MBT Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence		Référence
				à coller	à coller SB	à souder
Maxillaire						
.018"x.025"	-14°	10°D	D	20-1160-0020	20-1160-S020	22-1160-0020
			G	20-1260-0020	20-1260-S020	22-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	D	20-2160-0020	20-2160-S020	22-2160-0020
			G	20-2260-0020	20-2260-S020	22-2260-0020

Double tube auto-ligurant Extra Torque

Dimensions		Torque	Rotation	D/G	Référence à coller
Maxillaire					
.018"x.025"	-20°	20°	D	20-1160-0030	
			G	20-1260-0030	
.022"x.028"	-20°	20°	D	20-2160-0030	
			G	20-2260-0030	

Tubes molaires auto-ligaturants EXPERIENCE

Simple tube auto-ligaturant Roth Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à coller	à coller SB
Mandibulaire					
.018"x.025"	-25°	4°D	D	20-1460-0010	—
			G	20-1360-0010	—
.022"x.028"	-25°	4°D	D	20-2460-0010	20-2460-S010
			G	20-2360-0010	20-2360-S010

Simple tube auto-ligaturant MBT Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence		Référence
				à coller	à coller SB	à souder
Mandibulaire						
.018"x.025"	-20°	0°	D	20-1460-0020	20-1460-S020	22-1460-0020
			G	20-1360-0020	20-1360-S020	22-1360-0020
.022"x.028"	-20°	0°	D	20-2460-0020	20-2460-S020	22-2460-0020
			G	20-2360-0020	20-2360-S020	22-2360-0020

Simple tube auto-ligaturant Extra Torque

Simple tabe auto réglant Extra Torque				
Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence à coller
Mandibulaire				
.022"x.028"	-14°	4°	D	20-2460-0032
			G	20-2360-0032

Double tube auto-ligaturant Extra Torque

Dimensions					Torque	Rotation	D/G	Référence
								à coller
Mandibulaire								
.018"x.025"					-10°	4°	D	20-1460-0030
							G	20-1360-0030
.022"x.028"					-10°	4°	D	20-2460-0030
							G	20-2360-0030



Tubes Legend LE (Large Entrance)

2^{ème} molaire à coller

Simple tubes convertibles pour 2^{ème} molaire. L'entrée en entonnoir de ces tubes facilite l'accès de l'arc aux deuxièmes molaires. La forme anatomique des bases est parfaitement adaptée à celle des dents et facilite le positionnement.



Roth Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Maxillaire				
.018"x.025"	-14°	14°D	40-1170-0099	40-1270-0099
.022"x.028"	-14°	14°D	40-2170-0099	40-2270-0099

Andrews Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Maxillaire				
.018" x .025"	-9°	7°D	40-1170-0100	40-1270-0100
.022" x .028"	-9°	7°D	40-2170-0100	40-2270-0100

Roth Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Mandibulaire				
.018"x.025"	-30°	6°D	40-1470-0099	40-1370-0099
.022"x.028"	-30°	6°D	40-2470-0099	40-2370-0099

Andrews Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Mandibulaire				
.018" x .025"	-25°	0°	40-1470-0100	40-1370-0100
.022" x .028"	-25°	0°	40-2470-0100	40-2370-0100

MBT Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Mandibulaire				
.018" x .025"	-10°	0°	40-1470-0101	40-1370-0101
.022" x .028"	-10°	0°	40-2470-0101	40-2370-0101

Tubes AXCESS

Ces tubes d'entrée de gamme, sont monoblocs et de fabrication MIM (Metal Injection Molded). Ils sont disponibles à coller et à souder sur bague.



Double Non Convertible HG .045" 1^{ère} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence à souder
Maxillaire				
.018"x.025"	-10°	6°D	D	41-1160-0023
			G	41-1260-0023
.018"x.025"	0°	6°D	D	41-1160-0024
			G	41-1260-0024
.022"x.028"	-10°	6°D	D	41-2160-0023
			G	41-2260-0023
.022"x.028"	0°	6°D	D	41-2160-0024
			G	41-2260-0024

Simple Non Convertible 1^{ère} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Maxillaire					
.018"x.025"	-10°	6°D	D	—	40-1160-0025
			G	—	40-1260-0025
.018"x.025"	0°	6°D	D	41-1160-0026	40-1160-0026
			G	41-1260-0026	40-1260-0026
.022"x.028"	-10°	6°D	D	41-2160-0025	40-2160-0025
			G	41-2260-0025	40-2260-0025
.022"x.028"	0°	6°D	D	—	40-2160-0026
			G	—	40-2260-0026



Simple Non Convertible 2^{ème} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Maxillaire					
.018"x.025"	-10°	6°D	D	—	40-1170-0088
			G	—	40-1270-0088
.018"x.025"	0°	0°	D	—	40-1170-0090
			G	—	40-1270-0090
.018"x.025"	-10°	0°	D	—	40-1170-0091
			G	—	40-1270-0091
.018"x.025"	-10°	6°D	D	—	40-1170-0025
			G	—	40-1270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	D	41-2170-0025	40-2170-0025
			G	41-2270-0025	40-2270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	D	—	40-2170-0088
			G	—	40-2270-0088
.022"x.028"	0°	0°	D	—	40-2170-0090
			G	—	40-2270-0090
.022"x.028"	-10°	0°	D	—	40-2170-0091
			G	—	40-2270-0091

Tubes AXCESS

Simple Non Convertible 1^{ère} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Mandibulaire					
.022"x.028"	-25°	6°D	D	41-2460-0025	40-2460-0025
			G	41-2360-0025	40-2360-0025
.018"x.025"	-25°	6°D	D	41-1460-0025	40-1460-0025
			G	41-1360-0025	40-1360-0025
.022"x.028"	0°	6°D	D	41-2460-0026	40-2460-0026
			G	41-2360-0026	40-2360-0026
.018"x.025"	0°	6°D	D	41-1460-0026	40-1460-0026
			G	41-1360-0026	40-1360-0026

Simple Non Convertible 2^{ème} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Mandibulaire					
.018"x.025"	-25°	6°D	D	—	40-1470-0025
			G	—	40-1370-0025
.018"x.025"	0°	0°	D	—	40-1470-0090
			G	—	40-1370-0090
.018"x.025"	-25°	0°	D	—	40-1470-0091
			G	—	40-1370-0091
.022"x.028"	-25°	6°D	D	41-2470-0025	40-2470-0025
			G	41-2370-0025	40-2370-0025
.022"x.028"	-25°	6°D	D	—	40-2470-0089
			G	—	40-2370-0089
.022"x.028"	0°	0°	D	—	40-2470-0090
			G	—	40-2370-0090
.022"x.028"	-25°	6°D	D	—	40-2470-0091
			G	—	40-2370-0091



Simple Tubes Maxillaires Convertibles



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 1 ^{ère} Molaire						
.018"x.025"	-10°	14°D	4.0	D	41-1160-0012	40-1160-0012
				G	41-1260-0012	40-1260-0012
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	D	41-1160-0061	40-1160-0061
				G	41-1260-0061	40-1260-0061
.022"x.028"	-10°	14°D	4.0	D	41-2160-0012	40-2160-0012
				G	41-2260-0012	40-2260-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	D	41-2160-0061	40-2160-0061
				G	41-2260-0061	40-2260-0061



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
MBT Type, 1 ^{ère} Molaire						
.018"x.025"	-14°	10°D	3.8	D	41-1160-0022	40-1160-0022
				G	41-1260-0022	40-1260-0022
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	D	41-1160-0110	40-1160-0110
				G	41-1260-0110	40-1260-0110
.022"x.028"	-14°	10°D	3.8	D	41-2160-0022	40-2160-0022
				G	41-2260-0022	40-2260-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	D	41-2160-0110	40-2160-0110
				G	41-2260-0110	40-2260-0110



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Andrews Type, 1 ^{ère} Molaire						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.6	D	41-1160-0034	40-1160-0034
				G	41-1260-0034	40-1260-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	3.6	D	41-2160-0034	40-2160-0034
				G	41-2260-0034	40-2260-0034

Non convertibles



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
GET, 1 ^{ère} Molaire					
.022"x.028"	-20°	10°D	4.0	R	40-2160-0510
				L	40-2260-0510
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2160-0511
				L	40-2260-0511
GET, 2 ^{ème} Molaire					
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2170-0120
				L	40-2270-0120



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Roth Type Extension Distale, 2 ^{ème} Molaire					
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	D	40-1170-0013
				G	40-1270-0013
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	D	40-2170-0013
				G	40-2270-0013



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type Extension Distale, 2 ^{ème} Molaire						
.022"x.028"	-10°	14°D	3.0	D	41-2170-0039	40-2170-0039
				G	41-2270-0039	40-2270-0039



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.2	D	—	40-1170-0014
				G	—	40-1270-0014
.022"x.028"	-14°	14°D	4.2	D	41-2170-0014	40-2170-0014
				G	41-2270-0014	40-2270-0014



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	0°	4.0	D	—	40-1170-0063
				G	—	40-1270-0063
.022"x.028"	-14°	0°	4.0	D	41-2170-0063	40-2170-0063
				G	41-2270-0063	40-2270-0063



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	D	41-1170-0012	40-1170-0012
				G	41-1270-0012	40-1270-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	D	41-2170-0012	40-2170-0012
				G	41-2270-0012	40-2270-0012



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Extra-Torque, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-20°	20°D	4.0	D	41-1170-0032	40-1170-0032
				G	41-1270-0032	40-1270-0032
.022"x.028"	-20°	20°D	4.0	D	41-2170-0032	40-2170-0032
				G	41-2270-0032	40-2270-0032



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
MBT Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	D	—	40-1170-0022
				G	—	40-1270-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	D	41-2170-0022	40-2170-0022
				G	41-2270-0022	40-2270-0022





Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à souder
Alexander Type Extension Distale, 2 ^{ème} Molaire					
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	D	41-2170-0075
				G	41-2270-0075



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à souder	Référence à coller
Andrews Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-10°	7°D	4.0	D	41-1170-0034	40-1170-0034
				G	41-1270-0034	40-1270-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	D	41-2170-0034	40-2170-0034
				G	41-2270-0034	40-2270-0034



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à souder	Référence à coller
Andrews Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	D	41-1170-0048	40-1170-0048
				G	41-1270-0048	40-1270-0048
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	D	41-2170-0048	40-2170-0048
				G	41-2270-0048	40-2270-0048



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Andrews Type Base Large, 2 ^{ème} Molaire					
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	D	40-1170-0049
				G	40-1270-0049
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	D	40-2170-0049
				G	40-2270-0049



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à coller
Andrews Type Entrée Élargie, 1 ^{ère} Molaire						
.022"x.028"	-10°	7°D	5.5	D	40-2160-0035	
				G	40-2260-0035	



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Andrews Type Entrée Élargie, 2 ^{ème} Molaire (Peucat)						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.5	D	41-1170-0018	40-1170-0018
				G	41-1270-0018	40-1270-0018
.022"x.028"	-10°	7°D	3.5	D	41-2170-0018	40-2170-0018
				G	41-2270-0018	40-2270-0018



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à souder
Planché Type, 2 ^{ème} Molaire						
.022"x.028"	-20°	14°D	4.2	D	41-2170-0071	
				G	41-2270-0071	



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à coller
Polar, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-25°	6°D	4.0	D	40-1170-0029	
				G	40-1270-0029	



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					Sans crochet	Avec crochet
Mini Eruption tube pour, 2 nd Molaire						
.018"x.025"	-10°	0°D	2.0	D	40-1170-0112	40-1170-0019
				G	40-1270-0112	40-1270-0019
.022"x.028"	-10°	0°D	2.0	D	40-2170-0112	40-2170-0019
				G	40-2270-0112	40-2270-0019



Doubles Tubes Maxillaires

1^{ère} Molaire (convertible)
Sans F.E.O.



Dimensions	Torque	Rot. Slot & Aux.	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Roth Type convertible					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	D	41-1160-0011	40-1160-0011
			G	41-1260-0011	40-1260-0011
.022"x.028" / .018"x.025"	-14°	14°D	D	41-2160-0011	40-2160-0011
			G	41-2260-0011	40-2260-0011



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Roth Type convertible					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	D	41-1160-0055	40-1160-0055
			G	41-1260-0055	40-1260-0055
.022"x.028" / .022"x.028"	-14°	14°D	D	41-2160-0055	40-2160-0055
			G	41-2260-0055	40-2260-0055



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
MBT Type convertible					
.018"x.025"	-14°	10°D	D	41-1160-0104	40-1160-0104
			G	41-1260-0104	40-1260-0104
.022"x.028"	-14°	10°D	D	41-2160-0104	40-2160-0104
			G	41-2260-0104	40-2260-0104



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
MBT Type convertible					
.018"x.025"	-14°	0°D	D	41-1160-0105	40-1160-0105
			G	41-1260-0105	40-1260-0105
.022"x.028"	-14°	0°D	D	41-2160-0105	40-2160-0105
			G	41-2260-0105	40-2260-0105



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Extra Torque convertible					
.018"x.025"	-20°	20°D	D	41-1160-0030	40-1160-0030
			G	41-1260-0030	40-1260-0030
.022"x.028"	-20°	20°D	D	41-2160-0030	40-2160-0030
			G	41-2260-0030	40-2260-0030



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence
				à coller
Extra Torque convertible base large				
.022" x.028"	-20°	20°D	D	40-2160-0031
			G	40-2260-0031

Avec F.E.O.



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .045"/gingival					
.018"x.025"	-14°	14°D	14°D	D	41-1160-0054
				G	41-1260-0054
.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0054
				G	41-2260-0054



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
MBT Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	-14°	10°D	0°	D	41-1160-0021
				G	41-1260-0021
.022"x.028"	-14°	10°D	0°	D	41-2160-0021
				G	41-2260-0021



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder	Référence à coller
MBT Type convertible F.E.O. .045"/gingival						
.018"x.025"	-14°	10°D	10°D	D	—	40-1160-0020
				G	—	40-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	10°D	D	41-2160-0020	40-2160-0020
				G	41-2260-0020	40-2160-0020



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bi-Dimensionnel non convertible F.E.O. .051"/occlusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	D	41-2160-0080
				G	41-2260-0080
.022"x.028"	0°	6°	6°D	D	41-2160-0082
				G	41-2260-0082



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bi-Dimensionnel Type convertible F.E.O. .051"/occlusal					
.022"x.028"	0°	14°D	7°D	D	41-2160-0083
				G	41-2260-0083



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Alexander Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	-10°	14°D	7°D	D	41-1160-0073
				G	41-1260-0073
.022"x.028"	-10°	14°D	7°D	D	41-2160-0073
				G	41-2260-0073



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder	Référence à coller
Andrews Type convertible F.E.O. .045"/occlusal						
.018"x.025"	-10°	7°	7°D	D	41-1160-0079	40-1160-0079
				G	41-1260-0079	40-1260-0079
.022"x.028"	-10°	7°	7°D	D	41-2160-0079	40-2160-0079
				G	41-2260-0079	40-2260-0079



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Andrews Type convertible F.E.O. .051"/occlusal					
.022"x.028"	-10°	6°	0°	D	41-2160-0087
				G	41-2260-0087



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Andrews Type convertible F.E.O. .045"/gingival					
.018"x.025"	-10°	7°D	7°D	D	41-1160-0033
				G	41-1260-0033
.022"x.028"	-10°	7°D	7°D	D	41-2160-0033
				G	41-2260-0033



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Andrews Type non convertible - F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	-10°	6°D	0°	D	41-1160-0086
				G	41-1260-0086
.022"x.028"	-10°	6°D	0°	D	41-2160-0086
				G	41-2260-0086



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	D	41-1160-0077
				G	41-1260-0077
.022"x.028"	0°	0°	0°	D	41-2160-0077
				G	41-2260-0077



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise non convertible - F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	D	41-1160-0084
				G	41-1260-0084
.022"x.028"	0°	0°	0°	D	41-2160-0084
				G	41-2260-0084



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	0°	6°D	6°D	D	41-1160-0081
				G	41-1260-0081
.022"x.028"	0°	6°D	6°D	D	41-2160-0081
				G	41-2260-0081



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise non convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	D	41-2160-0085
				G	41-2260-0085



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Planché Type convertible F.E.O. .045"/gingival					
.022"x.028"	-14°	14°D	0°	D	41-2160-0070
				G	41-2260-0070



Triples Tubes Maxillaires 1^{ère} molaire



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
GET convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.022"x.028"	-20°	10°D	0°	D	41-2160-0500
				G	41-2260-0500
.022"x.028"	-20°	0°	0°	D	41-2160-0501
				G	41-2260-0501



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"/ .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	D	41-1160-0010
				G	41-1260-0010
.022"x.028"/ .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0010
				G	41-2260-0010
Roth Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.022"x.028"/ .022"x.028"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0050
				G	41-2260-0050



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	-14°	0°	0°	D	41-1160-0051
				G	41-1260-0051
.022"x.028"	-14°	0°	0°	D	41-2160-0051
				G	41-2260-0051



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .051"/occlusal					
.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0052
				G	41-2260-0052
.022"x.028"	-14°	0°	0°	D	41-2160-0053
				G	41-2260-0053



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Slot Aux.	D/G	Référence à souder
MBT Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	-14°	10°	.018"x.025"	D	41-1160-0111
				G	41-1260-0111
.022"x.028"	-14°	10°	.018"x.025"	D	41-2160-0111
				G	41-2260-0111



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bio-Progressive Type convertible F.E.O. .045"/gingival					
.018"x.025"	0°	15°D	15°D	D	41-1160-0042
				G	41-1260-0042
.018"x.025"	0°	0°	0°	D	41-1160-0041
				G	41-1260-0041
.022"x.028"	0°	0°	0°	D	41-2160-0041
				G	41-2260-0041



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bio-Progressive Type non convertible - F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	D	41-1160-0040
				G	41-1260-0040
.022"x.028"	0°	0°	0°	D	41-2160-0040
				G	41-2260-0040



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Cetlin Type convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.022\"x.028\"	-14°	14°D	7°D	D	41-2160-0036
				G	41-2260-0036



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	0°	6°D	0°	D	41-1160-0065
				G	41-1260-0065
.022\"x.028\"	0°	6°D	0°	D	41-2160-0065
				G	41-2260-0065



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Polar convertible F.E.O. .045\"/gingival					
.018\"x.025\"	-20°	10°D	0°	D	41-1160-0027
				G	41-1260-0027



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Hilgers convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	-10°	15°D	0°	D	41-1160-0046
				G	41-1260-0046
.022\"x.028\"	-10°	15°D	0°	D	41-2160-0046
				G	41-2260-0046



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Melsen convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	-10°	8°D	0°	D	41-1160-0068
				G	41-1260-0068
.022\"x.028\"	-10°	8°D	0°	D	41-2160-0068
				G	41-2260-0068

Simples Tubes Mandibulaires 1^{ère} molaire convertibles



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	4.0	D	41-1460-0012	40-1460-0012
					G	41-1360-0012	40-1360-0012
.018"x.025"	-30°	0°	4°D	4.0	D	41-1460-0062	40-1460-0062
					G	41-1360-0062	40-1360-0062
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	4.0	D	41-2460-0012	40-2460-0012
					G	41-2360-0012	40-2360-0012
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	4.0	D	41-2460-0062	40-2460-0062
					G	41-2360-0062	40-2360-0062



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
MBT Type							
.018"x.025"	-20°	0°	0°	3.8	D	41-1460-0119	40-1460-0119
					G	41-1360-0119	40-1360-0119
.018"x.025"	-10°	0°	0°	4.0	D	41-1460-0076	40-1460-0076
					G	41-1360-0076	40-1360-0076
.022"x.028"	-20°	0°	0°	3.8	D	41-2460-0119	40-2460-0119
					G	41-2360-0119	40-2360-0119
.022"x.028"	-10°	0°	0°	4.0	D	41-2460-0076	40-2460-0076
					G	41-2360-0076	40-2360-0076



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Alexander Type							
.018"x.025"	-22°	-6°	5°D	3.8	D	41-1460-0074	—
					G	41-1360-0074	—
.022"x.028"	-22°	-6°	5°D	3.8	D	41-2460-0074	—
					G	41-2360-0074	—



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Andrews Type							
.018" x.025"	-25°	0°	0°	3.6	D	41-1460-0034	40-1460-0034
					G	41-1360-0034	40-1360-0034
.022" x.028"	-25°	0°	0°	3.6	D	41-2460-0034	40-2460-0034
					G	41-2360-0034	40-2360-0034



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à souder
Planché Type						
.022"x.028"	-25°	-6°	6°D	4.0	D	41-2460-0121
					G	41-2360-0121



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Edgewise						
.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	D	40-2460-0092
					G	40-2360-0092



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	D	41-1460-0093	40-1460-0093
					G	41-1360-0093	40-1360-0093
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	D	41-2460-0093	40-2460-0093
					G	41-2360-0093	40-2360-0093



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Polar						
.018"x.025"	-22°	0°	4°D	4.0	D	40-2460-0029
					G	40-2360-0029

Non convertibles 2^{ème} molaire



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	6°D	4.0	D	41-1470-0012	40-1470-0012
					G	41-1370-0012	40-1370-0012
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	4.0	D	41-1470-0064	40-1470-0064
					G	41-1370-0064	40-1370-0064
.022"x.028"	-25°	0°	6°D	4.0	D	41-2470-0012	40-2470-0012
					G	41-2370-0012	40-2370-0012
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	4.0	D	41-2470-0064	40-2470-0064
					G	41-2370-0064	40-2370-0064



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
MBT Type							
.018"x.025"	-10°	0°	0°	3.2	D	41-1470-0022	—
					G	41-1370-0022	—
.022"x.028"	-10°	0°	0°	3.2	D	41-2470-0022	—
					G	41-2370-0022	—



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Alexander Type						
.022" x.028"	-27°	-10°	6°D		D	40-2470-0074
					G	40-2370-0074



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Andrews Type						
.018"x.025"	-25°	0°	0°	4.0	D	40-1470-0034
					G	40-1370-0034
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	D	40-1470-0049
					G	40-1370-0049
.022"x.028"	-25°	0°	0°	4.0	D	40-2470-0034
					G	40-2370-0034
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	D	40-2470-0049
					G	40-2370-0049



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Andrews Type Entrée Large (Peucat)							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.5	D	41-1470-0018	40-1470-0018
					G	41-1370-0018	40-1370-0018
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.5	D	41-2470-0018	40-2470-0018
					G	41-2370-0018	40-2370-0018



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Polar						
.018"x.025"	-25°	5°	7°D	4	D	40-1470-0029
					G	40-1370-0029



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.6	D	—	40-1470-0094
					G	—	40-1370-0094
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	D	41-1470-0095	40-1470-0095
					G	41-1370-0095	40-1370-0095
.018"x.025"	0°	0°	6°D	4.0	D	—	40-1470-0096
					G	—	40-1370-0096
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.6	D	41-2470-0094	40-2470-0094
					G	41-2370-0094	40-2370-0094
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	D	41-2470-0095	40-2470-0095
					G	41-2370-0095	40-2370-0095
.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	D	41-2470-0096	40-2470-0096
					G	41-2370-0096	40-2370-0096



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	6°D	3.2	D	—	40-1470-0097
					G	—	40-1370-0097
.018"x.025"	0°	0°	0°	3.2	D	—	40-1470-0098
					G	—	40-1370-0098
.022"x.028"	0°	0°	6°D	3.2	D	41-2470-0097	40-2470-0097
					G	41-2370-0097	40-2370-0097
.022"x.028"	0°	0°	0°	3.2	D	41-2470-0098	40-2470-0098
					G	41-2370-0098	40-2370-0098



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Small						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-1470-0048
					L	40-1370-0048
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-2470-0048
					L	40-2370-0048



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
						Sans crochet	Avec crochet
Mini Eruption Tube pour 2 nd Molaire							
.018"x.025"	-25°	0°	0°	2.0	D	40-1470-0112	40-1470-0019
					G	40-1370-0112	40-1370-0019
.022"x.028"	-25°	0°	0°	2.0	D	40-2470-0112	40-2470-0019
					G	40-2370-0112	40-2370-0019



Doubles Tubes Mandibulaires 1^{ère} molaire Convertible avec tube bumper



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Bi-Dimensionnel Type convertible .051"/gingival						
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	D	41-2460-0067
					G	41-2360-0067



Dimensions	Torque & Aux.	Ang. tube	Rot. Slot & Aux.	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Cetlin Type .045"/gingival						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	5M	D	41-1460-0037
					G	41-1360-0037
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	5M	D	41-2460-0037
					G	41-2360-0037

Convertible



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	D	41-1460-0011	40-1460-0011
					G	41-1360-0011	40-1360-0011
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	0°	D	41-2460-0011	40-2460-0011
					G	41-2360-0011	40-2360-0011



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type crochet occlusal							
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-2460-0058	40-2460-0058
					G	41-2360-0058	40-2360-0058



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type crochet gingival							
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-1460-0060	—
					G	41-1360-0060	—
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-2460-0060	40-2460-0060
					G	41-2360-0060	40-2360-0060



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Extra-Torque							
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	D	41-1460-0070	—
					G	41-1360-0070	—
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	D	41-2460-0070	40-2460-0070
					G	41-2360-0070	40-2360-0070



Dimensions	Torque Slot & Aux.	Ang. tube	Rot. Slot & Aux.	Rot. Aux.	D/G	Référence à coller
Extra-Torque Base Large						
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	D	40-1460-0031
					G	40-1360-0031
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	D	40-2460-0031
					G	40-2360-0031



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder	Référence à coller
Bio-Progressive							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0045	40-1660-0045
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0045	40-2660-0045



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Polar						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	D	41-1460-0028
					G	41-1360-0028



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Hilgers						
.018"x.025"	-27°	0°	12°D	0°	D	41-1460-0047
					G	41-1360-0047
.022"x.028"	-27°	0°	12°D	0°	D	41-2460-0047
					G	41-2360-0047



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Melsen						
.018"x.025"	-27°	0°	8°D	0°	D	41-1460-0069
					G	41-1360-0069
.022"x.028"	-27°	0°	8°D	0°	D	41-2460-0069
					G	41-2360-0069



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Bio-Progressive Type double convertible						
.022" x.028"	-20°	0°	10°	-5°	D	41-2460-0103
					G	41-2360-0103

Non convertible



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Roth Type						
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-2460-0059
					G	41-2360-0059
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	0°	D	41-2460-0109
					G	41-2360-0109





Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder	Référence à coller
Bio-Progressive							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0044	40-1660-0044
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0044	40-2660-0044



Attachements Linguaux à Coller

Bouton à Coller		Référence
		Base Plate 42-0020-0000
		Base Courbe 42-0010-0000
		Base Courbe Rhodium 42-0010-RH00

Cleat à Coller		Référence
		Base Plate 42-0060-0000
		Base Courbe 42-0050-0000
		Eyelet 42-0070-0000

Bouton Chirurgical		Référence
		Base Courbe 42-0030-0000
		Base Plate 42-0040-0000



Chainette en or par 5		Référence
	Base ronde	42-3150-0000
	Base rectangulaire	42-3160-0000

Bouton Céramique Freddy™		Référence
	Base Courbe	44-1010-0000

Attachements Linguaux à Souder

Bouton Lingual	Référence	
	Petit Plat	43-0310-0000
	Medium Plat	43-0320-0000
	Medium Courbe	43-0300-0000


Cleat Lingual	Référence	
	Petit	43-0210-0000
	Medium	43-0220-0000
	Grand	43-0230-0000
	Large Optionnel	43-0240-0000

Crochets Linguaux		Référence	
		Molaire	43-0390-0000
		Boule	43-0380-0000



Fourreaux Linguaux	Référence	
	Standard	43-0250-0000
	Cetlin gauche 8° offset avec V-Stop et crochet	43-027L-0000
	Cetlin droit 8° offset avec V-Stop et crochet	43-027R-0000
	Avec crochet gauche et V-Stop	43-028L-0000
	Avec crochet droit et V-Stop	43-028R-0000
	Sans V-Stop	43-0260-0000
	Avec ailes de Rotation et V-Stop, haut gauche et bas droit	43-042L-0000
	Avec alies de Rotation et V-Stop, bas gauche et haut droit	43-042R-0000
	courbe sans V-Stop	43-0430-0000

Seating lug	Référence	
	Plat	43-0340-0000
	Courbe	43-0350-0000





Catalogue N°6

Bagues



Bagues


Codification des bagues	157
Bagues molaires Sure-Snap Band	160
Bagues molaires A-Fit Band	161
Bagues prémolaires Sure-Snap Band	162

Bagues


Nous vous proposons deux types de bagues molaires de qualité exceptionnelle, tous deux fabriqués au Japon par Tomy® Inc.

Codification des bagues

Bagues molaires **Sure-Snap**. Composition de la Référence






Bagues molaires **A-Fit**. Composition de la Référence





Bagues prémolaires **Sure-Snap**. Composition de la Référence



Bagues molaires Sure-Snap Band

L'alliage qui constitue la Sure-Snap rend cette bague dure et élastique à la fois. La différence d'épaisseur entre le bord occlusal et le bord gingival la rend :

- Résistante à la pression de l'enfoncement bague (bord occlusal)
- Suffisamment élastique pour passer le grand contour de la dent sans se déformer (bord gingival).

Vous disposez avec Sure-Snap, d'une forme anatomique pour chaque molaire, d'un marquage permanent bien lisible et d'un intrados traité par électro-soustraction pour une rétention unique.

Elles sont disponibles en 32 tailles pour les 1^{ères} molaires, et en 30 tailles pour les 2^{èmes} molaires.

Composition des Kits Sure Snap première molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Composition des Kits Sure Snap deuxième molaire - Composition par quadrant: (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1

Première molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 32 Tailles

Deuxième molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 30 Tailles

Première molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 32 Tailles

Deuxième molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 30 Tailles



Bagues molaires A-Fit Band

A-Fit Band a toutes les qualités de la Sure-Snap. Ce qui les différencie est une hauteur de couronne plus importante pour l'A-Fit Band et un choix de taille plus important dans les grands numéros. Identification des A-Fit Bands.

Composition des Kits A-Fit première molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Starter									1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													
Intro	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Composition des Kits A-Fit deuxième molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Première molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 34 Tailles

Deuxième molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 32 Tailles

Première molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 34 Tailles

Deuxième molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 32 Tailles

[Télécharger le formulaire de commande](#)



Bagues prémolaires Sure-Snap Band

Ces bagues ont une qualité de fabrication identique à celle de nos bagues molaires.

Leur mise en place se fait par un mouvement de bascule, alternant une pression mésiale et distale. Elles sont disponibles en trois formes anatomiques :

- 1^{ère} prémolaire maxillaire (32 tailles)
- 1^{ère} prémolaire mandibulaire (25 tailles)
- 2nd prémolaire mandibulaire (27 tailles)

Grâce à leur facilité de mise en place, vous n'hésitez plus à les substituer aux brackets lors de rotations trop importantes ou de décollements intempestifs.

Composition des Kits Sure Snap prémolaires supérieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2						
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

Composition des Kits Sure Snap 1^{ères} prémolaires inférieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4															
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2					
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2					
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4					

Composition des Kits Sure Snap 2^{èmes} prémolaires inférieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

Prémolaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 22 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 32 Tailles

1^{ère} Prémolaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 25 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 25 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 25 Tailles

2^{ème} PM inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 27 Tailles



Catalogue N°6

Arcs et Auxilliaires



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Arcs et Auxiliaires

Les différentes formes d'arcades	166
INITIALLOY	168
BIO-EDGE	170
BIO-ACTIVE et BIO-ACTIVE Light	172
Arcs INITIALLOY et BIO-ACTIVE Esthétiques	174
Arcs esthétiques Rhodium en acier inoxydable	176
Les arcs INITIALLOY et BIO-EDGE linguaux	177
Arcs Albaflex	179
Arcs NiTi Superélastiques	180
NiTi en bobine	181
Reverse	181
Deep Bite Opener CTA	181
Arcs Titane Molybdène (Bêta Titanium)	182
Arcs en acier inoxydable monobrin	184
Arcs en acier inoxydable multibrins	186
Fils Bioalloy	187
Auxiliaires intra-oraux	188
Ressorts INITIALLOY	188
Ressorts ouverts Stop Wound™ INITIALLOY	188
Ressorts ouverts INITIALLOY	188
Ressort ouvert NiTi en bobine	189
Ressorts fermés INITIALLOY	189
Ressorts en Acier Inoxydable	189
Auxiliaires intra-oraux	190
Lip Bumper	190
Barres Palatines	191
Auxiliaires extra-oraux	192
Arcs Faciaux	192
Crochets et Stops pour Arc	193
Ligatures metal et Kobayashi	194
Accessoires pour Brackets avec V-Slot	195
Quadhelix	196



INITIALLOY

Véritable moteur de l'appareil, les arcs orthodontiques doivent répondre aux exigences thérapeutiques et au confort du patient. Depuis 30 ans, Tomy® Inc est reconnu comme le fabricant d'arcs NiTi le plus exigeant sur la réponse biologique de ses alliages. De la superplasticité des arcs INITIALLOY à la mémoire de forme du BIO-EDGE et du BIO-ACTIVE, vous trouverez dans ces pages des arcs à forces légères et constantes, adaptés à toutes les phases du traitement.

Beta Titanium (TMA®)

Le Titane Molybdène (TMA®) est certainement l'alliage orthodontique sans nickel qui demande le plus de rigueur dans le processus de fabrication. Fabriqué aux USA, notre Bêta Titane est l'arc de finition par excellence. En longueurs ou en arcs préformés, il se forme sans casser.

Arcs Acier Inoxydable

Disponible en trois duretés (Soft, Regular, Hard), en longueurs et en arcs préformés.

Les formes d'arcades sont symbolisées par les pictogrammes suivants :

- A** Taille Medium
- B** Taille Large
- C** Forme Ovoïde (Brader)
- D** Forme Universelle

Les sections d'arc sont symbolisées par les pictogrammes suivant :

-  Section d'arc ronde
-  Section d'arc carrée
-  Section d'arc rectangulaire

Comment se compose la Référence ?



Les différentes formes d'arcades

4 formes d'arcades sont disponibles dans notre gamme de fils. Les formes A et B sont issues de la charte du Dr Roth (USA), tandis que les formes C et D sont plus ogivales. La forme D est universelle. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes auto-ligaturants, laissant l'arc exprimer pleinement sa forme.

Forme **A** Taille medium



Maxillaire



Mandibulaire

Forme **B** Taille large



Maxillaire



Mandibulaire



Forme **C** Ovoïde (Brader)



Maxillaire



Mandibulaire

Forme **D**



Universelle

INITIALLOY

Les arcs super-élastiques ronds INITIALLOY développent les forces parmi les plus légères du marché. Associés aux appareils auto-ligaturants, ils apportent confort aux patients et efficacité aux praticiens.



Arcs ronds INITIALLOY

Certains arcs sont disponibles avec une encoche médiane (V-Bend ou «Dimple»). Un D apparaît en milieu de référence.

A				B	
Références				Références	
Force	Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
Léger	.014"	71-A1U0-0014	71-A1L0-0014	—	—
	.016"	71-A1U0-0016	71-A1L0-0016	—	—
	.018"	71-A1U0-0018	71-A1L0-0018	—	—
Medium	.012"	71-A2U0-0012	71-A2L0-0012	—	—
	.014"	71-A2U0-0014	71-A2L0-0014	71-B2U0-0014	71-B2L0-0014
	.014" "Dimple"	71-A2UD-0014	71-A2LD-0014	71-B2UD-0014	71-B2LD-0014
	.016"	71-A2U0-0016	71-A2L0-0016	71-B2U0-0016	71-B2L0-0016
	.016" "Dimple"	71-A2UD-0016	71-A2LD-0016	71-B2UD-0016	71-B2LD-0016
	.018"	71-A2U0-0018	71-A2L0-0018	71-B2U0-0018	71-B2L0-0018
	.018" "Dimple"	71-A2UD-0018	71-A2LD-0018	71-B2UD-0018	71-B2LD-0018
	.020"	71-A2U0-0020	71-A2L0-0020	—	—
Fort	.014"	71-A3U0-0014	71-A3L0-0014	—	—
	.016"	71-A3U0-0016	71-A3L0-0016	—	—
	.018"	71-A3U0-0018	71-A3L0-0018	—	—



Références



Force	Section	Maxillaire	Mandibulaire
Léger	.014"	71-C1U0-0014	71-C1L0-0014
	.016"	71-C1U0-0016	71-C1L0-0016
	.018"	71-C1U0-0018	71-C1L0-0018
Medium	.014"	71-C2U0-0014	71-C2L0-0014
	.014" "Dimple"	71-C2UD-0014	71-C2LD-0014
	.016"	71-C2U0-0016	71-C2L0-0016
	.016" "Dimple"	71-C2UD-0016	71-C2LD-0016
	.018"	71-C2U0-0018	71-C2L0-0018
	.018" "Dimple"	71-C2UD-0018	71-C2LD-0018
Fort	.016"	71-C3U0-0016	71-C3L0-0016

INITIALLOY en longueur Rond



Par 10, longueur de 17,78 cm

Force	Dimension	Référence
Medium	.012"	71-L200-0012



3 points Bending chart.

BIO-EDGE

BIO-EDGE est un arc à mémoire de forme. Pour une même section, vous avez le choix entre plusieurs niveaux de force. Suivant l'évolution du traitement, cette possibilité de choix augmente l'efficacité de votre pratique quotidienne. Afin d'exploiter au mieux la mémoire de forme, refroidissez l'arc avant de le mettre en bouche.



Arcs carrés et rectangulaires BIO-EDGE

Certains arcs sont disponibles avec une encoche médiane (V-Bend ou «Dimple»). Un D apparaît en milieu de référence.


A B				
Références			Références	
Force/Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
80 g				
.016"x.016"	72-A1U0-1616	72-A1L0-1616	—	—
.016"x.022"	72-A1U0-1622	72-A1L0-1622	—	—
100 g				
.020"x.020"	72-A1U0-2020	72-A1L0-2020	—	—
160 g				
.016"x.016"	72-A2U0-1616	72-A2L0-1616	—	—
.016"x.016" "Dimple"	72-A2UD-1616	72-A2LD-1616	72-B2UD-1616	72-B2LD-1616
.016"x.022"	72-A2U0-1622	72-A2L0-1622	72-B2U0-1622	72-B2L0-1622
.016"x.022" "Dimple"	72-A2UD-1622	72-A2LD-1622	72-B2UD-1622	72-B2LD-1622
200 g				
.017"x.025"	72-A2U0-1725	72-A2L0-1725	—	—
.017"x.025" "Dimple"	72-A2UD-1725	72-A2LD-1725	72-B2UD-1725	72-B2LD-1725
.018"x.018"	72-A2U0-1818	72-A2L0-1818	—	—
.018"x.025"	72-A2U0-1825	72-A2L0-1825	72-B2U0-1825	72-B2L0-1825
.019"x.025"	72-A2U0-1925	72-A2L0-1925	—	—
.020"x.020"	72-A2U0-2020	72-A2L0-2020	—	—
.021"x.028"	72-A2U0-2128	72-A2L0-2128	—	—
240 g				
.016"x.022"	72-A3U0-1622	72-A3L0-1622	—	—
300 g				
.018"x.025"	72-A3U0-1825	72-A3L0-1825	—	—



Références

Références

Force/Section	Maxillaire	Mandibulaire	Universelles
80 g			
.016"x.016"	72-C1U0-1616	72-C1L0-1616	—
.016"x.022"	72-C1U0-1622	72-C1L0-1622	—
100 g			
.017"x.025"	72-C1U0-1725	72-C1L0-1725	—
.018"x.018"	72-C1U0-1818	72-C1L0-1818	—
.018"x.025"	72-C1U0-1825	72-C1L0-1825	—
.020"x.020"	72-C1U0-2020	72-C1L0-2020	—
160 g			
.014»x.025»	—	—	72-D200-1425
.016"x.016"	72-C2U0-1616	72-C2L0-1616	—
.016"x.016" "Dimple"	72-C2UD-1616	72-C2LD-1616	—
.016"x.022"	72-C2U0-1622	72-C2L0-1622	72-D200-1622
.016"x.022" "Dimple"	72-C2UD-1622	72-C2LD-1622	—
200 g			
.017"x.025"	72-C2U0-1725	72-C2L0-1725	—
.017"x.025" "Dimple"	72-C2UD-1725	72-C2LD-1725	—
.018"x.018"	72-C2U0-1818	72-C2L0-1818	—
.018"x.025"	72-C2U0-1825	72-C2L0-1825	72-D200-1825
.020"x.020"	72-C2U0-2020	72-C2L0-2020	72-D200-2020
240 g			
.016"x.022"	72-C3U0-1622	72-C3L0-1622	—




BIO-ACTIVE et BIO-ACTIVETM light



BIO-ACTIVE est un arc à mémoire de forme à forces progressives, depuis le point médian jusqu'aux secteurs postérieurs. Ses forces sont adaptées à l'anatomie des dents à déplacer et sont de :

- Arcs .016"x.016" et .016"x.022"
de 80 g sur les incisives jusqu'à 240 g sur les molaires
- Arcs .018"x.018" jusqu'à .021"x.028"
de 100 g sur les incisives jusqu'à 300 g sur les molaires



- Arcs .018"x.018" et .020"x.020"
de 50 g sur les incisives jusqu'à 250 g sur les molaires dans sa version light



Arcs carrés et rectangulaires BIO-ACTIVE

Certains arcs sont disponibles avec une encoche médiane (V-Bend ou «Dimple»). Un D apparaît en milieu de référence.

A			B	
Référence			Référence	
Dimension	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.016"x.016"	70-A0U0-1616	70-A0L0-1616	—	—
.016"x.022"	70-A0U0-1622	70-A0L0-1622	—	—
.016"x.022" "Dimple"	70-A0UD-1622	70-A0LD-1622	70-B0UD-1622	70-B0LD-1622
.018"x.018"	70-A0U0-1818	70-A0L0-1818	70-B0U0-1818	70-B0L0-1818
.018"x.018" "Dimple"	70-A0UD-1818	70-A0LD-1818	70-B0UD-1818	70-B0LD-1818
.018"x.025"	70-A0U0-1825	70-A0L0-1825	—	—
.019"x.025"	70-A0U0-1925	70-A0L0-1925	70-B0U0-1925	70-B0L0-1925
.020"x.020"	70-A0U0-2020	70-A0L0-2020	70-B0U0-2020	70-B0L0-2020
.020"x.020" "Dimple"	70-A0UD-2020	70-A0LD-2020	70-B0UD-2020	70-B0LD-2020
.020"x.025"	70-A0U0-2025	70-A0L0-2025	70-B0U0-2025	70-B0L0-2025



C		
Référence		
Dimension	Maxillaire	Mandibulaire
.016"x.016"	70-C0U0-1616	70-C0L0-1616
.016"x.022"	70-C0U0-1622	70-C0L0-1622
.016"x.022" "Dimple"	70-C0UD-1622	70-C0LD-1622
.018"x.018"	70-C0U0-1818	70-C0L0-1818
.018"x.018" "Dimple"	70-C0UD-1818	70-C0LD-1818
.018"x.025"	70-C0U0-1825	70-C0L0-1825
.019"x.025"	70-C0U0-1925	70-C0L0-1925
.020"x.020"	70-C0U0-2020	70-C0L0-2020
.020"x.020" "Dimple"	70-C0UD-2020	70-C0LD-2020
.020"x.025"	70-C0U0-2025	70-C0L0-2025
.021"x.028"	70-C0U0-2128	70-C0L0-2128

D BloZone	
Référence	
Dimension	Universal
.014"x.025"	70-D000-1425
.016"x.022"	70-D000-1622
.018"x.025"	70-D000-1825
.020"x.020"	70-D000-2020

M (Small A)		
Référence		
Dimension	Maxillaire	Mandibulaire
.018"x.018"	70-M0U0-1818	70-M0L0-1818
.018"x.025"	70-M0U0-1825	70-M0L0-1825
.020"x.020"	70-M0U0-2020	70-M0L0-2020

BIO-ACTIVE™ **light**

A		C		D BloZone	
Référence		Référence		Référence	
Dimension	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Universal
.013"	—	—	—	—	70-D100-0013
.014"	—	—	—	—	70-D100-0014
.016"	—	—	—	—	70-D100-0016
.018"x.018"	70-A1U0-1818	70-A1L0-1818	70-C1U0-1818	70-C1L0-1818	70-D100-1818
.020"x.020"	70-A1U0-2020	70-A1L0-2020	70-C1U0-2020	70-C1L0-2020	70-D100-2020

Arcs INITIALLOY et BIO-ACTIVE Esthétiques



Traités au rhodium (comme les clips du bracket EXPERIENCE Céramique), ces arcs esthétiques aux propriétés exceptionnelles rendent les appareils en céramique bien plus esthétiques.



Rh Rhodium

INITIALLOY Esthétiques forces légères

	A		B		C	
	Référence		Référence		Référence	
Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.014"	76-A1U0-0014	76-A1L0-0014	76-B1U0-0014	76-B1L0-0014	76-C1U0-0014	76-C1L0-0014
.016"	76-A1U0-0016	76-A1L0-0016	76-B1U0-0016	76-B1L0-0016	76-C1U0-0016	76-C1L0-0016
.018"	76-A1U0-0018	76-A1L0-0018	76-B1U0-0018	76-B1L0-0018	76-C1U0-0018	76-C1L0-0018

INITIALLOY Esthétiques

	A		B	
	Références		Références	
Section / Force : Medium	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.012"	76-A2U0-0012	76-A2L0-0012	—	—
.014"	76-A2U0-0014	76-A2L0-0014	76-B2U0-0014	76-B2L0-0014
.016"	76-A2U0-0016	76-A2L0-0016	76-B2U0-0016	76-B2L0-0016
.018"	76-A2U0-0018	76-A2L0-0018	76-B2U0-0018	76-B2L0-0018

	C		D BioZone
	Références		Référence
Section / Force : Medium	Maxillaire	Mandibulaire	Universel
.014"	76-C2U0-0014	76-C2L0-0014	—
.016"	76-C2U0-0016	76-C2L0-0016	76-D20D-0016*
.018"	76-C2U0-0018	76-C2L0-0018	—

* Dimple



BIO-ACTIVE Esthétiques

A			B		C	
Référence			Référence		Référence	
Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.016"x.022"	74-A0U0-1622	74-A0L0-1622	74-B0U0-1622	74-B0L0-1622	74-C0U0-1622	74-C0L0-1622
.018"x.018"	74-A0U0-1818	74-A0L0-1818	74-B0U0-1818	74-B0L0-1818	74-C0U0-1818	74-C0L0-1818
.019"x.025"	74-A0U0-1925	74-A0L0-1925	74-B0U0-1925	74-B0L0-1925	74-C0U0-1925	74-C0L0-1925
.020"x.020"	74-A0U0-2020	74-A0L0-2020	74-B0U0-2020	74-B0L0-2020	74-C0U0-2020	74-C0L0-2020

D BioZone	
Références	
Section	Universelle
.014"x.025"	74-D000-1425
.016"x.022"	74-D000-1622
.018"x.025"	74-D000-1825



BIO-ACTIVETM light esthétique

A		C		D	
Référence		Référence		Référence	
Dimension	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Universel
.013"	—	—	—	—	74-D100-0013
.014"	—	—	—	—	74-D100-0014
.0146"	—	—	—	—	74-D100-0016
.016"x.022"	—	—	—	—	74-D00D-1725*
.017"x.025"	—	—	—	—	74-D00D-1725*
.018"x.018"	74-A1U0-1818	74-A1L0-1818	74-C1U0-1818	74-C1L0-1818	74-D100-1818
.020"x.020"	74-A1U0-2020	74-A1L0-2020	74-C1U0-2020	74-C1L0-2020	74-D100-2020

* Dimple

Arcs esthétiques Rhodium en acier inoxydable



A

Références


Section / Force : Medium	Maxillaire	Mandibulaire
.014"	79-A2U0-0014	79-A2L0-0014
.016"	79-A2U0-0016	79-A2L0-0016
.016"x.016"	79-A2U0-1616	79-A2L0-1616
.016"x.022"	79-A2U0-1622	79-A2L0-1622
.017"x.025"	79-A2U0-1725	79-A2L0-1725
.019"x.025"	79-A2U0-1925	79-A2L0-1925

Présentoir boîtes d’arcs : 55-7009-0000





Les arcs INITIALLOY et BIO-EDGE linguaux



Téléchargez la charte taille réelle



INITIALLOY Lingual

N1			N3	
Références			Références	
Force/Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
Light				
.012"	71-N1U1-0012	71-N1L1-0012	71-N1U2-0012	71-N1L2-0012
.014"	71-N1U1-0014	71-N1L1-0014	71-N1U2-0014	71-N1L2-0014
.016"	71-N1U1-0016	71-N1L1-0016	71-N1U2-0016	71-N1L2-0016

N3			N4	
Références			Références	
Force/Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
Light				
.012"	71-N1U3-0012	71-N1L3-0012	71-N1U4-0012	71-N1L4-0012
.014"	71-N1U3-0014	71-N1L3-0014	71-N1U4-0014	71-N1L4-0014
.016"	71-N1U3-0016	71-N1L3-0016	71-N1U4-0016	71-N1L4-0016

BIO-EDGE Lingual

N1			N3	
Force/Section	Références		Références	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
80 g				
.016"x.016"	72-N1U1-1616	72-N1L1-1616	72-N1U2-1616	72-N1L2-1616
.016"x.022"	72-N1U1-1622	72-N1L1-1622	72-N1U2-1622	72-N1L2-1622
100 g				
.018"x.018"	72-N1U1-1818	72-N1L1-1818	72-N1U2-1818	72-N1L2-1818
.018"x.025"	72-N1U1-1825	72-N1L1-1825	72-N1U2-1825	72-N1L2-1825

N3			N4	
Force/Section	Références		Références	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
80 g				
.016"x.016"	72-N1U3-1616	72-N1L3-1616	72-N1U4-1616	72-N1L4-1616
.016"x.022"	72-N1U3-1622	72-N1L3-1622	72-N1U4-1622	72-N1L4-1622
100 g				
.018"x.018"	72-N1U3-1818	72-N1L3-1818	72-N1U4-1818	72-N1L4-1818
.018"x.025"	72-N1U3-1825	72-N1L3-1825	72-N1U4-1825	72-N1L4-1825



Arcs Albaflex

Arcs Albaflex NiTi Ivoire

Le revêtement Albaflex couleur ivoire offre une discrétion parfaite aux arcs en Niti tout en conservant leurs propriétés mécaniques.



Section	Références	
	Maxillaire	Mandibulaire
.017"	77-C0UC-0017	77-C0LC-0017
.020"	77-C0UC-0020	77-C0LC-0020
.017"x.017"	77-C0UC-1717	77-C0LC-1717
.020"x.020"	77-C0UC-2020	77-C0LC-2020

Arcs Albaflex Acier inoxydable Ivoire

Le revêtement Albaflex couleur ivoire offre une discrétion parfaite aux arcs en acier inoxydable tout en conservant leurs propriétés mécaniques.



Section	Références	
	Maxillaire	Mandibulaire
.017"x.017"	78-C0UC-1717	78-C0LC-1717
.020"x.020"	78-C0UC-1725	78-C0LC-1725
.017"x.025"	78-C0UC-2020	78-C0LC-2020

Spacer ALBAFLEX ivoire

Le spacer Albaflex avec son excellente stabilité dimensionnelle, son état de surface sans porosité et sa couleur ivoire vous conviendra dès les premières utilisations pour maintenir des espaces, protéger des muqueuses, rigidifier ou rendre un arc plus discret.



Références	
.036" tube de 3, 180 mm	55-0200-0040

Arcs NiTi Superélastiques



	A		C	
	Références		Références	
Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.012"	77-A0U0-0012	77-A0L0-0012	77-C0U0-0012	77-C0L0-0012
.014"	77-A0U0-0014	77-A0L0-0014	77-C0U0-0014	77-C0L0-0014
.016"	77-A0U0-0016	77-A0L0-0016	77-C0U0-0016	77-C0L0-0016
.018"	77-A0U0-0018	77-A0L0-0018	77-C0U0-0018	77-C0L0-0018
.020"	77-A0U0-0020	77-A0L0-0020	77-C0U0-0020	77-C0L0-0020
.016"x.016"	77-A0U0-1616	77-A0L0-1616	77-C0U0-1616	77-C0L0-1616
.016"x.022"	77-A0U0-1622	77-A0L0-1622	77-C0U0-1622	77-C0L0-1622
.017"x.025"	77-A0U0-1725	77-A0L0-1725	77-C0U0-1725	77-C0L0-1725
.018"x.018"	—	—	77-C0U0-1818	77-C0L0-1818
.018"x.025"	77-A0U0-1825	77-A0L0-1825	77-C0U0-1825	77-C0L0-1825
.019"x.025"	77-A0U0-1925	77-A0L0-1925	77-C0U0-1925	77-C0L0-1925
.020"x.020"	77-A0U0-2020	77-A0L0-2020	77-C0U0-2020	77-C0L0-2020
.021"x.025"	77-A0U0-2125	77-A0L0-2125	77-C0U0-2125	77-C0L0-2125

Arcs NiTi Superélastiques avec V-Bend



	A		C	
	Références		Références	
Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.012"	77-A0UD-0012	77-A0LD-0012	77-C0UD-0012	77-C0LD-0012
.014"	77-A0UD-0014	77-A0LD-0014	77-C0UD-0014	77-C0LD-0014
.016"	77-A0UD-0016	77-A0LD-0016	77-C0UD-0016	77-C0LD-0016
.018"	77-A0UD-0018	77-A0LD-0018	77-C0UD-0018	77-C0LD-0018
.020"	77-A0UD-0020	77-A0LD-0020	77-C0UD-0020	77-C0LD-0020
.016"x.016"	77-A0UD-1616	77-A0LD-1616	77-C0UD-1616	77-C0LD-1616
.016"x.022"	77-A0UD-1622	77-A0LD-1622	77-C0UD-1622	77-C0LD-1622



Arcs NiTi Superélastiques avec Stops



D

Section	Références
.013 "	77-D00S-0013
.014 "	77-D00S-0014
.016 "	77-D00S-0016
.018 "	77-D00S-0018

NiTi en bobine

(15'- 4,60 m)



Section	Références
.012 "	77-S000-0012
.014 "	77-S000-0014
.016 "	77-S000-0016

Reverse



Section	Références	
	Maxillaire	Mandibulaire
.016 "	77-G0U0-0016	77-G0L0-0016
.018 "	77-G0U0-0018	77-G0L0-0018
.016 "x.022 "	77-G0U0-1622	77-G0L0-1622
.017 "x.025 "	77-G0U0-1725	77-G0L0-1725
.018 "x.025 "	77-G0U0-1825	77-G0L0-1825
.019 "x.025 "	77-G0U0-1925	77-G0L0-1925

Deep Bite Opener CTA

Véritable arc de base en NiTi, c'est l'outil idéal pour les corrections verticales.



Section	Références	
	Maxillaire 2-2 = 34 mm	Mandibulaire 2-2 = 28 mm
.016 "x.022 " 15 mm (cas avec extraction)	77-F1U0-1622	77-F1L0-1622
.016 "x.022 " 22 mm	77-F2U0-1622	77-F2L0-1622
.017 "x.025 " 15 mm (cas avec extraction)	77-F1U0-1725	77-F1L0-1725
.017 "x.025 " 22 mm	77-F2U0-1725	77-F2L0-1725

Arcs Titane Molybdène (Bêta Titanium)

Le Titane-Molybdène (TMA®) est certainement l'alliage orthodontique sans nickel qui demande le plus de rigueur dans le processus de fabrication. Fabriqué aux USA, notre Bêta-Titanium, est l'arc de finition par excellence. En longueurs ou en arcs préformés, il se forme sans casser.



A					B				
Références					Références				
Section	Maxillaire		Mandibulaire		Maxillaire		Mandibulaire		
.016"	73-A0U0-0016		73-A0L0-0016		—		—		
.018"	73-A0U0-0018		73-A0L0-0018		—		—		
.016"x.022"	73-A0U0-1622		73-A0L0-1622		73-B0U0-1622		73-B0L0-1622		
.017"x.025"	73-A0U0-1725		73-A0L0-1725		73-B0U0-1725		73-B0L0-1725		
.018" X.018"	73-A0U0-1818		73-A0L0-1818		—		—		
.018"x.025"	73-A0U0-1825		73-A0L0-1825		—		—		
.019"x.025"	73-A0U0-1925		73-A0L0-1925		73-B0U0-1925		73-B0L0-1925		
.021"x.025"	73-A0U0-2125		73-A0L0-2125		—		—		

C					Références				
Section	Maxillaire		Mandibulaire		Maxillaire		Mandibulaire		
.016"x.022"	73-C0U0-1622		73-C0L0-1622						
.017"x.025"	73-C0U0-1725		73-C0L0-1725						
.018" X.018"	73-C0U0-1818		73-C0L0-1818						
.018"x.025"	73-C0U0-1825		73-C0L0-1825						
.019"x.025"	73-C0U0-1925		73-C0L0-1925						
.021"x.025"	73-C0U0-2125		73-C0L0-2125						



Arcs Titane Molybdène (Bêta Titanium)

En longueurs (tube de 10 brins)



Section	Références
.032"	73-L000-0032
.017"x.025"	73-L000-1725
.019"x.025"	73-L000-1925

Arcs de rétraction en Bêta-Titanium

(boîtes de 5 arcs)



Section	Distance	Références
.016"x.022"	30 mm	73-K300-1622
	32 mm	73-K320-1622
	34 mm	73-K340-1622
	36 mm	73-K360-1622
	38 mm	73-K380-1622
	40 mm	73-K400-1622
.019"x.025"	30 mm	73-K300-1925
	32 mm	73-K320-1925
	34 mm	73-K340-1925
	36 mm	73-K360-1925
	38 mm	73-K380-1925
	40 mm	73-K400-1925

Arcs en acier inoxydable monobrin

Regular				
A			B	
Référence			Référence	
Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.014"	78-A2U0-0014	78-A2L0-0014	—	—
.016"	78-A2U0-0016	78-A2L0-0016	78-B2U0-0016	78-B2L0-0016
.018"	78-A2U0-0018	78-A2L0-0018	78-B2U0-0018	78-B2L0-0018
.020"	78-A2U0-0020	78-A2L0-0020	—	—
.016"x.016"	78-A2U0-1616	78-A2L0-1616	—	—
.016"x.022"	78-A2U0-1622	78-A2L0-1622	78-B2U0-1622	78-B2L0-1622
.017"x.025"	78-A2U0-1725	78-A2L0-1725	78-B2U0-1725	78-B2L0-1725
.018"x.018"	78-A2U0-1818	78-A2L0-1818	78-B2U0-1818	78-B2L0-1818
.018"x.022"	78-A2U0-1822	78-A2L0-1822	—	—
.018"x.025"	78-A2U0-1825	78-A2L0-1825	78-B2U0-1825	78-B2L0-1825
.019"x.019"	78-A2U0-1919	78-A2L0-1919	—	—
.019"x.025"	78-A2U0-1925	78-A2L0-1925	78-B2U0-1925	78-B2L0-1925
.020"x.020"	78-A2U0-2020	78-A2L0-2020	78-B2U0-2020	78-B2L0-2020
.021"x.025"	78-A2U0-2125	78-A2L0-2125	78-B2U0-2125	78-B2L0-2125
.021"x.028"	78-A2U0-2128	78-A2L0-2128	—	—

Regular/High tensile				
C				
Référence (regular)			Référence (high tensile)	
Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.014"	78-C2U0-0014	78-C2L0-0014	—	—
.016"	78-C2U0-0016	78-C2L0-0016	—	—
.018"	78-C2U0-0018	78-C2L0-0018	—	—
.020"	78-C2U0-0020	78-C2L0-0020	—	—
.016"x.016"	78-C2U0-1616	78-C2L0-1616	78-C3U0-1616	78-C3L0-1616
.016"x.022"	78-C2U0-1622	78-C2L0-1622	78-C3U0-1622	78-C3L0-1622
.0175"x.0175"	78-C2U0-1717	78-C2L0-1717	—	—
.017"x.025"	78-C2U0-1725	78-C2L0-1725	—	—
.018"x.022"	—	—	78-C3U0-1822	78-C3L0-1822
.018"x.025"	78-C2U0-1825	78-C2L0-1825	—	—
.019"x.025"	78-C2U0-1925	78-C2L0-1925	—	—
.020"x.020"	78-C2U0-2020	78-C2L0-2020	—	—
.020"x.025"	78-C2U0-2025	78-C2L0-2025	—	—
.020"x.025" (bords arrondis)	78-C4U0-2025	78-C4L0-2025	—	—
.020"x.028" (bords arrondis)	78-C4U0-2028	78-C4L0-2028	—	—
.021"x.025"	78-C2U0-2125	78-C2L0-2125	—	—



Arcs en acier inoxydable monobrin

En longueur (tubes de 50)		Référence
		Regular
Section		Référence
.014"		78-L200-0014
.016"		78-L200-0016
.018"		78-L200-0018
.020"		78-L200-0020

Arcs en acier inoxydable monobrin

En longueur (tubes de 10)		Référence
		Regular
Section		Référence
.016"x.016"		78-L200-1616
.016"x.022"		78-L200-1622
.017"x.025"		78-L200-1725
.018"x.025"		78-L200-1825
.019"x.025"		78-L200-1925
.021"x.025"		78-L200-2125

Arcs en acier inoxydable monobrin

Gold				
A			B	
Référence			Référence	
Section	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.014"	78-A4U0-0014	78-A4L0-0014	78-C4U0-0014	78-C4L0-0014
.016"	78-A4U0-0016	78-A4L0-0016	78-C4U0-0016	78-C4L0-0016
.018"	78-A4U0-0018	78-A4L0-0018	78-C4U0-0018	78-C4L0-0018
.016"x.016"	78-A4U0-1616	78-A4L0-1616	78-C4U0-1616	78-C4L0-1616
.016"x.022"	78-A4U0-1622	78-A4L0-1622	78-C4U0-1622	78-C4L0-1622
.017"x.025"	78-A4U0-1725	78-A4L0-1725	78-C4U0-1725	78-C4L0-1725
.018"x.025"	78-A4U0-1825	78-A4L0-1825	78-C4U0-1825	78-C4L0-1825
.019"x.025"	78-A4U0-1925	78-A4L0-1925	78-C4U0-1925	78-C4L0-1925

Arcs en acier inoxydable multibrins

Triflex est un fil rond torsadé trois brins. Arcs préformés, conditionné par boîte de 10



Section	Références
.0175"	78-AT00-0175

Quadflex est un fil rectangulaire torsadé quatre brins. Arcs préformés, conditionné par boîte de 10

Références		
Section	Maxillaire	Mandibulaire
.016"x.022"	78-AQU0-1622	78-AQL0-1622
.017"x.025"	78-AQU0-1725	78-AQL0-1725
.019"x.025"	78-AQU0-1925	78-AQL0-1925

Pentaflex est un fil rond coaxial de 5 brins torsadés autour d'un fil central. Conditionné en longueurs ou en arcs préformés par boîte de 10.



Section	Références	Références	
	Longueur droite de 14"	Maxillaire	Mandibulaire
.0155"	78-LP00-0155	78-APU0-0016	78-APL0-0016
.0175"	78-LP00-0175	78-APU0-0175	78-APL0-0175
.0195"	78-LP00-0195	—	—
.0215"	78-LP00-0215	—	—

Hexaflex est un fil rond coaxial de 6 brins. Conditionné en bobine de 30 pieds (9m30).



Références	
Section	Bobine de 30"
.0175"	78-SH00-0175



Multiflex est un fil tressé 8 brins. Conditionné par boîte de 10.



A

Références

Section	Maxillaire	Mandibulaire
.016"x.022"	78-AMU0-1622	78-AML0-1622
.017"x.025"	78-AMU0-1725	78-AML0-1725
.018"x.025"	78-AMU0-1825	78-AML0-1825
.019"x.025"	78-AMU0-1925	78-AML0-1925
.021"x.025"	78-AMU0-2125	78-AML0-2125

Fils Bioalloy

Fil en Chrome Cobalt, particulièrement apprécié pour sa formabilité et sa capacité à supporter les boucles les plus extrêmes. Disponible en longueurs (x 10 brins).




Section	Références
.016"x.016"	78-L000-1616
.016"x.022"	78-L000-1622
.032"	78-L000-0032
.036"	78-L000-0036


Auxiliaires intra-oraux

Ressorts INITIALLOY

Du même alliage que les arcs INITIALLOY, ces ressorts développent des forces calibrées et constantes.



Courbes de déflexion ressorts ouverts



Courbes de déflexion ressorts fermés

Ressorts ouverts Stop Wound™ INITIALLOY

Conditionnés en tube de 3 brins de 18 cm, les ressorts ouverts Stop Wound™ INITIALLOY ont des spires serrées (spires d'arrêt) tous les 4 mm. C'est au milieu de ces spires que vous couperez votre ressort une fois la mesure prise. Ainsi, le ressort s'activera jusqu'au retour à sa longueur initiale.

La lumière standard est de .035». Une lumière de .045» est disponible en 150 g.



Description	Force	Couleur	Diamètre	Références
Extra-Léger	50 g	■ Noir	.036"	60-0112-0000
Léger	100 g	■ Bleue	.036"	60-0113-0000
Medium	150 g	■ Jaune	.036"	60-0114-0000
Medium	150 g	■ Jaune	.045"	60-0114-0045
Fort	200 g	■ Rouge	.036"	60-0115-0000



Ressorts ouverts INITIALLOY

Conditionnés en tube de 10 brins, ces ressorts font 15 mm avant activation. Ils sont compressibles jusqu'à 3 mm et développeront une force calibrée jusqu'au retour à leur longueur initiale. Deux niveaux de forces sont disponibles : 100 g et 150 g.

Description	Force	Couleur	Références
Léger	100 g	■ Bleue	60-0123-0000
Medium	150 g	■ Jaune	60-0124-0000



Ressort ouvert NiTi en bobine



Références	
INITIALLOY spool open spg medium force (150 g) .010"x.036" 38cm	60-0144-0000
Standard NiTi Open Coil spool .010"x.030", 38 cm	60-0140-0013

Ressorts fermés INITIALLOY

C'est l'outil idéal pour les fermetures d'espaces, sans coopération de votre patient. D'une longueur initiale de 5 mm (hors œillets), ils peuvent être étirés jusqu'à 15 mm sans altérer leurs propriétés élastiques. Quatre niveaux de forces sont disponibles : 100 g, 150 g, 200 g et 300 g. Conditionnés par 10.



Description	Force	Couleur	Références
Léger	100 g	■ Bleue	60-0223-0000
Medium	150 g	■ Jaune	60-0224-0000
Fort	200 g	■ Rouge	60-0225-0000
Rétraction bloc Incisif	300 g	□ Blanc	60-0227-0000

Ressorts en Acier Inoxydable

Ressorts ouverts (Bobine de 91 cm)



Section	Références
.008"x.022"	61-0140-0082
.010"x.030"	61-0140-0013
.010"x.040"	61-0140-0014

Ressorts fermés (Bobine de 91 cm)

Section	Références
.008"x.022"	61-0240-0082
.010"x.030"	61-0240-0013

Auxiliaires intra-oraux

Lip Bumper

Lip Bumper Natural® 1

Parfaitement dessiné, ce lip bumper a une boucle de réglage et un crochet. Son habillage en acrylique translucide protège bien les lèvres du patient. Disponible en 7 tailles.



Description	Références
Lip Bumper Natural® 1 size 0	63-1100-0000
Lip Bumper Natural® 1 size 1	63-1101-0000
Lip Bumper Natural® 1 size 2	63-1102-0000
Lip Bumper Natural® 1 size 3	63-1103-0000
Lip Bumper Natural® 1 size 4	63-1104-0000
Lip Bumper Natural® 1 size 5	63-1105-0000
Lip Bumper Natural® 1 size 6	63-1106-0000

Lip Bumper Natural® 2

Appareil standard avec protection large. Ce lip bumper a une boucle de réglage mais ne possède pas de crochet. Disponible en 5 tailles préformées plus une forme universelle.



Description	Références
Lip Bumper Natural® 2 UNIV	63-31UN-0000
Lip Bumper Natural® 2 size 0	63-3100-0000
Lip Bumper Natural® 2 size 1	63-3101-0000
Lip Bumper Natural® 2 size 2	63-3102-0000
Lip Bumper Natural® 2 size 3	63-3103-0000
Lip Bumper Natural® 2 size 4	63-3104-0000

Lip Bumper Protection Nylon

La faible épaisseur du nylon facilite l'ajustage de l'appareil. Disponible en 2 tailles.

Description	Références
Lip Bumper size 2/Hk	63-4102-0000
Lip Bumper size 3/Hk	63-4103-0000



Barres Palatines

Elles sont fabriquées à partir d'un fil inox .036" très résistants. Le façonnage précis des branches qui s'insèrent dans les fourreaux facilite la mise en place ainsi que la dépose.

Elles sont disponibles avec boucle mésiale ou distale. Pour vous faire gagner du temps, vous pouvez aussi les choisir avec les extrémités angulées à 45°. Sachet de 5.



Barres palatines à boucle mésiale

Taille	Références	Taille	Références
35	64-0M11-0035	47	64-0M11-0047
37	64-0M11-0037	49	64-0M11-0049
39	64-0M11-0039	51	64-0M11-0051
41	64-0M11-0041	53	64-0M11-0053
43	64-0M11-0043	55	64-0M11-0055
45	64-0M11-0045	—	—

Barres palatines à boucle mésiale, extrémités angulées à 45°

Taille	Références	Taille	Références
35	64-0M12-0035	47	64-0M12-0047
37	64-0M12-0037	49	64-0M12-0049
39	64-0M12-0039	51	64-0M12-0051
41	64-0M12-0041	53	64-0M12-0053
43	64-0M12-0043	55	64-0M12-0055
45	64-0M12-0045	—	—




Barres palatines à boucle distale

Taille	Références	Taille	Références
35	64-0D11-0035	47	64-0D11-0047
37	64-0D11-0037	49	64-0D11-0049
39	64-0D11-0039	51	64-0D11-0051
41	64-0D11-0041	53	64-0D11-0053
43	64-0D11-0043	55	64-0D11-0055
45	64-0D11-0045	—	—

Auxiliaires extra-oraux

Arcs Faciaux


Nos arcs faciaux Tomy sont disponibles avec au choix trois tailles de branches externes et jusqu'à 8 tailles pour les arcs internes en .045. Ils sont vendus et emballés individuellement, accompagnés d'une paire de stops pour les arcs universels.



Distance entre les 2 omégas



Branches externes	Courtes Plastifiées
Universel	62-22UN-0000
Taille 3	62-2230-0000
Taille 4	62-2240-0000
Taille 5	62-2250-0000



Branches externes	Spécial Courtes	Sp. Courtes 0.51	Courtes	Courtes 0.51	Medium
Universel	62-11UN-0000	—	62-21UN-0000	—	62-31UN-0000
Taille 1	62-1110-0000	—	62-2110-0000	—	—
Taille 2	62-1120-0000	62-1320-0000	62-2120-0000	62-2320-0000	—
Taille 3	62-1130-0000	62-1330-0000	62-2130-0000	62-2330-0000	62-3130-0000
Taille 3.5	—	—	62-2135-0000	—	—
Taille 4	62-1140-0000	62-1340-0000	62-2140-0000	62-2340-0000	62-3140-0000
Taille 4.5	—	—	62-2145-0000	—	—
Taille 5	62-1150-0000	—	62-2150-0000	62-2350-0000	62-3150-0000
Taille 6	—	—	62-2160-0000	—	62-3160-0000



Crochets et Stops pour Arc Sertissables

Description		Références
	Crochet Chirurgical « T Bar » Universel (Sachet de 10)	66-0110-0001
	Crochet ouvert droit .018"x.025" optimisé pour les arcs INITIALLOY (Sachet de 10)	66-0111-0008
	Crochet courbe (Sachet de 20)	66-0110-0003
	Stop à sertir (Sachet de 20)	66-0120-0002
	Stop .018"x.025", optimisé pour les arcs INITIALLOY (Sachet de 10)	66-0121-0004
	Stop .022"x.028", optimisé pour les arcs INITIALLOY (Sachet de 10)	66-0122-0004

Coulissants

Description		Dimension	Références
	Crochets coulissants pour élastiques (Sachet de 40)	.018"x.025"	66-0211-0011
	Crochets coulissants pour élastiques (Sachet de 40)	.022"x.028"	66-0212-0011
	Sliding stops 2 mm (Sachet de 20)	.012"/.016"	66-0221-0006
	Sliding stops 3 mm (Sachet de 20)	.012"/.016"	66-0221-0007
	Sliding stops 2 mm (Sachet de 20)	.018"/.025"	66-0222-0006
	Sliding stops 3 mm (Sachet de 20)	.018"/.025"	66-0222-0007

Ligatures metal et Kobayashi



Préformées, longues (boîte de 600)

Description	Référence
.008"	67-0110-0008
.009"	67-0110-0009
.010"	67-0110-0010
.011"	67-0110-0011
.012"	67-0110-0012

Préformées, courtes, couleur ivoire (Boîte de 100)

Description	Référence
.011" Peek Coat	67-0140-0011

Préformées, couleur ivoire (Boîte de 100)

Description	Référence
.012" courtes	67-0140-0012
.011" Peek Coat longues	67-0240-0011

Préformées, courtes, .010" (Boîte de 1000)

Description	Référence
.010"	67-0210-0010

Préformées, courtes, angulées, .010" (Boîte de 1000)

Description	Référence
.010"	67-0211-0010

Ligature, .010" (70 g bobine)

Description	Référence
.010"	67-0300-0010
.011" Peek Coat	67-0360-0011



Kobayashi

Long



Description	Référence
Kobayashi .012" sachet de 100	67-0120-0012
Kobayashi .014" sachet de 100	67-0120-0014

Court

Description	Référence
Kobayashi Legend .012" twist, sachet de 100	67-0220-0012
Kobayashi .013" Peek Coat, sachet de 100	67-0250-0013

Ressorts de rotation



Désignation	Références
Petits .011" sachet de 10	69-1510-0000
Grands .011" sachet de 10	69-1520-0000

Accessoires pour Brackets avec V-Slot

Crochets « Legend Hook » spécialement adaptés aux « vertical Slots » des brackets Legend Mini & Medium



Désignation	Références
Crochet pour V-Slot sachet de 50	69-1410-0000

Quadhelix

A l'unité




Quadhelix acier

Description	Référence
Taille 1, droit	68-0021-0000
Taille 2, droit	68-0022-0000
Taille 3, droit	68-0023-0000
Taille 1, courbe	68-0041-0000
Taille 2, courbe	68-0042-0000
Taille 3, courbe	68-0043-0000

Quadhelix Bioalloy

Description	Référence
Taille 1, droit	68-0011-0000
Taille 2, droit	68-0012-0000
Taille 3, droit	68-0013-0000
Taille 1, courbe	68-0031-0000
Taille 2, courbe	68-0032-0000
Taille 3, courbe	68-0033-0000



Catalogue N°6

Élastomères



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Élastomères

Chaînettes élastomériques de couleur.....	199
Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics.....	200
Ligatures élastomériques GC Ties.....	201
Fils élastomériques creux et pleins.....	202
Tubes de protection pour arcs	203



Chaînettes élastomériques de couleur

Disponibles dans une grande variété de couleurs qui restent stables dans le temps, nos chaînettes de couleur, d'espacements court ou long, sont vendues par bobine de 4,5 m.

Couleurs		Courtes	Longues
	Argent	88-1001-0000	88-3001-0000
	Perle	88-1002-0000	—
	Transparent	88-1003-0000	88-3003-0000
	Bleu	88-1004-0000	88-3004-0000
	Rouge	88-1005-0000	—
	Vert	88-1006-0000	88-3006-0000
	Noir	88-1007-0000	88-3007-0000
	Blanc	88-1008-0000	—
	Rose	88-1009-0000	—
	Mauve Métallisé	88-1010-0000	—
	Bleu Métallisé	88-1011-0000	—
	Rouge Métallisé	88-1012-0000	—
	Lavande	88-1013-0000	88-3013-0000
	Fuchsia	88-1014-0000	—
	Jaune	88-1015-0000	—
	Orange	88-1016-0000	88-3016-0000
	Bleu Marine	88-1017-0000	—
	Bleu Clair	88-1018-0000	88-3018-0000
	Marron	88-1019-0000	—
	Gris	88-1020-0000	88-3020-0000
	Bleu Fluo	88-1021-0000	—
	Or Métallisé	88-1022-0000	88-3022-0000

Élastiques intra et extra-oraux

Orchestra elastics

Notre gamme d'élastiques intra et extra-oraux est fabriquée à partir des meilleurs latex de qualité médicale supérieure.

La force indiquée correspond à celle développée par l'élastique quand il est étiré à trois fois son diamètre. Les sachets d'élastiques intra-oraux contiennent 5000 élastiques. Les sachets d'élastiques extra-oraux contiennent 2500 élastiques. 1 petit instrument en plastique est fourni dans chaque sachet pour faciliter le placement des élastiques. Les références en blanc dans le tableau, correspondent aux élastiques sans latex.

EXTRA-ORAL				
Force Taille	2.5 oz (70,88 g)	4.5 oz (113,40 g)	6.5 oz (170,10 g)	8,5 oz (240, 98 g)
3 mm (1/8")	85-0321-0000 Harp	85-0331-0000 Xylophone	85-0341-0000 Tuba	
4 mm (3/16")	85-0421-0000 Tambourine	85-0431-0000 Piano	85-0441-0000 Trumpet	85-0461-0000 Trombone
4 mm (3/16") (sans latex)		85-0430-0000 Jazz (sans latex)	85-0440-0000 Rock-n-Roll (sans latex)	
6 mm (1/4")	85-0621-0000 Oboe	85-0631-0000 Flute	85-0641-0000 Baritone	85-0661-0000 French Horn
6 mm (1/4") (sans latex)		85-0630-0000 Hip-Hop (sans latex)	85-0640-0000 Classical (sans latex)	
8 mm (5/16")	85-0821-0000 Cello	85-0831-0000 Clarinet	85-0841-0000 Saxophone	85-0861-0000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-0000 Cymbals	85-1031-0000 Tympani		85-1061-0000 Violin



Ligatures élastomériques GC Ties

Sans latex, les ligatures GC Ties vous permettront, d'effectuer un changement des arcs haut et bas avec une seule barrette. La qualité du polyuréthane permet à ces ligatures de récupérer 90 % de leur forme initiale après étirement. Elles sont vendues par sachet de 50 barrettes de 20 ligatures. Diamètre : .120"

■	Argent	87-1201-0000	■	Lavande	87-1213-0000
■	Perle	87-1202-0000	■	Fuchsia	87-1214-0000
□	Transparent	87-1203-0000	■	Jaune	87-1215-0000
■	Bleu	87-1204-0000	■	Orange	87-1216-0000
■	Rouge	87-1205-0000	■	Bleu Marine	87-1217-0000
■	Vert	87-1206-0000	■	Bleu Clair	87-1218-0000
■	Noir	87-1207-0000	■	Marron	87-1219-0000
□	Blanc	87-1208-0000	■	Gris	87-1220-0000
■	Rose	87-1209-0000	■	Bleu Fluo	87-1221-0000
■	Mauve Métallisé	87-1210-0000	■	Or	87-1222-0000
■	Bleu Métallisé	87-1211-0000	■	Transparent Fluo	87-1223-0000
■	Rouge Métallisé	87-1212-0000	■	Dent	87-1224-0000

Séparateurs



Sans latex. D'une grande résistance et avec effet mémoire, ces séparateurs sont idéaux pour créer des espaces entre les molaires. Vendus par 960.

Description	Référence
Séparateur radio opaque	89-1602-0000



Fils élastomériques creux et pleins

Nos fils élastomériques creux ou pleins sont disponibles en deux diamètres, .025" et .030". Bobines de 15 m.

Fils Creux	Références
.025" Gris	89-4325-0000
.025" Clair	89-3325-0000
.030" Clair	89-3335-0000

Fils Pleins	Références
.025" Gris	89-4125-0000
.025" Clair	89-3125-0000
.030" Gris	89-4135-0000
.030" Clair	89-3135-0000

Fibre solide avec traitement de surface	Références
.025" Clear	89-3222-0000
.025" Grey	89-4222-0000
.030" Grey	89-4232-0000




Tubes de protection pour arcs

Bobines de 3m.

Pour arcs jusqu'à .018"		Références
Gris		89-4311-0000
Clair		89-3311-0000

Pour arcs jusqu'à .021" x .027"		Références
Gris		89-4321-0000
Clair		89-3321-0000

Pour Arcs de .045"		Référence
Gris		89-4341-0000





Catalogue N°6

Collage et scellement



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Collage et scellement

Produits de Collage et de scellement	207
Adhésifs photo polymérisables orthodontique	208
GC Ortho Connect™	208
GC Ortho Connect™ Flow	208
GC Ortho Etching Gel.....	208
GC Fuji ORTHO™	209
GC Fuji ORTHO LC	209
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	209
GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix	209
Adhésifs Chémopolymérisable orthodontique.....	210
GC Fuji ORTHO	210
GC Fuji ORTHO Band Paste Pak.....	210
Produits complémentaires	210
Extension des bases en orthodontie linguale.....	211
GC Kommonbase™	211
Divers.....	211
GC Tooth Mousse	
& GC MI Paste Plus™.....	211
GC MI Varnish™	213
GC Tri Plaque ID Gel™	213
Gamme Reliance	214
Flow Tain™	214
L.C.R.™	214
Ultra Band-Lok®	214
Maximum Cure® Sealant.....	215
Metal Primer.....	215
Assure PLUS All Surface Bonding Resin	215
Porcelain Conditioner	216
Porcelain Etching with Barrier Gel	216



Produits de Collage et de scellement

Ces produits de collage sont innovants et apporteront un plus dans votre pratique quotidienne. Elaborés par GC au Japon, ils ont fait l'objet de tests approfondis afin de garantir une bonne tenue de vos attaches à coller en métal, céramique ou plastique.



Adhésifs photo polymérisables orthodontique

One step system

Nul besoin d'appliquer d'adhésif sur la dent, celui-ci étant déjà intégré dans la pâte. Un simple mordançage de l'émail suivi d'un séchage, suffit à accueillir le bracket ou tube encollé. Colle en toute sécurité.



GC Ortho Connect™



Pour le collage des brackets

Référence	
Boîte de 2 seringues de 2,9 g, 4 embouts de distribution et 2 bouchons de protection	90-1100-0000

GC Ortho Connect™ Flow

Produit de collage pour contentions. Pour tout collage de contentions. Colle en toute sécurité.



Référence	
Boîte de 2 seringues de 2,7 g, 30 embouts de distribution et 2 bouchons de protection	90-3100-0000

GC Ortho Etching Gel

D'une fluidité parfaite, cet etching en gel (acide Phosphorique) tiendra parfaitement sur la dent le temps nécessaire à la préparation de l'émail



Référence	
Boîte de 2 seringues de 4,8 g et 40 embouts de distribution	90-1400-0000



GC Fuji ORTHO™

POSE facile

Les ciments verres ionomères renforcés à la résine GC Fuji ORTHO offrent un résultat supérieur grâce à leur procédure de placement simplifiée, leur protection supérieure par le fluor et le retrait sans risque et sans difficulté des bagues et brackets à la fin du traitement.

Une mise en place simplifiée

La simplicité de la procédure de la gamme Fuji ORTHO est garantie par l'absence de mordantage acide et par le fait qu'il n'est pas nécessaire de maintenir un champ sec. Ces propriétés permettent au praticien un gain de temps et de matériau pendant le traitement orthodontique.



GC Fuji ORTHO LC

Contenu	Référence
Intro Pack: Poudre 15 g, 6.8 ml liquide	90-1600-0000
Recharge: Poudre 40 g	901603-0000
liquide 6,8 ml	90-1605-0000
Capsules X50	90-1606-0000



GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Contenu	Référence
Set de démarrage: 1 cartouche de pâte blanche de 7,2 ml (13,3 g), 20 embouts mélangeurs LC, 2 ORTHO Gel Conditioner, 15 brosses	90-1701-0000
Recharge: 2 x 13,3 g, 7,2 ml Cartouches de pâtes avec bloc de mélange	90-1702-0000



GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix

Contenu	Référence
Recharge: 2 x 13,3 g, 7,2 ml Cartouches de pâtes bleu avec bloc de mélange	90-1900-0000

Adhésifs Chémopolymérisable orthodontique



GC Fuji ORTHO

Pour brackets et bagues

Contenu	Référence
Intro Pack: Poudre 15 g, 6.8 ml liquide	90-1500-0000
Recharge: Poudre 40 g	90-1503-0000
liquide 6,8 ml	90-1504-0000



GC Fuji ORTHO Band Paste Pak

Contenu	Référence
Recharge: 2 x 13,3 g, 7,2 ml Cartouches de pâtes avec bloc de mélange, couleur bleue	90-1802-0000

Produits complémentaires



Contenu	Référence
1 - Paste Pak Dispenser	90-1708-0000
2 - Applicateur de Capsule	90-1609-0000
3 - GC ORTHO Conditioner	90-2200-0000
4 - GC ORTHO Gel Conditioner	90-2100-0000
5 - GC Mixing tips LC	90-1707-0000



Extension des bases en orthodontie linguale

GC Kommonbase™



Les progrès de la conception des bases personnalisées et des matériaux de collage ont conduit au développement d'un système précis de collage direct en orthodontie linguale, appelé GC KommonBase. Une base de collage étendue permet un placement plus précis, une meilleure adaptation et augmente la résistance du collage. Il n'y a pas besoin de gouttière de transfert grâce à la forme auto-positionnante de la base. De plus, en utilisant une jauge de référence, on peut recoller un bracket unique en cas de décollement, ou s'il faut en modifier la position.

2 seringues de 2,7 g, 4 embouts de distribution et 1 bouchon de protection	Référence
KommonBase HV Clear (high viscosity)	90-1200-0000
KommonBase LV Pink (low viscosity)	90-1300-0000

Divers

GC Tooth Mousse & GC MI Paste Plus™



Le moyen idéal de donner à vos patients une protection globale. Grâce au Recaldent™ – son composant révolutionnaire !



Recaldent™ est dérivé de la caséine, la protéine du lait de vache. La recherche a montré que l'effet protecteur du lait est dû à une partie de la protéine appelée phosphopeptide de caséine (CPP) qui transporte les ions phosphate et calcium sous la forme de Phosphate de calcium amorphe (ACP). Le phosphate de calcium est normalement insoluble ; en d'autres termes, il forme une structure cristalline au pH neutre. Toutefois le CPP maintient les ions phosphate et calcium sous la forme amorphe, et non sous leur forme cristalline tout comme les composants minéraux de la salive. Ainsi le complexe CPP-ACP, ou Recaldent™ est, dans cette configuration, le système de délivrance idéal des ions calcium et phosphate à la surface de la dent et dans la plaque dentaire. En bref, RECALDENT™ réduit la déminéralisation de l'émail et encore mieux, reminéralise l'émail.

Les avantages du Tooth Mousse :

- Apporte une meilleure résistance aux attaques acides en inhibant la déminéralisation de l'émail et en induisant une reminéralisation de la surface et la sous-surface de la dent
- Réduit l'hypersensibilité en obturant les tubuli dentinaires ouverts
- Préviene la formation initiale de la carie grâce à ses propriétés anti-cariogènes
- Inverse le processus de taches blanches, même après un traitement orthodontique

GC Tooth Mousse (40 g, 35 ml par tube)	Référence
pack de 10 tubes assortis, 2 de chaque arôme (Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe & Vanille)	55-0180-0000
pack de 10 tubes, arôme Fraise	55-0180-0034
pack de 10 tubes, arôme Melon	55-0180-0037
pack de 10 tubes, arôme Menthe	55-0180-0012
pack de 10 tubes, arôme Tutti-Frutti	55-0180-0038
pack de 10 tubes, arôme Vanille	55-0180-0036

Reminéralisation et fluoration combinées. Les avantages du MI Paste Plus :

- Limite le changement de pH de la plaque (capacité tampon)
- Diminue l'adhésion et la croissance des Streptococcus mutans et des Streptococcus sobrinus à la surface de la dent
- Reminéralise les lésions de l'émail (reminéralisation) et rend l'émail reminéralisé plus résistant aux attaques acides
- Optimise la délivrance et la prise de fluor par l'émail
- Les effets du Recaldent™ avec le fluor sont supérieurs aux avantages apportés par le fluor seul.

GC MI Paste Plus (40 g, 35 ml par tube)	Référence
pack de 10 tubes assortis, 2 de chaque arôme (Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe & Vanille)	55-0181-0000
pack de 10 tubes, arôme Menthe	55-0181-0012
pack de 10 tubes, arôme Fraise	55-0181-0034
pack de 10 tubes, arôme Melon	55-0181-0037
pack de 10 tubes, arôme Vanille	55-0181-0036
pack de 10 tubes, arôme Tutti-Frutti	55-0181-0038



GC MI Varnish™

Renforce et protège l'émail d'un simple coup de pinceau.

GC lance MI Varnish, le tout dernier produit de son concept d'Intervention Minimale. Offrant une protection supérieure des surfaces de la dent, MI Varnish fait bien plus qu'un vernis fluoré classique. En plus d'une dose importante de fluorures, il fournit à la dent de grandes quantités de calcium et de phosphate grâce à sa formule brevetée, le Recaldent™. Ces minéraux bio-disponibles reminéralisent l'émail et diminuent la profondeur de certaines lésions carieuses amélaire.



Contenu	Référence
Intro pack, 10 unidoses MI Varnish (5 Fraises + 5 Menthe), 0,50 ml par unidosse et 20 pinceaux	55-0183-0000
Menthe	55-0183-0012
Fraise	55-0183-0034


GC Tri Plaque ID Gel™



Non seulement GC Tri Plaque ID Gel différencie la plaque mature (âgée) de la plaque récente en quelques étapes, mais ce gel unique permet également de mettre précisément en évidence les surfaces dentaires où les bactéries sont les plus actives en montrant les zones à pH acide. Cette information supplémentaire vous sera très utile pour motiver vos patients à améliorer leur hygiène orale.

Tri Plaque ID Gel =  Colorant/pigment bleu  Colorant/pigment rouge  Saccharose

 Acide  Bactérie




PLAQUE RÉCENTE

Quand le biofilm de la plaque est clairsemé, le colorant bleu de plus petite taille est facilement éliminé au rinçage, ne laissant que le colorant rouge dans la plaque qui montre alors une couleur rose/rouge.




PLAQUE MATURE (> 48H)

Quand le biofilm est « mature », sa structure est dense, piégeant alors les colorants bleus comme rouges dans la plaque qui montre une couleur bleue/ violette.



PLAQUE À HAUT RISQUE

Le saccharose du GC Tri Gel ID plaque sera métabolisé par les bactéries acidogènes présentes dans le biofilm de la plaque à haut risque. L'acide produit par les bactéries abaisse alors le pH de la plaque (<pH 4, 5), ce qui dissout le colorant rouge et ne laisse donc que la couleur bleue claire.



PLAQUE À HAUT RISQUE

Dr G. Ghani, Royaume-Uni

Contenu	Référence
Tube de 40 g (36 ml) de gel révélateur	55-0182-0000

Gamme Reliance

Flow Tain™

Composite fluide, photopolymérisable, adapté aux contentions linguales, au collage indirect, créer des stops d'arc

- les propriétés thixotropes empêchent l'affaissement malgré une bonne fluidité
- hautement polissable, donc moins d'usure et un meilleur confort du patient
- moins cassant que les composites conventionnels
- seringue à application précise pour un dosage exact sans perte de matière

Disponible en 2 viscosités : basse viscosité (LV) et régulière



Description	Référence
Flow Tain™ LV par 1 seringue de 1,5g avec 10 applicateurs	90-4014-0000
Flow Tain™ par 1 seringue de 1,5g avec 10 applicateurs	90-4012-0000

L.C.R.™

Adhésif de rétention photopolymérisable

- viscosité lisse
- durcit en une finition vitreuse



Description	Référence
L.C.R.™ par 1 seringue de 1,5g sans applicateur	90-4010-0000

Ultra Band-Lok®

Ciment verre ionomère photopolymérisable, sans fluor

- spécialement pour les morsures occlusales et pour la mise en place des ligatures
- Variante «Blue Shade» : élimination plus facile de l'excès de matière grâce à la coloration bleue



Description	Référence
Ultra Band-Lok® Blue Shade par seringue de 5g	90-3010-0000
Ultra Band-Lok® par seringue de 5g	90-3015-0000



Maximum Cure® Sealant

Système d'apprêt à deux composants pour améliorer la force adhésive sur l'émail dentaire

- auto-polymérisable en 90 secondes
- Libère du fluor
- résistant à l'abrasion grâce à la micro-charge (40%)



Description	Référence
Maximum Cure® Filled Sealant Part A, avec fluor, flacon de 7g	90-2022-0000
Maximum Cure® Filled Sealant Part B, sans fluor, flacon de 7g	90-2023-0000

Metal Primer

Conditionneur pour coller les courones

- crée une liaison chimique entre l'adhésif pour brackets et tous les métaux précieux et non précieux



Description	Référence
Metal Primer, flacon de 8ml	90-5031-0000

Assure PLUS All Surface Bonding Resin

- pour tout type de surface
- Adhère aux surfaces composites, céramiques et métalliques sans apprêt supplémentaire



Description	Référence
Assure PLUS All Surface Bonding Resin flacon de 6ml	90-5012-0000

Porcelain Conditioner

Conditionneur pour coller sur des couronnes en céramique

- Idél pour la céramique, oxyde de zirconium et disilicate de lithium



Description	Référence
Porcelain Conditioner flcon de 8ml	90-5033-0000

Porcelain Etching avec gel barrière

Pour surfaces céramiques

- idéal pour la céramique



Description	Référence
Porcelain Etching avec gel barrière, Flacon de 7g	90-5043-0000



Catalogue N°6

Arcs faciaux, laboratoire, divers



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Arcs faciaux, laboratoire, divers

Réduction inter-proximale	219
Éducateurs fonctionnels	222
Laboratoire	223
Thermoformage Smile Rite.....	223
Traction extra-orales	223
Divers.....	224
Enfonces-bagues (Band pushers)	224
Écarte-joues	224
Écartes joues Nola.....	225
Cires de protections (WAX)	225
Silicone de protection	225
Miroirs.....	226
Protection labiale.....	226
Placement des élastiques	226
Elasti-bites.....	226va



Réduction inter-proximale

Pour une réduction de la surface sure, précise avec une détérioration minimale de l'émail. Matériels professionnels pour (MI-IPR), réduction des espaces inter-proximaux avec une détérioration minimale.



Profi Kit 2

Coffret Profi Kit 2 comprenant des DiaStrip simples et doubles faces, pour la réduction d'espaces inter-proximaux, les finitions proximales et le polissage en orthodontie, aligneurs et dentisterie restorative. Nouvelle pièce à main oscillante refroidie par eau avec un ratio de 4:1 et une deuxième tête avec un mouvement alternatif pour les limes.

Description	Référence
4 DiaStrips, 2 faces • 4 DiaStrips 1 face • 2 Polisseurs PoliStrip • 2 fraises à polir • 1 contre angle DentaSonic refroidi par eau HP, 4:1 • 1 tête oscillante • 1 jeu de cales avec 6 épaisseurs : 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm • 1 embout d'extraction • 1 Spray	55-BD02-0000



Set de base nwc (non refroidi par eau)

Set de base avec une réduction de 4:1.

Description	Référence
Réduction: 4:1 (non refroidi) • 1 assortiment de 4 limes • 1 jeu de cales avec 6 épaisseurs : 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm • 1 embout d'extraction	55-BD04-0000



DiaStrip double faces

Limes DiaStrip oscillante en diamant, permet le réduction inter-proximaux sur les deux faces en même temps. Finitions proximales et polissage orthodontique

double face	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
Réf. 5/pk:	55-FDM0-5215	55-FDM0-5225	55-FDM0-5240	55-FDM0-5260
Réf. 12/pk:	55-FDM0-1215	55-FDM0-1225	55-FDM0-1240	55-FDM0-1260
épaisseur:	0.1mm	0.15mm	0.2mm	0.3mm



DiaStrip simple face

Limes DiaStrip oscillante en diamant, permettant la réduction inter-proximale sur une face seulement. Finitions proximales et polissage orthodontique ou restauratif.

double face	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
Réf. 5/pk:	55-FDM0-5115	55-FDM0-5125	55-FDM0-5140	55-FDM0-5160
épaisseur:	0.1mm	0.15mm	0.2mm	0.3mm



DiaSaw

Limes DiaSaw oscillante en diamant. Ouvre les points de contacts de manière sûre et rapide (ne coupe pas les tissus mous) et pour la réduction de la taille de la dent en orthodontie.

double face	DiaSaw	DiaSaw	DiaSaw
Réf. 5/pk:	55-SDM0-5315	55-SDM0-5325	55-SDM0-5340
épaisseur: (épaisseur = +/- 0.03mm)	0.1mm	0.15mm	0.2mm



Set



double face	DiaStrip Set 5	DiaSaw Set 5	Aligner Set
Référence	55-FDM0-5200	55-SDM0-5300	55-FDA0-5300
Grain µm:	1x1,0.15,0.2,0.3mm +1PoliStrip	1x1,0.15,0.2mm, +2 PoliStrip	1x1,0.15,0.2mm, +2 PoliStrip
Côté du rev.:	2 faces	2 faces	2 faces
Pack. réassort.:	5 pièces	5 pièces	5 pièces

PoliStrip

Limes PoliStrip flexible en résine, pour le polissage brillant proximal sur les 2 faces en 1 passage.
les PoliStrip sont vendues en blister de 12 (2x6) avec 6 limes en 0.10 mm et 6 limes en 0.15 mm.
55-FDRA-1200



DS-Debonding Polisher

Les résidus de colles orthodontiques suite à la dépose des brackets peuvent être retirés de manière simple et sécurisée. Il existe toujours un risque d'endommager la structure naturelle de la dent avec une fraise rotative ou un instrument métallique, dû à la dureté et l'abrasivité du matériau utilisé. Les micro particules déposées sur une matrice en caoutchouc synthétique éliminent les résidus d'adhésif en quelques minutes.
55-D000-6B00

Measuring Gauge

Épaisseurs : 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm
55-G000-1000



Inox SteryStrip

support de stérilisation des limes, en acier inoxydable pour 6 limes.
55-TDM0-6000





Éducateurs fonctionnels

physiologiques, en silicone biocompatible, élastiques, résilients et confortables, indolores, inodores, ajustables au patient

Description	Référence	Description	Référence
Souple 30 shore			
U kiddy transparent	84-UK00-PT00	U trainer rose	84-UT00-WP00
U kiddy bleu	84-UK00-DB00	U class 2 pré trans	84-UC2P-PT00
U kiddy rose	84-UK00-WP00	U class 2 transparent	84-UC20-PT00
U start transparent	84-US00-PT00	U class 2 bleu	84-UC20-DB00
U start bleu	84-US00-DB00	U class 2 rose	84-UC20-WP00
U start rose	84-US00-WP00	U class 3 small trans	84-UC3S-PT00
U trainer soft transparent	84-UTS0-PT00	U class 3 transparent	84-UC30-PT00
U trainer soft bleu	84-UTS0-DB00	U class 3 bleu	84-UC30-DB00
U trainer soft rose	84-UTS0-WP00	U class 3 rose	84-UC30-WP00
U trainer transparent	84-UT00-PT00	U brace small transparent	84-UBS0-PT00
U trainer bleu	84-UT00-DB00	U brace transparent	84-UB00-PT00
Semi rigide 50 shore			
U Start transparent	84-US0H-PT00	U class 3 transparent	84-UC3H-PT00
U trainer transparent	84-UT0H-PT00	U brace small transparent	84-UBSH-PT00
U class 2 transparent	84-UC2H-PT00	U brace transparent	84-UB0H-PT00

Description	Référence
Nasometre	84-UM00-0000

Laboratoire



Thermoformage Smile Rite

Depuis mars 2012 toutes les épaisseurs des plaques à thermoformer Smile Rite sont emballées dans des sachets en aluminium.

Hard	Rond 120 mm	Rond 125 mm	Carré 125mmX125mm
1,5 mm (x 50)	—	92-1015-R125	92-1015-S125
1,0 mm (x100)	92-1010-R120	92-1010-R125	92-1010-S125
0,80 mm (x100)	—	92-1008-R125	—

Soft	Rond 120 mm	Rond 125 mm	Carré 125 mm X125mm
1,0 mm (X100)	92-1110-R120	92-1110-R125	92-1110-S125

Tractions extra orales

Ces dispositifs de traction sont fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques et lavables. Confortables et de couleurs gaies, ils sont bien supportés par les jeunes patients.



Tractions cervicales avec sécurité

Description	Référence
Bleu/Rose 450 g	55-4450-0029
Bleu/Jaune 450 g	55-4450-0028
Noir 600 g	55-4600-0027

Tractions hautes avec sécurité



Description	Référence
Casque Jean 450 g	55-5450-0030
Casque de couleur 600 g	55-5600-0035
Casque Jean 600 g	55-5600-0030

Divers



Enfonce-bagues (Band pushers)

Description	Référence
Enfonce-bagues stérilisable orange	50-8020-0000
Enfonce-bagues stérilisable bleu pointe basse	50-8022-0000
Enfonce-bagues stérilisable bleu (haute température)	50-8023-0000



Écarte-joues

Description	Référence
Écarte-joues automatique maxi vue	55-0240-0012



Description	Référence
Écartes-joues medium jetable (X10)	55-0243-0002



Écarteurs avec système d'aspiration NOLA

Description	Référence
Large, blanc	55-4100-0000
Étroit, rouge	55-4101-0000
Repousse langue large par 2	55-4102-0000
Repousse langue étroit par 2	55-4103-0000
Rétracteur large, blanc	55-4104-0000
Tubes avec connecteur blanc "Y" par 4	55-4105-0000
Connecteur «Y» par 4	55-4106-0000
Tuyaux silicone par 10	55-4107-0000



Cires de protections (WAX)

Description	Référence
Cire de protection goût neutre (x 100)	55-0111-0033



Silicone de protection

Description	Référence
Silicone de protection (x50)	55-0121-0000



Miroirs

Description	Référence
Jeu de 4 miroirs Premium	55-0170-0000
Miroir Occlusal Premium	55-0171-0000



Protection labiale

Description	Référence
Protection labiale (x10)	55-0130-0000




Placement des élastiques

Description	Référence
Instruments pour élastiques multicolores (X 100)	55-0140-0021



Elasti-bites

Description	Référence
Elasti-bites (X 25)	55-0150-0013



Catalogue N°6

Instruments



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Instruments

- Pinces coupantes distales229
- Pinces coupantes229
- Pinces Utilitaires230
- Pinces Linguales231
- Pinces à Plier232
- Pinces à Plier (suite)233
- Instruments.....233
- Précelles234
- Pince mosquito et pince Mathieu234
- Laboratoire234
- Instruments auto-ligaturants.....235
- Instruments pour aligneurs235
- Stérilisation.....236



Pinces coupantes distales



50-0678-1010

Pince coupante distale de sécurité.

Max .021" X .025"



50-0678-101L

Pince coupante distale de sécurité. Manches longs.

Max .018" X .025"



50-0678-1130

Pince coupante distale de sécurité. Fine.

Max .021" X .025"

Pinces coupantes



50-0678-1030

Pince coupante gros fils angulée 15°.

Max .022" X .028"



50-0678-1040

Pince coupante gros fils.

Max .022" X .028"



50-0678-1070

Pince coupante pour ligatures et micro pins

Max .012"



50-0678-107L

Pince coupante pour ligatures et micro pins.

Manches longs. Max .012"



50-0678-5000

Mini-pince coupante pour ligatures. Fine . Max .012"

Pinces Utilitaires



50-0678-2000
Pince Weingart ultra-fine



50-0678-2010
Pince Weingart. Mors
coniques angulés à 32°. Fine



50-0678-201L
Pince Weingart. Mors
coniques angulés à 32°. Fine. Manches longs.



50-0678-2020
Pince Weingart polyvalente.
Mors striés Fine.



50-0678-2060
Pince à ôter la colle.
Contre-appui plastique
50-0678-014A
Lame de rechange
50-0678-0010



50-0678-2070
Pince à débagueur mors
longs.
Contre-appui plastique
50-0678-0140/0360



50-0678-2080
Pince à débagueur mors
courts.
Contre-appui plastique
50-0678-0140/0360



50-0678-2100
Pince à poser les séparateurs



50-0678-2190
Pince droite à déposer
les brackets



50-0678-220L
Pince angulée à déposer
les brackets (manches
longs)



Pinces Linguales



50-0678-7000
Pince coupante distale lin-
gual



50-0678-7010
Pince coupante linguale
pour ligatures



50-0678-7020
Pince Weingart linguale



50-0678-7029
Pince Weingart linguale,
90°



50-0678-7030
Pince à déposer les
brackets Linguaux



50-0678-704S
Pince à plier le NiTi en dis-
tal avec vis de bloquage



50-0678-7050
Pince Mathieu Linguale



50-0678-7060
Pousse-ligature lingual



50-0678-7070
Pousse-ligature lingual
Forme en U

Pinces à Plier



50-0678-3020
Pince 3 becs



50-0678-3220
Pince 3 becs pour NiTi



50-0678-3260
Pince bec d'oiseau
(Effilée)



50-0678-3040
Pince bec d'oiseau



50-0678-3050
Pince bec d'oiseau longue,
pour fil fin, avec rainure



50-0678-3070
Pince de Tweed 442
rectangulaire



50-0678-3090
Pince à former les arcs
linguaux



50-0678-3100
Pince Hollow Chop
"de la Rosa"



50-0678-3170
Pince Hollow Chop
"de la Rosa" . Mors courts



Pinces à Plier (suite)



50-0678-3240
Pince Tweed Loop
Old Style



50-0678-5020
Pince à plier distale "Re-
quin Marteau". Fine




50-00SD-1302
Pince à sertir stops et cro-
chets angulée

Instruments




50-0678-FELD
Sonde/Pousse ligature



50-0678- BPS1
Instrument Shure



50-0678-LDG2
Pousse ligature double



50-0678-MHE6
Manche / Unité
50-0678-M4C0
Mirroirs / Par 12



50-HSL2-4752
Pied à coulisse

Précelles



50-0678-2120
Précelle à brackets



50-0678-5040
Précelle à brackets fine



50-0678-212M
Précelle à brackets
mords étroits



50-0678-5050
Précelle à tubes molaires

Pince mosquito et pince Mathieu



50-0678-H400
Pince Mosquito



50-NH50-74E0
Pince Mathieu



50-0YDM-5090
Pince Mathieu étroite



50-0YDM-5110
Pince Mathieu étroite
pour module

Laboratoire



50-00SD-3140
Pince de Young



50-00SD-5050
Pince d'Adams



50-00SD-2000
Pince 3 becs Aderer



50-00SD-1010
Pince Coupante Gros Fils
.045"



Instruments auto-ligaturants



50-0030-0000 

Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la sphère évidée.



50-1030-0000 

C-Tool, pour ouvrir le bracket EXPERIENCE C en toute sécurité par son bord gingival.



50-2030-0000 

M-Tool pour ouvrir le bracket EXPERIENCE metal en toute sécurité par son bord gingival.



50-2130-0000 

Instrument universel EXPERIENCE qui facilite l'ouverture du clip du bracket et l'insertion de l'arc avec sa double fourchette (manche seul)
50-2131-0000 lames de rechanges

Instruments pour aligneurs



50-0YDM-4490

Pince pour création de force verticale



50-0YDM-4500

Pince pour création de force horizontale



50-0YDM-4510

Pince pour création de découpe large



50-0YDM-4480

Pince pour création de découpe étroite

Stérilisation

Pour vos solutions de stérilisation en cassettes, prenez rendez-vous avec votre représentant pour une présentation de la game en rapport avec vos besoins.



50-0040-0620

Gants de protection
(Chimique et perforation)
Taille M

50-0678-ILS0

Spray anti corrosion
(à appliquer après
nettoyage)

50-0678-IPS0

Spray lubrifiant pour axe
de pince

50-0000-ORT1

Cassette de Stérilisation